

## **METROX Termofor**

### Instrukcja:

1. Przed użyciem wypełnić termofor letnią wodą w celu sprawdzenia szczelności produktu.
2. Termofor powinien być wypełniony wodą tylko do 2/3 swojej objętości.
3. Podczas napełniania zachować szczególną ostrożność. Wlanie większej ilości wody może spowodować rozerwanie termoforu i oparzenia użytkownika.
4. Wlewając wodę należy trzymać termofor pionowo za szyjkę wlewu.
5. Wlewać wodę powoli, aby uniknąć jej rozlania.
6. Używać wody ciepłej – NIE WRZĄTKU! Maksymalna temperatura wody to 60°C.
7. W celu niezapowietrzenia termoforu ułożyć produkt na płaskiej powierzchni aż do momentu, gdy poziom wody będzie zauważalny. Następnie usunąć z termoforu powietrze, lekko przyciskając go do momentu, aż w otworze pokaże się woda.
8. Po tych czynnościach zakręcić korek, dokręcając go maksymalnie w prawą stronę. Sprawdzić szczelność termoforu.
9. Przed użyciem upewnić się czy lejek termoforu jest pusty.
10. Po zakończeniu użytkowania wylać wodę, wysuszyć.
11. Czas miejscowego ogrzewania ciała i ilość ogrzewań w ciągu dnia powinna być zgodna z zaleceniem lekarza.
12. Gdy termofor nie jest używany powinien być przechowywany bez wody, w chłodnym i suchym miejscu z odkręconym korkiem.
13. Podczas przechowywania nie kłaść, nie stawiać żadnych przedmiotów na termoforze.
14. Nie używać termoforu jako poduszki bądź siedziska.
15. Nie zaleca się używania ciepłej wody bezpośrednio z sieci wodociągowej, może to znacznie skrócić żywotność termoforu.
16. Nie należy dopuszczać do kontaktu termoforu z gorącymi powierzchniami.
17. Termofor stosować zgodnie z przeznaczeniem.

### **UWAGA!**

Termofor może spowodować oparzenia. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą lub używać odpowiedniego pokrowca w celu ochrony ciała.

Nie używać wrzątku.

Używać wody, której temperatura nie jest wyższa niż 60°C.

Nie podgrzewać termoforu w kuchni mikrofalowej.

Nadzorować używanie termoforu przez dzieci.

Zabezpieczać termofor przed kontaktem z gorącymi powierzchniami, olejami i smarami.

Chronić termofor przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Sprawdzać termofor i korek pod kątem zużycia przed każdym użytkowaniem.

Termofor wykonany jest z naturalnego kauczuku, który może powodować reakcje alergiczne.

Prosimy zachować instrukcję na przyszłość.

Zaleca się wymianę termoforu co 3 lata.

Produkt podlega 2 letniej gwarancji.

