

medisana

FTN

DE Gerät und Bedienelemente


- 1** Beleuchtete LCD-Anzeige
- 2** **START**-Taste (Start der Messung und Abruf der gespeicherten Daten)
- 3** EIN/AUS-Taste (I/O)
- 4** Batteriefach
- 5** Beleuchtung
- 6** Sensor
- 7** Auswahl-Schalter (Messung von Körper ↶ oder Objekt ↷-Temperatur)

GB Unit and controls

- 1** Backlit LCD display
- 2** **START** button (Starts reading and calls up stored data)
- 3** **ON/OFF**-Taste (I/O)
- 4** Battery compartment
- 5** Light
- 6** Sensor
- 7** Selector switch (Measuring body ↶ / object ↷ temperature)

NL Thermometer en bedieningselmenten

- 1** Verlichte LCD-display
- 2** **START**-toets (Start van de meting en oproep van de opgeslagen gegevens)
- 3** IN/UI/T-toets (I/O)
- 4** Batterijruimte
- 5** Verlichting
- 6** Sensor
- 7** Keuzeschakelaar (Meting van de lichaams ↶ - / object-↷ temperatuur)



Zeichenerklärung / Explanation of symbols / Verklaring van de symbolen:



Diese Gebrauchsanweisung gehört zu diesem Artikel. Sie enthält wichtige Informationen zum Aufbau und zur Handhabung. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig. Die Nichtbeachtung der Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Artikel führen.

This instruction manual belongs to this device. It contains important information about starting up and operation. Read the instruction manual thoroughly. Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.

Deze gebruiksaanwijzing behoort bij dit toestel. Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing helemaal. Het niet naleven van deze instructie kan zware verwondingen of schade aan het toestel veroorzaken.



WARNING / WARNING / WAARSCHUWING

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern. These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.

Deze waarschuwingen moeten in acht genomen worden om mogelijk letsel van de gebruiker te voorkomen.



ACHTUNG / CAUTION / OPGELET

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern. These notes must be observed to prevent any damage to the device.

Deze aanwijzingen moeten in acht genomen worden om mogelijke schade aan het toestel te voorkomen.



HINWEIS / NOTE / AANWIJZING

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb. These notes give you useful additional information on the installation or operation.

Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende informatie bij de installatie of het gebruik.



Geräteklassifikation: Typ BF / Classification: Type BF applied part / BF-veiligheidsklasse



Temperaturbereich / Temperature range / Temperatuurbereik



Vor Nässe schützen / Keep dry / Beschermen tegen vocht



Angabe der Schutzart gegen feste Objekte und Wasser / Protection classification against solid objects and water / Informatie over de bescherming tegen vuil en water



Hersteller / Manufacturer / Producent



Herstellungsdatum / Date of manufacture / Productiedatum

DE Infrarot-Multifunktions-thermometer

Gebrauchsanweisung - *Bitte sorgfältig lesen!*

Sicherheitshinweise

WICHTIGE HINWEISE ! UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel benutzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.

- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung. Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantianspruch.
- Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Der Gebrauch dieses Thermometers ersetzt nicht die Konsultation eines Arztes.
- Personen und Thermometer sollten sich für mindestens 30 Minuten in gleich bleibender Umgebung befinden, bevor eine Messung vorgenommen wird.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Temperatur des Stirn- und Schläfenbereiches unterscheidet sich von der Körpertemperatur, die z. B. oral oder rektal gemessen wird. Eine fiebrige Erkrankung kann im Frühstadium zu einem gefäßverengenden Effekt (Vasokonstriktion) führen, der die Haut abkühlt. In diesem Fall kann die mit dem Thermometer gemessene Temperatur außergewöhnlich niedrig sein. Wenn demzufolge ein Messergebnis nicht mit dem Empfinden des Patienten übereinstimmt oder ungewöhnlich niedrig ausfällt, wiederholen Sie die Messung alle 15 Minuten. Zur Kontrolle können Sie auch eine Messung der Körpertemperatur mit einem herkömmlichen Thermometer durchführen, das sich für die orale oder rektale Messung eignet.

- In folgenden Fällen ist eine Kontrollmessung mit einem herkömmlichen Fieberthermometer empfehlenswert:
 - Wenn das Messergebnis überraschend niedrig ist.
 - Bei Neugeborenen innerhalb der ersten 100 Tage.
 - Bei Kindern unter drei Jahren, die ein gefährdetes Immunsystem haben oder bei Auftreten bzw. Nicht-Auftreten von Fieber bedenklich reagieren.
 - Wenn der Nutzer das Gerät zum ersten Mal verwendet oder sich mit der richtigen Anwendung noch vertraut macht.
- Die Hautoberfläche von Babys reagiert sehr schnell auf die Umgebungstemperatur. Nehmen Sie deshalb keine Messung mit dem Thermometer während oder nach dem Stillen vor, weil die Hauttemperatur dann niedriger als die Körpertemperatur sein kann.
- Im Falle von Störungen oder Beschädigungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dadurch jeglicher Garantieanspruch erlischt. Fragen Sie Ihren Fachhändler und lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Serviceteams durchführen.
- Verändern und / oder öffnen Sie das Gerät nicht. Es enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden könnten.
- Ein beschädigtes Gerät darf nicht benutzt werden.
- Benutzen Sie das Thermometer nicht in feuchter Umgebung. Legen Sie das Thermometer nicht ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit. **Es ist nicht wasserdicht.**
- Dieses Gerät besteht aus empfindlichen Bauteilen und muss mit Vorsicht behandelt werden.Beachten Sie die Lager- und Betriebsbedingungen wie im Abschnitt «Technische Daten» beschrieben.
- Schütteln und klopfen Sie das Thermometer nicht. Lassen Sie es nicht fallen.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, Verunreinigungen und Staub.
- Wenn Sie beabsichtigen, das Gerät längere Zeit nicht zu benutzen, entfernen Sie die Batterie.

- ! WARNUNG - Die von diesem Thermometer ermittelten Messergebnisse stellen keine Diagnose dar und ersetzen nicht die Konsultation eines Arztes, der im Zweifelsfall immer hinzugezogen werden sollte.**

Lieferumfang und Verpackung

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihre Servicestelle. Zum Lieferumfang gehören:

- 1 **medisana** Infrarot-Multifunktions-thermometer **FTN**
- 1 Aufbewahrungsbox
- 2 Batterien 1,5 V (Typ LR03, AAA, bereits eingelegt)
- 1 Gebrauchsanweisung

Verpackungen sind wiederverwendbar oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

- ! WARNUNG - Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr!**

Fieber messen - rasch und fehlerfrei!

Mit dem **medisana** Infrarot-Multifunktions-thermometer ist eine präzise berührungslose Messung (ca. 5 cm Abstand) der Körpertemperatur möglich. Die Messung wird über der Augenbraue, im Verlauf zwischen Stirn und Schläfe, vorgenommen. Dabei wird der Wert der von dort abgestrahlten Energie gemessen und in einen Temperaturwert umgewandelt. Das Messergebnis wird innerhalb von ca. 1 Sekunde angezeigt. So kann z. B. die Temperatur von Babys gemessen werden, ohne sie im Schlaf zu stören.

Zusatzfunktion: Außer zur Messung der Körpertemperatur, kann das Infrarot-Multifunktions-thermometer auch zur Messung einer Objekttemperatur (z. B. Umgebungstemperatur, Flüssigkeiten, Oberflächen) verwendet werden. Eine Messung in dieser Funktion ist im Bereich von 0° bis 100°Celsius möglich.

Anwendung - Inbetriebnahme

Batterien entnehmen / anlegen: Sollte nach einer gewissen Betriebsdauer das Symbol ▼ in der LCD-Anzeige erscheinen, müssen zwei neue 1,5V-Batterien (Typ AAA) eingesetzt werden.

Entnehmen: Nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefaches 6 ab; entnehmen Sie die Batterie.
Einlegen: Legen Sie neue Batterien ein. Achten Sie auf die korrekte Liegerichtung (Abbildung im Batteriefach) und setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

BATTERIE-SICHERHEITSHINWEISE

- Batterien nicht auseinandernehmen!
- Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen!
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen!
- Erhöhtes Aussetzgefahr. Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden! Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen!
- Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, ist sofort ein Arzt aufzusuchen!
- Legen Sie Batterie korrekt ein, beachten Sie die Polarität!
- Halten Sie das Batteriefach gut verschlossen!
- Batterie bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen!
- Batterien von Kindern fernhalten!
- Batterien nicht wiederaufladen! Explosionsgefahr!
- Nicht kurzschließen! Es besteht Explosionsgefahr!
- Nicht ins Feuer werfen! Es besteht Explosionsgefahr!
- Lagern Sie ungebrauchte Batterien in der Verpackung und nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen, um einen Kurzschluss zu vermeiden!
- Werfen Sie verbrauchte Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel!

Einstellungen vornehmen

Das Thermometer FTN stellt seine Messergebnisse als Referenzwerte zu Temperaturen dar, wie sie mit einem herkömmlichen Fieber-Thermometer gemessen werden. Sie haben die Auswahl zwischen oraler ↶ (im Mund), axillarer ↷ (unter der Achsel) und rektaler ↶ (im After) Messmethode. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Schalten Sie das Gerät mit der EIN/AUS-Taste 3 ein. Der Auswahl-Schalter 7 befindet sich in der Stellung für Fieber-Messung / Körper-Modus (oben / ↶). Die eingestellte Referenz-Körperstelle wird durch ein entsprechendes blinkendes Symbol angezeigt. ↶ für Mund, ↷ für Achsel und ↶ für After.
- Warten Sie, bis das ↶-Symbol blinkt, das die Betriebsbereitschaft des Gerätes anzeigt.
- Schieben Sie den Schalter 7 nach unten und wieder nach oben. Die drei Symbole der Referenz-Körperstelle werden im Display für ca. 3 Sekunden angezeigt. Das eingestellte Symbol blinkt, die beiden anderen bleiben unverändert.
- Mit der START-Taste 2 wechseln Sie innerhalb der 3 Sekunden zwischen den drei Symbolen. Sobald ein Wechsel vorgenommen wird, ertönt ein kurzer Piepton.
- Das ausgewählte Symbol blinkt. Die Einstellung ist nach ca. 5 Sekunden abgeschlossen, und das Gerät ist zur Messung bereit

Vor dem Gebrauch

Anpassung des Gerätes an die Raumtemperatur: Um eine genaue Messung der Körpertemperatur vornehmen zu können, muss sich zuvor der Körper der Temperatur des Raumes, in dem die Messung vorgenommen werden soll, anpassen. Das gilt auch für das Infrarot-Multifunktions-thermometer **FTN**. Es passt sich, wenn ein Standortwechsel vorgenommen wird, der neuen Umgebung automatisch an. Für die Angleichung der Eigentemperatur des Thermometers an die Raumtemperatur benötigt das Gerät eine gewisse Zeitspanne. Diese ist vom Höhenunterschied der beiden Temperaturen abhängig und kann bis zu 30 Minuten dauern. Nur, wenn dieser Prozess des Temperatur-Ausgleichs abgeschlossen ist, können präzise Messergebnisse erzielt werden.

Körpertemperatur messen

- ! HINWEISE**, um genaue Messergebnisse zu erhalten:
 - Personen und Thermometer sollten sich für mindestens 30 Minuten in gleich bleibender Umgebung befinden, bevor eine Messung vorgenommen wird.
 - Nehmen Sie keine Messung während oder direkt nach dem Stillen eines Babies vor.
 - Benutzen Sie das Thermometer nicht in feuchter Umgebung.
 - Personen sollten direkt vor oder während einer Messung nicht trinken, essen und jegliche Körperliche Anstrengung vermeiden.
 - Reinigen Sie den Bereich, in dem gemessen werden soll und entfernen Sie Schmutz, Haare oder Schweiß, bevor Sie den Sensor in Messposition bringen.
 - Entfernen Sie das Thermometer nicht aus dem Messbereich, bevor Sie den Piepton vernommen haben, der das Ende des Messvorgangs bestätigt.
 - Wenn der Sensor bei oder nach einer Messung verschmutzt wird, reinigen Sie ihn mit einem in Reingungsalkohol getauchten Wattestäbchen, bevor Sie das Thermometer bis zur nächsten Nutzung aufbewahren.

Das Thermometer wurde klinisch getestet und seine Sicherheit und Genauigkeit geprüft und bestätigt, wenn es entsprechend dieser Gebrauchsanweisung benutzt wird.

- Bringen Sie den Auswahl-Schalter 7 in die obere Position, um den Modus zur Messung der Körpertemperatur ↶ einzustellen.
- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste 3. Die LCD-Anzeige 1 wird aktiviert. Das Gerät führt einen Selbsttest durch, bei dem kurz alle Display-Zeichen angezeigt werden.
- Im Anschluss wird das zuletzt gespeicherte Messergebnis zusammen mit dem M-Symbol (M = Memory/Speicher) für ca. 2 Sekunden angezeigt.
- Wenn ein kurzer Piepton ertönt und das Symbol für die Messhöhe °C zusammen mit dem Symbol für die Referenz-Körperstelle blinkt, ist das Thermometer ist für die Messung bereit.
- Um mit der Messung beginnen zu können, richten Sie den Sensor 6 mit einem Abstand, der nicht mehr als 5 cm betragen sollte, auf die Stirnmitte. Wenn die Stirn mit Haaren, Schweiß oder Schmutz bedeckt sein sollte, entfernen Sie diese zuvor, um die Messgenauigkeit zu optimieren.
- Drücken und halten Sie die START-Taste 2. Die blaue Beleuchtung 5 schaltet sich ein, um den Bereich auszuleuchten.
- Bewegen Sie nun das Thermometer über der Augenbraue gleichmäßig von der Stirn bis zur Schläfe, um die höchste Temperatur zu ermitteln. Während der Sensor den Bereich abtastet, werden zu Beginn langsame Pieptöne abgegeben; sobald das Thermometer höhere Temperaturen erfasst, werden die Pieptöne schneller. Danach verlangsamt sich die Folge der Pieptöne wieder, um anzuzeigen, dass die höchste Temperatur bereits erfasst ist.
- Sobald dies der Fall ist, lassen Sie die START-Taste los. - Wenn das Messergebnis unterhalb des Fieberlevels liegt, ist ein langer Piepton zu hören, und es wird mit grüner Hintergrund-Beleuchtung im Display angezeigt. - Wenn das Messergebnis auf dem Fieberlevel oder höher liegt, sind 10 kurze Pieptöne zu hören, und es wird mit roter Hintergrund-Beleuchtung im Display angezeigt, um den Patienten auf mögliches Fieber aufmerksam zu machen.

- ! HINWEIS** Die Körpertemperatur, bei der man von Fieber spricht (Fieberlevel), unterscheidet sich, abhängig von der Körperstelle, wo sie gemessen wird: im After (rektal) 37,8 °C; im Mund (oral) 37,5 °C; in der Achsel (axillar) 37,2 °C

- Wenn das °C-Symbol nach ca. 2 Sekunden erneut blinkt, ist das Thermometer für eine weitere Messung bereit.






Objekttemperatur messen

- Bringen Sie den Auswahl-Schalter 7 in die untere Position ↷, um den Modus zur Messung der Objekttemperatur einzustellen.
- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste 3. Die LCD-Anzeige 1 wird aktiviert. Das Gerät führt einen Selbsttest durch, bei dem kurz alle Display-Zeichen angezeigt werden.
- Im Anschluss wird das zuletzt gespeicherte Messergebnis zusammen mit dem **M**-Symbol (M=Memory/Speicher) für ca. 2 Sekunden angezeigt.
- Wenn ein kurzer Piepton ertönt und das Symbol für die Messhöhe °C blinkt, ist das Thermometer ist für die Messung bereit.
- Um mit der Messung beginnen zu können, richten Sie den Sensor 6 mit einem Abstand, der nicht mehr als 5 cm betragen sollte, auf die Mitte des Objekts. Wenn dieses mit Wasser, Staub oder Schmutz bedeckt sein sollte, entfernen Sie diese zuvor, um die Messgenauigkeit zu optimieren.
- Drücken Sie die START-Taste 2. Die blaue Beleuchtung 5 schaltet sich ein, und die Temperatur wird gemessen. Der Messvorgang wird von einer Folge von Pieptönen begleitet.
- Lassen Sie die START-Taste 2 nach einigen Sekunden los.

Ein langer Piepton wird ausgesendet, womit der Abschluss des Messvorgangs bestätigt wird. Entfernen Sie den Sensor aus der Messposition. Im Display wird die gemessene Temperatur angezeigt.

Gespeicherte Messdaten abrufen

Das Thermometer kann bis zu 30 Messergebnisse speichern. Ihre gespeicherten Messdaten können Sie abrufen, indem Sie kurz auf die START-Taste 2 drücken, ohne dass zuvor das Thermometer mit der Ein-/Aus-Taste 3 eingeschaltet wurde. Im Display blinkt rechts neben der Anzeige „- - -“ das Symbol M. Nach einem weiteren kurzen Druck auf die START-Taste 2 erscheint die Speicherplatznummer 1 und direkt danach die zuletzt gespeicherte Temperatur im unbeleuchteten Display. Unter der Temperaturmesshöhe blinkt das Symbol M. Durch weiteres Drücken der START-Taste können Sie das gespeicherte Messergebnis auf Speicherplatz „2“ aufrufen. Insgesamt stehen 30 Speicherplätze zur Verfügung, die durch wiederholtes Drücken auf die START-Taste 2 nacheinander im Display erscheinen. Wenn noch nicht alle Speicherplätze belegt sind, erscheint an dieser Speicherstelle die Anzeige „- - -“.

						
Die gemessene Temperatur ist zu hoch. Im Display erscheint die Anzeige H, wenn das Messergebnis über 42,2 °C (Körper-Modus) oder 100 °C (Objekt-Modus) liegt.	Die gemessene Temperatur ist zu niedrig. Im Display erscheint die Anzeige L, wenn das Messergebnis unter 34 °C (Körper-Modus) oder 0 °C (Objekt-Modus) liegt.	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch. Die Umgebungstemperatur ist höher als 40 °C (Objekt-Modus)	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. Die Umgebungstemperatur liegt unter: 15 °C (Körper-Modus) 5 °C (Objekt-Modus)	Fehlanzeige im Display. Eine Fehlfunktion ist aufgetreten. Es ertönen 3 kurze Signaltöne.	Leeres Display. Überprüfen Sie die Position der Batterie.	Anzeige für eine leere Batterie. Legen Sie eine neue Batterie ein.

Reinigung und Pflege

- Der Sensor 6 ist das empfindlichste Teil des Gerätes. Schützen Sie ihn vor Verschmutzungen oder Beschädigungen. Reinigen Sie den Sensor mit einem in warmes Wasser oder 70%-igen Isopropyl-Alkohol getauchtes Wattestäbchen.
- Legen Sie das Thermometer nicht ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit. **Es ist nicht wasserdicht.**
- Für die Reinigung des Thermometers verwenden Sie ein weiches Tuch, das mit einer milden Seifenlauge oder 70%-igem Isopropyl-Alkohol leicht befeuchtet ist. In das Gerät darf kein Wasser eindringen! Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es völlig trocken ist.
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel, Verdünner, Benzin oder starke Bürsten.
- Achten Sie darauf, dass die Linse des Sensors, das Display und das Gehäuse nicht verkratzt werden.
- Lagern oder verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit zu hoher oder zu niedriger Temperatur (siehe Betriebsbedingungen im Kapitel „Technische Daten“) und Luftfeuchtigkeit, im Sonnenlicht, in Verbindung mit elektrischem Strom oder an einem staubigen Ort. Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen möchten. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Batterie ausläuft.
- Wird das Thermometer gemäß dieser Gebrauchsanweisung benutzt, so ist keine regelmäßige Wartung oder Kalibrierung notwendig.

Hinweis zur Entsorgung

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Entnehmen Sie die Batterie, bevor Sie das Gerät entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.



Technische Daten

Name und Modell:	medisana Infrarot-Multifunktions-thermometer FTN
Anzeigesystem:	Digitale Anzeige (LCD)
Spannungsversorgung:	3 V === , 2 Batterien 1,5 V (Typ LR03, AAA)
Messbereich:	Körper-Modus 34-42,2°C; Objekt-Modus 0-100°C
Messgenauigkeit: (Labormessungen)	34 °C – 35,9 °C: ±0,3 °C 36 °C – 39 °C: ±0,2 °C 39,1 °C – 42,2 °C: ±0,3 °C (innerhalb der Betriebsbedingungen)
Klinische Wiederholpräzision:	0,18°C
Messdauer	ca. 1 Sekunde
Speicherkapazität:	bis zu 30 Messungen
Autom. Abschaltung:	ca. 3 Min. nach der letzten Messung
Betriebsbedingungen:	Körper-Modus: 15 - 40°C; Objekt-Modus: 5 - 40°C
Lager-/Transportbedingungen:	-20°C bis +50°C
Abmessungen:	ca. 147 x 38 x 21 mm
Gewicht:	ca. 48 g einschließlich Batterie
Artikel Nr.:	76120
EAN Code:	40 15588 76120 1

Die CE-Kennzeichnung des Gerätes bezieht sich auf die EURichtlinie 93/42/EEC. Das Gerät ist für den Hausgebrauch konzipiert. Bei gewerblicher Nutzung muss einmal jährlich eine messtechnische Kontrolle durchgeführt werden. Die Kontrolle ist kostenpflichtig und kann durch eine zuständige Behörde oder durch autorisierte Wartungsdienste – entsprechend der „Medizinprodukte-Betreiber-Verordnung“ – erfolgen. Elektromagnetische Verträglichkeit: Das Gerät entspricht den Forderungen der Norm EN 60601-1/-1-2 für die Elektromagnetische Verträglichkeit. Einzelheiten zu diesen Messdaten können dem Beiblatt entnommen werden.

Im Zuge zusätzlicher Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor. Die jeweils aktuelle Fassung dieser Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.medisana.com

Garantie- und Reparaturbedingungen

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei. Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:

- Auf **medisana** Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für 3 Jahre gewährt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.
- Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.
- Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein.
- Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - a. alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z. B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, entstanden sind.
 - b. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
 - c. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an die Servicestelle entstanden sind.
 - d. Ersatzteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
- Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird.

	medisana GmbH Jagenbergstr. 19 41468 NEUSS, DEUTSCHLAND	Die Service-Adresse finden Sie auf dem separaten Belegeblatt.
---	--	---

GB Infrared Multi Functional Thermometer

Manual - *Please read carefully!*

Safety Information

IMPORTANT INFORMATION! RETAIN FOR FUTURE USE!

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.



- Only use the unit for the specific purpose described in the instruction manual. Any misuse will void the warranty.
- The unit is not designed for commercial use.
- Using this thermometer is no substitute for consulting a doctor.
- The thermometer and the patient must remain in a stable environment for at least 30 minutes before measuring the temperature.
- This device is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or by persons with insufficient experience and/or knowledge, unless under observation by a person responsible for their safety, or unless they have been instructed in the use of the device.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- The temperature in the forehead and temple area differs from the internal temperature, which is taken orally or rectally. Vasokonstriction, an effect which constricts the blood vessels and cools the skin, can occur during the early stages of a fever. In this case, the temperature measured by this thermometer may be unusually low. If the measurement therefore does not match the patient’s own perception or is unusually low, repeat the measurement every 15 minutes. As a reference, you can also measure the internal body temperature using a conventional oral or rectal thermometer.
- A control measurement using a conventional thermometer is recommended in the following cases:
 - If the reading is surprisingly low
 - For new-born infants up to 100 days old
 - For children under three years of age who have a weakened immune system or who react unusually in the presence or absence of fever
- If you are using the thermometer for the first time or want to familiarise yourself with it
- Babies’ skin reacts very quickly to the ambient temperature. Therefore, do not take their temperature with this thermometer during or after breastfeeding, because the skin temperature may then be lower than the internal body temperature.
- If a fault occurs or the unit is damaged, do not attempt to repair the unit yourself, as this will void the warranty. Contact your dealer and only have repairs carried out by authorized service partners.
- Do not modify and / or open the device. It contains small parts which might be swallowed by children.
- Do not use the thermometer if it is damaged.
- Do not use the thermometer in damp environments. Do not immerse the thermometer in water or other liquids. **It is not watertight.**
- This device comprises sensitive components and must be treated with caution. Observe the storage and operating conditions described in the «Technical Specifications» section.
- Do not shake or tap the thermometer. Do not drop it.
- Protect the device from direct sunlight, extremely high or low temperatures, dirt and dust.
- If the thermometer is not going to be used for a long period, remove the battery.

- ! WARNING - The measurement results obtained by this thermometer do not represent a diagnosis and do not replace the consultation of a doctor, who should always be consulted in case of doubt.**

Items supplied and packaging

Please check first of all that the device is complete and is not damaged in any way. In case of doubt, do not use it and contact your dealer or your service centre. The following parts are included:

- 1 **medisana** infrared multifunctional thermometer **FTN**
- 1 Storage box
- 2 Batteries (AAA type, LR03) 1,5V (Already inserted!)
- 1 Instruction manual

The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required. If you notice any transport damage during unpacking, please contact your dealer without delay.

- ! WARNING - Please ensure that polythene packing is kept away from the reach of children! Risk of suffocation!**

Taking a temperature reading - quickly and accurately!

The **medisana** infrared multifunctional thermometer allows precise, contact-free measurement of body temperature (at a distance of approximately 5 cm). The temperature is taken above the eyebrow between the forehead and the temple. The value of the energy radiated there is measured and converted to a temperature value. The reading is displayed within 1 seconds. This enables you, for example, to take

BATTERY SAFETY INFORMATION

- Do not disassemble batteries.
- Clean the battery and device contacts if necessary before putting in the batteries!
- Remove discharged batteries from the device immediately!
- Increased risk of leakage, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! If battery acid comes in contact with any of these parts, rinse the affected area with copious amounts of fresh water and seek medical attention immediately!
- If a battery has been swallowed seek medical attention immediately!
- Insert the battery correctly, observing the polarity!
- Keep the battery compartment well sealed!
- Remove the battery from the device if it is not going to be used for an extended period!
- Keep batteries out of childrens reach!
- Do not attempt to recharge batteries! There is a danger of explosion!
- Do not short circuit! There is a danger of explosion!
- Do not throw into a fire! There is a danger of explosion!
- Keep unused batteries in their packaging away from metal objects in order to prevent short circuiting!
- Do not throw used batteries into the household refuse; put them in a hazardous waste container or take them to a battery collection point, at the shop where they were purchased!

Settings

The FTN thermometer displays its readings as a reference to temperatures taken using conventional thermometers. You can choose between oral ↶ (in the mouth), axillary ↷ (under the armpit) and rectal ↵ (in the anus).

- Switch on the device using the ON/OFF button ⏻. The selector switch ↷ is in the fever measurement position / body mode (top / ↵). The set reference location is displayed by a corresponding flashing symbol ↷ (mouth), ↶ (armpit) and ↵ (anus).
- Wait until the °C symbol flashes, indicating that the thermometer is ready.
- Move the switch ⏻ down and then up again. The 3 symbols of the reference part of the body are shown in the display for approx. 3 seconds. The set symbol flashes, while the other ones remain unchanged.
- Press the START button ⏻ to switch between the three symbols within the 3 seconds. As soon as the change is registered, you will hear a short beep.
- The selected symbol flashes. The setting is completed after 5 seconds and the thermometer is ready for the measurement.

Before use

Acclimatise the thermometer to the temperature of the room: For an accurate reading of a patient's temperature, their body must first acclimatise to the temperature of the room where the measurement will be made. The same applies to the Infrared multifunctional thermometer FTN. When taken somewhere else, it automatically adjusts itself to the new environment. The thermometer takes a certain amount of time to acualise its own temperature to that of the room. This depends on the difference between the two temperatures and can take more than 30 minutes. Precise readings can only be taken once this process is completed.

Measuring body temperature

NOTES For the most accurate readings:

- Do not take a baby's temperature during or directly after breastfeeding.**
- Patients should not drink or eat directly before or during a measurement, and they should avoid any physical exertion.**
- Clean the area where you are taking the temperature and remove any dirt, hairs or sweat before moving the sensor to the measuring position.**
- Do not remove the thermometer from the measuring position until it has beeped to signal the end of the reading.**
- If the sensor becomes dirty during or after a reading, clean it with a cotton bud dipped in cleaning alcohol before putting the thermometer away.**
- Always take the temperature in the same place, because the readings will vary in different environments.**

The thermometer has been clinically tested, and its safety and accuracy inspected and confirmed, provided it is used in accordance with these instructions.

- Move the selector switch ↷ to the top position to select body temperature measurement mode ↵.
- Press the ON/OFF button ⏻. The LC display Ⓛ is activated. The thermometer performs a self-test, where all the display symbols are shown in succession.
- Finally, the last registered reading is displayed along with the M symbol (M = memory) for 2 seconds.
- When you hear a short beep and the symbol for the measuring units °C is shown along with the symbol for the reference body location, the thermometer is ready for use.
- To begin the measurement, point the sensor ↷ at the middle of the patient's forehead at a distance of no more than 5 cm. If the patient's forehead has hair, sweat or dirt on it, remove this first so that the reading is as accurate as possible.
- Press and hold the START button ⏻. The blue light Ⓛ switches on to illuminate the area where you are taking the measurement.
- Now move the thermometer smoothly over the patient's eyebrow from the forehead to the temple to measure the maximum temperature. While the sensor scans this area, you will hear slow beeps at first. As soon as the thermometer measures higher temperatures, the beeps speed up. The sequence of beeps then slows down to indicate that the maximum temperature has been recorded.
- As soon as this happens, release the START button ⏻. - If the reading is below the fever level, you will hear a long beep and the backlight of the display will be green. - If the reading is at or above the fever level, you will hear 10 short beeps, and the backlight of the display will be red to indicate that the patient may have a fever.
- When the °C symbol flashes again after 2 seconds, the thermometer is ready for another reading.








NOTE

The body temperature which is classed as a fever (fever level) varies depending on body location where it is measured: Anus (rectal) 37,8 °C; Mouth (oral) 37,5 °C; Armpit (axillary) 37,2 °C

Measuring the temperature of an object

- Move the selector switch ↷ to the bottom position ↶ to select object temperature measurement mode .
- Press the ON/OFF button ⏻. The LC display Ⓛ is activated. The thermometer performs a self-test, where all the display symbols are shown in succession.
- Finally, the last registered reading is displayed along with the M symbol (M = memory) for 2 seconds.
- When you hear a short beep and the the symbol for the measuring unit °C flashes, the thermometer is ready to take the measurement.
- To begin the measurement, point the sensor ↷ at the middle of the object at a distance of no more than 5 cm. If it has water, dust or dirt on it, remove this first so that the reading is as accurate as possible.
- Press the START button ⏻. The blue light Ⓛ switches on and the temperature is measured. The measurement is accompanied by a series of beeps.
- Release the START button ⏻ after a few seconds. A long beep indicates the end of the measurement. Remove the sensor from the measuring position. The display shows the measured temperature.

Error messages

						
--	---	---	---	---	---	---

Cleaning and maintenance

- The sensor ↷ is the most delicate part of the device. Protect it from dirt and damage. Clean the sensor with a cotton bud dipped in warm water or 70% isopropyl alcohol.
- Do not immerse the thermometer in water or any other liquid. **It is not watertight.**
- To clean the thermometer, use a soft cloth slightly dampened with mild soapy water or 70% isopropyl alcohol. Do not let water get into the unit. Only use the unit again when completely dry.
- Never use aggressive cleaning agents, thinners, benzine or tough brushes.
- Take care not to scratch the lens of the sensor, the display or the housing.
- Do not use or store the unit in an environment where the ambient temperature or humidity is too high or too low (see operating conditions in the "Technical specifications" section), in direct sunshine, in the vicinity of static electricity or in a dusty environment.
- Remove the batteries if you do not wish to use the unit for an extended period of time. Otherwise there is a danger that the batteries may leak.
- If the thermometer is used as described in these instructions, no regular maintenance or calibration is required.

Disposal

This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner.

Please remove the battery before disposing of the device/unit. Do not dispose of old batteries with your household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop. Consult your municipal authority or your supplier for information about disposal.

Technical specifications

Name and model: **medisana** Infrared multifunctional thermometer FTN
Display system: digital display (LCD)
Power supply: 3V == (2 batteries 1.5 V)
Measuring range: Body mode 34-42.2°C; Object mode 0-100°C (32-212°F)
Accuracy of measurement: 34 °C to 35.9 °C: ±0.3 °C; 36 °C to 39 °C: ±0.2 °C; 39.1 °C to 42.2 °C: ±0.3 °C (laboratory readings); (under operating conditions)
Clinical repeatability: 0,18°C
Duration of measurement: approx. 1 second
Memory capacity: up to 30 readings
Automatic switch-off: approx. 3 minutes after the last measurement
Operating temperature: Body mode: 15 - 40°C; Object mode: 5 - 40°C
Storage/transport temperature: -20°C to +50°C
Dimensions: approx. 147 x 38 x 21 mm
Weight: approx. 48 g including battery
Article No.: 76120
EAN Code: 40 15588 76120 1

The CE-mark of this device refers to the EC-directive 93/42/EEC MDD. The unit is designed for home use only. For commercial use, a metrological inspection must be carried out once every year. This calibration will be charged for and can be carried out by an appropriate authority or an authorised service centre - in accordance with the regulations for users of medical equipment. Electromagnetic compatibility: The device complies with the EN 60601-1-2 standard for electromagnetic compatibility. Details on this measurement data can be found at the end of this manual.

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and optical changes without notice.

The current version of this instruction manual can be found under www.medisana.com

Warranty and repair terms

Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is. The following warranty terms apply:

- The warranty period for **medisana** products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
- Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
- Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
 - The following is excluded under the warranty:
 - All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.
 - All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
 - Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
 - Accessories which are subject to normal wear and tear.
 - Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

medisana GmbH
Jagenbergstr. 19
41468 NEUSS, GERMANY
The service centre address is shown on the attached leaflet.

WAARSCHUWING - De meetresultaten die door deze thermometer worden geregistreerd zijn geen diagnose en vervangen niet het bezoek aan een arts. Neem bij twijfel altijd contact op met een arts.

Levering en verpakking

Controleer eerst of het apparaat compleet en onbeschadigd is. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met uw verkoper of de servicedienst. Meegeleverd:

- 1 **medisana** multifunctionele infraroodthermometer FTN
- 1 bewaaretui
- 2 batterijen 1,5 V (type LR03, AAA, al geplaatst)
- 1 gebruiksaanwijzing

De verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden gerecycled. Scheid het verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is. Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.

WAARSCHUWING - Houd de verpakkingsfolie uit handen van kinderen. Er is kans op verstikking!

Temperatuur meten - snel en betrouwbaar!

Met de **medisana** multifunctionele infraroodthermometer kan de lichaamstemperatuur nauwkeurig en contactloos (ca. 5 cm afstand) worden gemeten. De meting wordt uitgevoerd boven de wenkbrauwen, van het voorhoofd richting de slaap. Daarbij wordt de waarde van de daar uitgestraalde energie gemeten en omgezet in een temperatuurwaarde. Het meetresultaat wordt binnen ca. 1 seconde weergegeven. Zo kan bijv. de temperatuur van baby's worden gemeten zonder ze wakker te maken.

Extra functie: Behalve voor het meten van de lichaamstemperatuur kan de multifunctionele infraroodthermometer ook worden gebruikt voor het meten van een objecttemperatuur (bijv. omgevingstemperatuur, vloeistoffen, oppervlakken). In deze modus is een meting van 0° tot 100° Celsius mogelijk.

Gebruik - ingebruikname

Batterijen verwijderen/plaatsen: wanneer na een bepaalde gebruiksduur het symbool ▼ op het lcd-scherm verschijnt, moeten twee nieuwe 1,5V-batterijen (type AAA) worden geplaatst.

Verwijderen: haal de klep van het batterijvak ↷ los en verwijder de batterijen.

Plaatsen: plaats nieuwe batterijen. Let op de juiste richting waarin u de batterijen plaatst (afbeelding in het batterijvak) en sluit het batterijvak al met de klep.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES BATTERIJEN

- Haal batterijen niet uit elkaar!
- Reinig indien nodig de contacten van de batterijen en het apparaat voor u de batterijen plaatst!
- Haal lege batterijen meteen uit het apparaat!
- Verhoogd risico op lekken, voorkom contact met de huid, ogen en slijmvliezen! Spoei bij contact met batterijzuur de aangedane huid onmiddellijk ruimschoots met schoon water en raadpleeg meteen een arts!
- Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer een batterij is ingeslikt!
- Plaats de batterijen op de juiste wijze en let daarbij op de polariteit!
- Houd het batterijvak goed gesloten!
- Verwijder de batterijen uit het apparaat als hij gedurende langere tijd niet wordt gebruikt!
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen!
- Laad de batterijen niet opnieuw op! Explosiegevaar!
- Niet kortsluiten! Explosiegevaar!
- Niet in het vuur gooien! Explosiegevaar!
- Bewaar ongebruikte batterijen in de verpakking en niet in de buurt van metalen voorwerpen om kortsluiting te voorkomen!
- Gooi gebruikte batterijen en accu's niet bij het huisvuil, maar zamel ze apart in of lever ze in bij een winkel waar batterijen worden verkocht!

Instellen

De thermometer FTN geeft zijn meetresultaten weer als referentiewaarden van temperaturen, zoals ze met een traditionele koortsthermometer worden gemeten. U kunt kiezen tussen een orale ↷ (in de mond), axillaire ↶ (onder de oksel) en rectale ↵ (in de anus) meetmethode. Ga als volgt te werk:

- Schakel het apparaat in met de aan-/uitknop ⏻. De keuzeschakelaar ↷ staat op de positie voor koorts-meting/lichaamsmodus (boven/ ↵). Het ingestelde referentie-lichaamsdeel wordt weergegeven met een knipperend symbool, ↷ voor mond, ↶ voor oksel en ↵ voor anus.
- Wacht tot het °C symbool knippert en het apparaat klaar voor gebruik is.
- Schuif de schakelaar ↷ naar beneden en weer naar boven. De drie symbolen van het referentie-lichaamsdeel worden gedurende ca. 3 seconden op het scherm getoond. Het ingestelde symbool knippert, de beide andere blijven onveranderd.
- Met de startknop ⏻ kunt u binnen de 3 seconden wisselen tussen de drie symbolen. Zodra u heeft gewisseld, klinkt een korte pieptoon.
- Het geactiveerde symbool knippert. De instelling wordt na ca. 5 seconden afgesloten en het apparaat is klaar voor gebruik.

Voer het gebruik

Aanpassing van het apparaat aan de kamertemperatuur: om een nauwkeurige meting van de lichaamstemperatuur te kunnen uitvoeren, moet het lichaam zich eerst aanpassen aan de temperatuur van de ruimte waarin de meting moeten worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor de multifunctionele infraroodthermometer FTN. Hij pas zich automatisch aan de nieuwe omgeving aan als van locatie wordt gewisseld. Het duurt even voor de eigen temperatuur van de thermometer is aangepast aan de temperatuur van de ruimte. Dit is afhankelijk van het verschil van beide temperaturen en kan max. 30 minuten duren. Alleen als dit proces van de temperatuuraanpassing is voltooid, kunnen nauwkeurige meetresultaten worden bereikt.

Lichaamstemperatuur meten

- TIP** voor nauwkeurige meetresultaten:
 - personen en thermometer moeten zich gedurende minstens 30 minuten in een onveranderlijke omgeving bevinden voor een meting wordt uitgevoerd.
 - Voer geen meting uit tijdens of vlak na het geven van borstvoeding.
 - Gebruik de thermometer niet in een vochtige omgeving.
 - Drink of eet niet vlak voor of tijdens een meting en voorkom lichamelijke inspanning.
 - Maak het voorhoofd schoon en verwijder vuil, haren en zweet voor u de sensor op het voorhoofd richt.
 - Haal de thermometer niet weg van het te meten gebied voor u de pieptoon heeft gehoord die het einde van de meting bevestigt.
 - Maak de sensor als hij tijdens of na een meting vies is geworden schoon met een wattenstaafje dat in schoonmaakalcohol is gedoopt voor u de thermometer opruimt.

De thermometer is klinisch getest en de veiligheid en nauwkeurigheid zijn gecontroleerd en bevestigd bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing.

- Zet de keuzeschakelaar ↷ in de bovenste stand om de modus voor het meten van de lichaamstemperatuur ↵ in te stellen.
- Druk op de aan-/uitknop ⏻. Het lcd-scherm Ⓛ wordt geactiveerd. Het apparaat voert een zelftest uit waarbij kort alle aanduidingen op het scherm worden getoond.
- Daarna wordt gedurende ca. 2 seconden het laatst opgeslagen meetresultaat weergegeven samen met het symbool M (= memory/geheugen).
- Als een korte pieptoon klinkt en het symbool van de meeteenheid °C samen met het symbool voor het referentie-lichaamsdeel knippert, is de thermometer klaar voor de meting.
- Richt voor de meting de sensor ↷ met een afstand van maximaal 5 cm op het midden van het voorhoofd. Verwijder evt. haren, zweet of vuil van het voorhoofd voor u gaat meten voor een optimale meetnauwkeurigheid.
- Druk op de startknop ⏻ en houd deze ingedrukt. Het blauwe lampje Ⓛ gaat branden om het gebied van de meting te verlichten.
- Beweeg nu de thermometer boven de wenkbrauwen gelijkmatig van het voorhoofd tot de slaap om de hoogste temperatuur vast te stellen. Terwijl de sensor het gebied afzoekt, klinken in het begin langzame pieptonen. Zodra de thermometer hogere temperaturen registreert, worden de pieptonen sneller. Daarna zullen de pieptonen elkaar weer minder snel opvolgen om aan te geven dat de hoogste temperatuur al is geregistreerd.
- Laat zodra dat het geval is de startknop los. - Als het meetresultaat onder de koortsgrens is, klinkt een lange pieptoon en is de achtergrondverlichting van het scherm groen. - Als het meetresultaat op of boven de koortsgrens is, klinken 10 korte pieptonen en is de achtergrondverlichting van het scherm rood, zodat de patiënt wordt geattendeerd op mogelijke koorts.

TIP

De lichaamstemperatuur waarbij wordt gesproken van koorts (koortsgrens) verschilt afhankelijk van het lichaamsdeel waar wordt gemeten: in de anus (rectaal) 37,8 °C; in de mond (oraal) 37,5 °C; onder de oksel (axillair) 37,2 °C

- Als het °C symbool na ca. 2 seconden opnieuw knippert, is de thermometer klaar voor een volgende meting.

Objecttemperatuur meten








- Zet de keuzeschakelaar ↷ in de onderste stand om de modus ↶ voor het meten van de objecttemperatuur in te stellen.
- Druk op de aan-/uitknop ⏻. Het lcd-scherm Ⓛ wordt geactiveerd. Het apparaat voert een zelftest uit waarbij kort alle aanduidingen op het scherm worden getoond.
- Daarna wordt gedurende ca. 2 seconden het laatst opgeslagen meetresultaat weergegeven samen met het symbool M (= memory/geheugen).
- Als een korte pieptoon klinkt en het symbool van de meeteenheid °C knippert, is de thermometer klaar voor de meting.
- Richt voor de meting de sensor ↷ met een afstand van maximaal 5 cm op het midden van het object. Verwijder evt. water, stof of vuil van het object voor u gaat meten voor een optimale meetnauwkeurigheid.
- Druk op de startknop ⏻. Het blauwe lampje Ⓛ gaat branden en de temperatuur wordt gemeten. Tijdens de meting klinken pieptonen.
- Laat de startknop ⏻ na enkele seconden los. Er klinkt een lange pieptoon die het einde van de meting bevestigt. Haal de sensor weg van de meetpositie. De gemeten temperatuur wordt weergegeven op het scherm.

Opgeslagen meetgegevens bekijken

De thermometer kan max. 30 meetresultaten opslaan. De opgeslagen meetgegevens kunt u zien door kort op de startknop ⏻ te drukken zonder dat de thermometer daarvoor is aangezet met de aan-/uitknop ⏻.

Op het scherm knippert rechts naast de weergave „- -“ het symbool M. Nadat u nogmaals kort op de startknop ⏻ heeft gedrukt, verschijnt op het onverlichte scherm het geheugennummer 1 en direct aansluitend de laatst opgeslagen temperatuur. Onder de temperatuurmeeteenheid knippert het symbool M. Door nogmaals op de startknop te drukken, kunt u het opgeslagen meetresultaat van geheugennummer „2“ zien. In totaal zijn er 30 geheugennummers die door herhaaldelijk op de startknop ⏻ te drukken achtereenvolgens op het scherm verschijnen. Als nog niet alle geheugennummers bezet zijn, is bij de lege geheugennummers „- -“ te zien.

Foutmeldingen

						
---	---	---	---	---	---	---

- Schoonmaken en onderhoud**
- De sensor ↷ is de meest gevoeligste deel van het apparaat. Zorg dat hij niet vies of beschadigd raakt. Maak de sensor schoon met een wattenstaafje dat in warm water of isopropylalcohol 70% is gedoopt.
 - Leg de thermometer niet in water of in een andere vloeistof.
 - Hij is niet waterdicht.**
 - Gebruik voor het schoonmaken van de thermometer een zachte doek die licht vochtig is gemaakt met water en een mild schoonmaakmiddel of isopropylalcohol 70%. Er mag geen water in het apparaat komen! Gebruik het apparaat pas weer als hij helemaal droog is.
 - Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, verduunners, benzine of harde borstels.
 - Let erop dat er geen krassen komen op de lens van de sensor, het scherm en de behuizing.
 - Bewaar of gebruik het apparaat niet in een omgeving met een te hoge of te lage temperatuur (zie gebruiksvoorwaarden in het hoofdstuk „Technische gegevens“) en luchtvochtigheid, in het zonlicht, in combinatie met elektrische stroom of een stoffige plek. Haal de batterijen uit het apparaat als u hem gedurende langere tijd niet gebruikt. De batterijen kunnen anders gaan lekken.
 - Wanneer de thermometer overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is regelmatig onderhoud of kalibreren niet nodig.

Weggoien

Dit apparaat mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Elke consument is verplicht om alle elektrische of elektronische apparaten, om het even of ze schadelijke stoffen bevatten of niet, in te leveren bij een milieustraat of bij een winkel waar een vergelijkbaar product wordt aangeschaft, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en verwerkt. Haal de batterijen uit het apparaat voor u het weggooit. Gooi gebruikte batterijen niet bij het huisvuil, maar zamel ze apart in of lever ze in bij een winkel waar batterijen worden verkocht. Neem over de afvoer en verwerking contact op met uw gemeente of uw verkoper.



Technische gegevens	
Naam en model:	medisana multifunctionele infraroodthermometer FTN
Weergegavesysteem:	digitaal scherm (lcd)
Voeding:	3 V == 2 batterijen 1,5 V (type LR03, AAA)
Meetbereik:	lichaamsmodus 34-42,2 °C; objectmodus 0-100 °C
Meetnauwkeurigheid: (laboratoriummetingen)	34 °C – 35,9 °C: ±0,3 °C <p>36 °C – 39 °C: ±0,2 °C</p> <p>39,1 °C – 42,2 °C: ±0,3 °C (binnen de gebruiksvoorwaarden)</p> <p>0,18°C</p> <p>ca. 1 seconde tot max. 30 metingen</p>
Klinische herhaalbaarheid:	ca. 3 min. na de laatste meting
Opslagcapaciteit:	lichaamsmodus: 15 - 40 °C, objectmodus: 5 - 40 °C
Autom. uitschakeling:	
Gebruiksvoorwaarden:	Bewaar-/ transportvoorwaarden: -20 °C tot +50 °C
Bewaar-/ transportvoorwaarden:	ca. 147 x 38 x 21 mm
Afmetingen:	ca. 48 g inclusief batterijen
Gewicht:	76120
Artikelnr.:	76120
EAN-code:	40 15588 76120 1

De CE-markering van het apparaat heeft betrekking op de EU-richtlijn 93/42/EEC. Het apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Bij commercieel gebruik moet eens per jaar een meettechnische controle worden uitgevoerd. Voor de controle moet worden betaald en deze kan worden uitgevoerd door een bevoegde instantie of door een erkende onderhoudsdienst, in overeenstemming met de Duitse „richtlijn voor exploitanten van medische hulpmiddelen“ (MPBetreibV). Elektromagnetische compatibiliteit: het apparaat voldoet aan de eisen zoals gesteld in de norm EN 60601-1/-1-2 voor de elektromagnetische compatibiliteit. Details over deze meetgegevens kunt u vinden in het bijgevoegde blad.

In het kader van voortdurende productverbeteringen behouden wij ons recht voor op wijzigingen op technisch gebied en qua vormgeving.
De meest actuele versie van deze gebruiksaanjizing kunt u vinden op www.medisana.com

Garantie- en reparatievoorwaarden

Neem voor de garantie contact op met uw specialzaak of rechtstreeks met de servicedienst. Geef aan wat het defect is en voeg een kopie van de aankoopbon toe als het apparaat moet worden opgestuurd. De volgende garantievoorwaarden zijn van kracht:

- Op producten van **medisana** geldt vanaf de verkoopdatum een garantie van 3 jaar. Bij aanspraak op garantie moet de verkoopdatum kunnen worden aangeleond met een aankoopbon.
- Gebruken als gevolg van materiaal- of productdefecten worden binnen de garantieperiode gratis verholpen.
- Door het verlenen van garantie wordt de garantieperiode niet verlengd, noch voor het apparaat, noch voor de vervangen onderdelen.
- Van garantie zijn uitgesloten:
 - alle schade die zijn ontstaan door onjuist gebruik, bijv. door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing .
 - schade die het gevolg is van een reparatie of interventie door de koper of een onbevoegde derde.
 - Druk op de startknop ⏻. Het blauwe lampje Ⓛ gaat branden en de temperatuur wordt gemeten. Tijdens de meting klinken pieptonen.
 - d. onderdelen die normale slijtage vertonen.
- Een aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade die is veroorzaakt door het apparaat is ook dan uitgesloten, als de schade aan het apparaat wordt erkend als garantie.

medisana GmbH
Jagenbergstr. 19
41468 NEUSS, DUITSLAND
Het service-adres vindt u op het apart bijgevoegde blad.

medisana

FTN

PT
Aparelho e controlos

- 1** Visor LCD iluminado
- 2** Botão **START** (inicia a medição e apresenta os dados guardados)
- 3** Botão LIGAR/DESLIGAR (I/O)
- 4** Compartimento das pilhas
- 5** Iluminação
- 6** Sensor
- 7** Botão de seleção (medição da temperatura corporal ↶ ou de objetos ↷)

GR
Συσκευή και στοιχεία χειρισμού

- 1** Φωτιζόμενη οθόνι ενδείξεων LCD
- 2** Πλήκτρο **START** (έναρξη μέτρησης και πρόζβαση στα αποθηκευμένα στη μνήμη δεδομένα)
- 3** Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (I/O)
- 4** Θήκη μπαταρίας
- 5** Φωπισμός
- 6** Αισθητήρας
- 7** Διακόπτης επιλογής (Θερμομέτρηση σώματος ↶ - ή ↷ Θερμομέτρηση αντικειμένου)

FI
Laite ja käyttöelementit

- 1** Valaistu LCD-näyttö
- 2** **START**-painike (käynnistää mittauksen ja hakee tallennetut tiedot)
- 3** Päälle-/pois-painike (I/O)
- 4** Paristolokero
- 5** Valaistus
- 6** Anturi
- 7** Valintakytkin (kehon ↶ tai esineen ↷ lämpötilan mittaus)



Explicação dos símbolos / Eπεξήγηση συμβόλων / Merkkien selitys:



Este manual de instruções pertence a este aparelho. Contém informações importantes sobre a constituição e o manuseamento do aparelho. Leia o manual de instruções na íntegra. A inobservância das instruções pode causar ferimentos graves ou danos no artigo. To parón egχειρίδιο οδηγιών χρήσης ανήκει στο συγκεκριμένο προϊόν. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση και τον χειρισμό. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Η μη τήρηση των προκειμένων οδηγιών μπορεί να έχει ως επακόλουθο την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων βλαβών ή υλικών ζημιών στο προϊόν. Tämä käyttöohje kuuluu tähän laitteeseen. Se sisältää tärkeitä tietoja laitteen rakenteesta ja käsittelystä. Lue koko käyttöohje. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai laitevaurioihin.



AVISO / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / VAROITUS

Estes avisos têm de ser respeitados, a fim de evitar eventuais ferimentos no utilizador. Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά, προς αποφυγή πιθανού τραυματισμού του χρήστη. Näitä varoituksia tulee noudattaa, jotta vältetään käyttäjän mahdollinen loukkaantuminen.



ΑΤΕΝΧΟΝ / ΠΡΟΣΟΧΗ / HUOMIO




Estas indicaciones têm de ser respeitadas, a fim de evitar possíveis danos no aparelho. Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται, προς αποφυγή πιθανής πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

Näitä huomautuksia tulee noudattaa, jotta vältetään laitteen mahdolliset vauriot.



NOTA / ΟΔΗΓΙΑ / OHJE

Estas notas fornecem informações adicionais úteis relativas à instalação ou ao funcionamento. Οι παρούσες υποδείξεις περιλαμβάνουν χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία. Näämä ohjeet antavat hyödyllistä lisätietoa asennuksesta tai käytöstä.

	Classificação do aparelho: Tipo BF	Ταξινόμηση συσκευής: Τύπος BF	Laiteloukutus: Tyyppi BF
	Intervalo de temperatura	Εύρος θερμοκρασίας	Lämpötila-alue
	Proteger de humidade	Na προστατεύεται από την υγρασία	Suojaaa kosteudelta

Indicação do tipo de proteção contra objetos sólidos e água
Πληροφορία για τον τύπο προστασίας από στερεά αντικείμενα και νερό
Tieto suojausluokasta kiinteiltä esineiltä ja vettä vastaan



Número de lote
Αριθμός παρτίδας
ERÄ-numero



Fabricante
Κατασκευαστής
Valmistaja



Data de fabrico
Ημερομηνία παραγωγής
Valmistuspäivä

PT Termómetro de infravermelhos multifunções

Manual de instruções - *Por favor, leia com atenção!*

Indicações de segurança

INDICAÇÕES IMPORTANTES! GUARDAR SEM FALTA!

Antes de começar a utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de instruções, sobretudo as indicações de segurança, e guarde o manual de instruções para consulta futura. Ao entregar o aparelho a terceiros, certifique-se que entrega também o presente manual de instruções.


- Utilize o aparelho apenas segundo o uso correto previsto no manual de instruções. Em caso de uso indevido, perde o direito à garantia.
- O aparelho não se destina ao uso comercial.
- A utilização deste termómetro não substitui a consulta de um médico.
- Antes de fazer uma medição, as pessoas e o termómetro devem estar num ambiente constante durante, pelo menos, 30 minutos.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou tenham recebido instruções sobre como usar o aparelho.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

- A temperatura da área da testa e da têmpora é diferente da temperatura corporal central, que é medida por via oral ou retal, por exemplo. Uma doença febril pode produzir um efeito vasoconstritor (vasoconstricção) numa fase precoce, o que arrefece a pele. Neste caso, a temperatura medida com o termómetro pode ser excepcionalmente baixa. Se, por conseguinte, um resultado de medição não corresponder à sensação do paciente ou for anormalmente baixo, repita a medição a cada 15 minutos. Também pode verificar a temperatura corporal central com um termómetro convencional adequado para medição oral ou retal.

- É recomendada uma medição de controlo com um termómetro convencional nos seguintes casos:

- Se o resultado da medição for surpreendentemente baixo;
- Em recém-nascidos, nos primeiros 100 dias;
- Em crianças com menos de três anos de idade que tenham o sistema imunitário comprometido ou quando a ocorrência ou não ocorrência de febre é uma preocupação;
- Quando se trata da primeira utilização do aparelho ou ainda está a familiarizar-se com o seu uso correto.

- A superfície da pele dos bebés reage muito rapidamente à temperatura ambiente. Por conseguinte, não faça medições com o termómetro durante ou após a amamentação, pois, neste caso, a temperatura da pele pode ser inferior à temperatura central do corpo.
- Em caso de avaria ou danos, não conserte o aparelho, uma vez que isto implicará uma perda de todos os direitos de garantia. Consulte o seu revendedor de forma a que as reparações do aparelho sejam feitas apenas por serviços de assistência técnica autorizados.
- Não modifique e/ou abra o aparelho. O aparelho contém peças pequenas que podem ser engolidas por crianças.
- Um aparelho danificado não deve ser utilizado.
- Não utilize o termómetro em ambientes húmidos. Não coloque o termómetro em água ou em qualquer outro líquido. **O termómetro não é à prova de água.**
- Este aparelho é constituído por componentes sensíveis e deve ser manuseado com cuidado e atenção. Observe as condições de armazenamento e funcionamento descritas na secção "Dados técnicos".
- Não agite ou bata no termómetro. Não o deixe cair.
- Proteja o aparelho da luz solar direta, temperaturas extremamente altas ou baixas, sujidades e poeira.
- Se prevê não usar o aparelho por um longo período, remova as pilhas.



Material fornecido e embalagem

Verifique, em primeiro lugar, se o aparelho está completo e se não apresenta nenhum dano. Em caso de dúvida, não coloque o aparelho em funcionamento e entre em contacto com o seu revendedor ou com o seu serviço de assistência técnica. O volume de fornecimento inclui:

- 1 Termómetro**de infravermelhos multifunções medisana **FTN**
- 2** pilhas 1,5 V (Tipo LR03, AAA, já colocadas)
- 1** manual de instruções

As embalagens são reutilizáveis ou podem ser recicladas. Elimine corretamente o material de embalagem que já não for necessário. Caso detete danos provocados pelo transporte ao retirar o aparelho da embalagem, entre imediatamente em contacto com o seu revendedor.



Meça a febre - de forma rápida e sem erros!

Com o termómetro de infravermelhos multifunções **medisana** é possível medir a temperatura corporal com precisão e sem contato (aprox. 5 cm de distância). A medição é feita acima das sobrancelhas, na área entre a testa e a têmpora. O valor da energia irradiada é então medido e convertido num valor de temperatura. O resultado da medição é apresentado em aprox. 1 segundo. É assim possível, por exemplo, medir a temperatura dos bebés sem lhes perturbar o sono.

Função adicional: Além de medir a temperatura corporal, o termómetro de infravermelhos multifunções também pode ser usado para medir a temperatura de objetos (por ex., temperatura ambiente, líquidos, superfícies). Nesta função é possível uma medição no intervalo de 0 °C a 100 °C.

Utilização - Colocação em funcionamento

Retirar/insertar pilhas: Se, após um determinado período de funcionamento aparecer no visor LCD o símbolo ▼, deve substituir as pilhas 1,5V (tipo AAA) por umas novas.

Retirar: Retire a tampa do compartimento das pilhas **4**, retire as pilhas.

Insirir: Coloque pilhas novas. Tenha em atenção ao posicionamento correto das pilhas (imagem no compartimento das pilhas) e volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA RELATIVAMENTE ÀS PILHAS

- Não desmontar as pilhas!
- Se necessário, limpe os contactos do aparelho e das pilhas antes de as colocar!
- Retire imediatamente as pilhas gastas do aparelho!
- Risco elevado de derrame de ácido. Evite o contacto com a pele, com os olhos e mucosas! No caso de contacto com o ácido das pilhas, lave imediatamente as zonas afetadas com água corrente e consulte imediatamente um médico!
- No caso de ingestão de uma pilha, deve ser procurada ajuda médica imediata!
- Coloque as pilhas corretamente, tenha atenção à polaridade!
- Mantenha o compartimento das pilhas bem fechado!
- Caso não utilize o aparelho por períodos prolongados, retire as pilhas!
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças!
- Não recarregue as pilhas! Perigo de explosão!
- Não colocar em curto-circuito! Existe perigo de explosão!
- Não as lance para o fogo! Existe perigo de explosão!
- Guarde as pilhas que não foram usadas dentro da embalagem e afastadas de objetos metálicos, de forma a evitar um curto-circuito.
- Nunca elimine pilhas usadas juntamente com o lixo doméstico, mas sim com resíduos especiais ou num ponto de recolha de pilhas e baterias!

Efetuar ajustes

O termómetro FTN apresenta os seus resultados de medição como valores de referência às temperaturas medidas com um termómetro de febre convencional. Pode optar pela medição oral ↶ (na boca), axilar ↷ (na axila) ou retal ↴ (no ânus). Proceda da seguinte forma:

- Ligue o aparelho no botão LIGAR/DESLIGAR **3**. O botão de seleção **1** encontra-se no modo medição de febre / modo de medição de temperatura corporal (acima / ↶). A parte do corpo de referência definida é apresentada através de um símbolo que pisca de forma intermitente, para boca ↶, axilas ↷ ou ânus ↴.
- Esprete até que o símbolo °C pisque, indicando que o aparelho está pronto a ser utilizado.
- Deslize o botão **2** para baixo e novamente para cima. Os três símbolos que indicam as partes do corpo de referência são apresentados no visor durante aprox. 3 segundos. O símbolo definido pisca, os restantes mantêm-se inalterados.
- Com o botão **START** **2** pode alternar entre os três símbolos dentro dos 3 segundos. Assim que seja efetuada uma alteração, ouvirá um curto sinal sonoro.
- O símbolo escolhido pisca. A configuração está concluída após aprox. 5 segundos e o aparelho está pronto para a medição

Antes da utilização

Adaptação do aparelho à temperatura ambiente: Para que seja possível uma medição precisa da temperatura corporal, o corpo deve primeiro adaptar-se à temperatura ambiente em que a medição deve ser feita. Isto aplica-se também ao termómetro de infravermelhos multifunções medisana **FTN**. O termómetro adapta-se automaticamente ao novo ambiente quando ocorre uma mudança de local. O aparelho precisa de um determinado tempo para ajustar a temperatura do próprio termómetro à temperatura ambiente. Isto depende da diferença entre as duas temperaturas e pode demorar até 30 minutos. Resultados precisos de medição só podem ser obtidos quando este processo de equalização de temperatura tiver sido concluído.

Medição da temperatura corporal	
i	INDICAÇÕES para obter resultados de medição precisos: <ul style="list-style-type: none">Antes de fazer uma medição, as pessoas e o termómetro devem estar num ambiente constante durante, pelo menos, 30 minutos. Não realize nenhuma medição durante ou imediatamente após a amamentação de um bebé. Não utilize o termómetro em ambientes húmidos. Não se deve beber ou comer imediatamente antes ou durante uma medição e deve evitar-se qualquer esforço físico. Limpe a área a ser medida e remova a sujidade, cabelos ou suor antes de colocar o sensor na posição de medição. Não retire o termómetro da área de medição antes de ouvir o sinal sonoro que confirma o fim do processo de medição. Se o sensor se sujar durante ou após a medição, limpe-o com um cotonete embebido em álcool de limpeza, antes de guardar o termómetro até à próxima utilização.
	O termómetro foi clinicamente testado e a sua segurança e precisão, quando utilizado em conformidade com o presente manual de instruções, foram verificadas e confirmadas.

- Coloque o botão de seleção **1** na posição superior para definir o modo de medição da temperatura corporal ↶.
- Prima a tecla LIGAR/DESLIGAR **3**. O visor LCD **4** é ativado. O aparelho efetua um autoteste, no qual todos os símbolos do visor são brevemente apresentados.
- De seguida, o resultado da última medição é apresentado durante aprox. 2 segundos, juntamente com o símbolo M (M = Memória).
- Quando ouvir um breve sinal sonoro e o símbolo da unidade de medida °C piscar, juntamente com o símbolo da parte do corpo de referência, o termómetro está pronto para a medição.
- Para iniciar a medição, aponte o sensor **6** para o meio da testa, com uma distância não superior a 5 cm. Se a testa estiver coberta de cabelos, suor ou sujidade, remova-os primeiramente para otimizar a precisão da medição.
- Prima o botão **START** **2** sem largar. A luz azul **5** acenderá para iluminar a área.
- Mova agora, de forma uniforme, o termómetro por cima da sobrancelha, da testa à têmpora, para determinar a temperatura mais elevada. Quando o sensor inicia a medição da temperatura na área, são emitidos sinais sonoros lentos. Assim que o termómetro deteta temperaturas mais altas, os sinais sonoros serão mais rápidos. De seguida, a sequência dos sinais sonoros torna-se novamente mais lenta, de forma a indicar que a temperatura mais alta já foi registada.
- Assim que isso acontecer, largue o botão **START**. Se o resultado da medição for inferior ao nível de febre, ouvirá um sinal sonoro longo, acompanhado por uma luz de fundo verde no display. Se o resultado da medição for igual ou superior ao nível de febre, ouvirá 10 sinais sonoros curtos, acompanhados por uma luz de fundo vermelha, de forma a alertar o paciente para uma possível febre.

i	NOTA <p>A temperatura corporal considerada febre (nível de febre), difere consoante a parte do corpo onde é medida: no ânus (retal) 37,8 °C, na boca (oral) 37,5 °C, na axila (axilar) 37,2 °C</p>
----------	---







9. Assim que o símbolo °C piscar novamente após aprox. 2 segundos, o termómetro está pronto para outra medição.

Medição da temperatura de objetos

- Coloque o botão de seleção **1** na posição inferior para definir ↷ o modo de medição da temperatura de objetos.
 - Prima a tecla LIGAR/DESLIGAR **3**. O visor LCD **4** é ativado. O aparelho efetua um autoteste, no qual todos os símbolos do visor são brevemente apresentados.
 - De seguida, o resultado da última medição é apresentado durante aprox. 2 segundos, juntamente com o símbolo M (M = Memória).
 - Quando ouvir um breve sinal sonoro e o símbolo da unidade de medida °C piscar, o termómetro está pronto para a medição.
 - Para iniciar a medição, aponte o sensor **6** para o meio do objeto, com uma distância não superior a 5 cm. Remova qualquer água, pó ou sujidade que cubra objeto, de forma a otimizar a medição.
 - Prima o botão **START** **2**. A luz azul acenderá **5** e a temperatura é medida. O processo de medição é acompanhado por uma sequência de sinais sonoros.
 - Após alguns segundos, solte o botão **START** **2**.
- Ouvirá um sinal sonoro longo, indicando que o processo de medição está concluído. Retire o sensor da posição de medição. A temperatura medida é exibida no visor.

Aceder aos dados de medição guardados

O termómetro pode guardar até 30 resultados de medições. Pode aceder às suas medições guardadas premindo brevemente o botão **START** **2**, sem que seja necessário que o termómetro seja ligado no botão de ligar/desligar **3**. No visor, o símbolo M pisca do lado direito da seguinte indicação "- . - .". Após premir novamente, de forma breve, o botão **START** **2** é apresentada no visor não iluminado a posição de memória 1 e logo de seguida a última temperatura guardada. O símbolo M pisca abaixo da unidade de medição. Ao premir novamente o botão **START**, pode aceder ao resultado de medição guardado na posição de memória "2". Estarão disponíveis um total de 30 posições de memória. Premindo repetidamente o botão **START** **2**, as posições de memória aparecem sucessivamente no visor. Se as posições de memória não estiverem ainda todas ocupadas, aparecerá na posição de memória correspondente a indicação "- . - .".

						
A temperatura medida é muito elevada. <p>No visor aparece a indicação H, se o resultado da medição for superior a 42,2 °C (modo de medição de temperatura corporal) ou 100 °C (modo de medição de temperatura de objetos).</p>	A temperatura medida é muito baixa. <p>No visor aparece a indicação L, se o resultado da medição for inferior a 34 °C (modo de medição de temperatura corporal) ou 0 °C (modo de medição de temperatura de objetos).</p>	A temperatura ambiente é muito elevada. <p>A temperatura ambiente é superior a 40 °C (modo de medição de temperatura de objetos).</p>	A temperatura ambiente é muito baixa. <p>A temperatura ambiente é inferior a: 15 °C (modo de medição de temperatura corporal) 5 °C (modo de medição de temperatura de objetos)</p>	Mensagem de erro no visor. Ocorreu um erro. Ouvirá 3 sinais sonoros curtos.	Visor em branco. Verifique a posição das pilhas.	Indicação de pilhas fracas. Insira novas pilhas.

- Limpeza e conservação**
 - O sensor **6** é a parte mais sensível do aparelho. Proteja-o da sujidade ou danos. Limpe o sensor com um cotonete embebido em água quente ou álcool isopropílico a 70%.
 - Não coloque o termómetro em água ou qualquer outro líquido.
- O termómetro não é à prova de água.**
- Para a limpeza do termómetro, utilize um pano macio levemente humedecido com uma solução de sabão neutro ou álcool isopropílico a 70%. Não pode entrar água no aparelho! Só volte a usar o aparelho quando este estiver totalmente seco.
- Nunca utilize produtos de limpeza agressivos, diluentes, gasolina ou escovas duras.
- Tenha cuidado para não riscar a lente do sensor, o visor ou o invólucro.
- Não amazeane ou utilize o aparelho num ambiente com uma temperatura demasiado elevada ou demasiado baixa (consulte as condições de funcionamento no capítulo "Dados técnicos") com humidade, com luz solar incidente, em ligação com corrente elétrica ou num local poeirento. Retire as pilhas do aparelho se não pretender utilizá-lo durante um longo período de tempo. Caso contrário, existe o risco de as pilhas derramarem ácido.
- Se o termómetro for utilizado em conformidade com o presente manual, nenhuma manutenção ou calibração regular será necessária.

Informações sobre a eliminação

Este aparelho não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Todos os consumidores têm a obrigação de entregar os aparelhos elétricos ou eletrónicos, independentemente de contêrem substâncias nocivas ou não, num ponto de recolha municipal ou de comércio, para que possam seguir para uma eliminação ecologicamente correta. Retire as pilhas antes de eliminar o aparelho. Nunca elimine pilhas usadas juntamente com o lixo doméstico, mas sim com resíduos perigosos ou num ponto de recolha de pilhas e baterias em comércio especializados. Para informações adicionais sobre a eliminação, entre em contacto com as autoridades locais ou com o seu revendedor.



Dados técnicos	
Nome e modelo:	Termómetro de infravermelhos multifunções FTN
Sistema de visualização:	Visor digital (LCD)
Alimentação elétrica:	3 V ≡ , 2 pilhas de 1,5 V (tipo LR03, AAA)
Intervalo de medição:	Modo de medição de temperatura corporal: 34-42,2 °C; Modo de medição de temperatura de objetos: 0-100 °C
Precisão de medição: (Medições laboratoriais)	34 °C – 35,9 °C: ±0,3 °C <p>36 °C – 39 °C: ±0,2 °C <p>39,1 °C – 42,2 °C: ±0,3 °C (dentro das condições de funcionamento)</p></p>
Reprodutibilidade	0,18 °C
clínica:	aprox. 1 segundo
Duração da medição:	até 30 medições
Capacidade de memória:	aprox. 3 minutos após a última medição
Desligamento automático:	Modo de medição de temperatura corporal: 15 - 40°C; Modo de medição de temperatura de objetos: 5 - 40 °C/
Condições de funcionamento:	-20°C a +50 °C
Condições de armazenagem e transporte:	aprox. 147 x 38 x 21 mm
Peso:	aprox. 48g, incluindo as pilhas
N.º de artigo:	76120
Código EAN:	40 15588 76120 1

A marcação CE do aparelho refere-se à diretiva da UE 93/42/CEE. O aparelho foi concebido para o uso doméstico. Em caso de utilização profissional, é obrigatório realizar um controlo técnico de medição uma vez por ano. O controlo tem custos e pode ser efetuado através de uma entidade competente ou por serviços de manutenção autorizados - de acordo com o "Regulamento dos operadores de dispositivos médicos".

Compatibilidade eletromagnética: O aparelho está em conformidade com os requisitos da norma EN 60601-1/-1-2 sobre compatibilidade eletromagnética. Detalhes destes dados de medição podem ser encontrados na adenda.

No âmbito de aperfeiçoamentos constantes do produto, reservamo-nos o direito a proceder a alterações técnicas e de design.
Pode consultar a respetiva versão atualizada deste manual de instruções em www.medisana.com

Condições de garantia e reparação

Para acionar a garantia, contacte o seu revendedor especializado ou diretamente o serviço de assistência técnica. Caso tenha de enviar o aparelho, indique o defeito e junte uma cópia do recibo de compra. Aplicam-se as seguintes condições de garantia:

- Os produtos da **medisana** têm uma garantia de 3 anos após a data da compra. Em caso de acionamento da garantia, a data de aquisição deve ser comprovada pelo recibo de compra ou pela factura.
- Os defeitos resultantes de erros de material ou de fabrico são resolvidos gratuitamente dentro do prazo da garantia.
- Uma concessão de garantia não pressupõe um prolongamento do tempo de garantia, nem para o aparelho em si, nem para os componentes substituídos.
- A garantia exclui:
 - a qualquer dano causado pela utilização indevida, por exemplo, devido à inobservância das instruções de utilização.
 - Danos resultantes de reparações ou intervenções do comprador ou
 - Danos resultantes do transporte que ocorram no percurso entre o fabricante e o consumidor ou no envio para o serviço de assistência técnica.
 - Peças sobresselentes sujeitas a um desgaste normal.

5. Exclui-se a responsabilidade por danos provocados direta ou indiretamente pelo aparelho, mesmo se o dano for reconhecido como uma reclamação legítima de garantia.

	medisana GmbH Jagenbergstr. 19 41468 NEUSS, ALEMANHA	Pode consultar o endereço do serviço de assistência técnica na folha anexada em separado.
---	---	---


GR Θερμόμετρο υπέρυθρων πολλαπλών λειτουργιών

Οδηγίες χρήσης - *Διαβάστε προσεκτικά!*

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ!

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φιλιάτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για μελλοντική χρήση. Παραδώστε οπωσδήποτε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με τη συσκευή, εάν την παραχωρήσετε σε τρίτους.



- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση όπως αυτή περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης ή άλλων σκοπούς η εγγύηση παύει να ισχύει.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.
- Η χρήση του θερμομέτρου δεν υποκαθιστά την ιατρική συμβουλή.
- Άτομα και θερμόμετρο πρέπει να παραμείνουν για τουλάχιστον 30 λεπτά στο ίδιο, σταθερό περιβάλλον πριν διενεργηθεί μια θερμομέτρηση.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπ. παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή ελλιπή εμπειρία ή/και ελληνικές γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται από ένα υπεύθυνο για την ασφάλεια του άτομο ή έχουν λάβει οδηγίες από αυτό σχετικά με το πώς πρέπει να χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, προκειμένου να διασφαλιστεί όπως δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η θερμοκρασία της περιοχής του μετώπου και των κρατών διαφέρει από τη σωματική θερμοκρασία του κορμού όπως π.χ. μετράται από το στόμα ή το ορθό. Μία εμπίρητη κατάσταση μπορεί σε τριμύο στάδιο να έχει ένα αγγειοσταστικό αποτέλεσμα (Αγγειοσυστολή) που βραδύνει το θέρμα. Σε αυτή την περίπτωση η καταμετρημένη με το θερμόμετρο θερμοκρασία μπορεί να είναι συναισθητά χαμηλή. Εάν λόγω αυτού το αποτέλεσμα της μέτρησης δεν ανταποκρίνει με αυτό που αναμένεται ο ασθενής ή πρόκειται για μια συναισθητά χαμηλή τιμή, επαναλάβετε τη θερμομέτρηση κάθε 15 λεπτά. Για έλεγχο μπορείτε να διενεργήσετε μια θερμομέτρηση σώματος και με ένα συμβατικό θερμόμετρο, κατάλληλο για θερμομέτρηση από το στόμα ή από το ορθό.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις συνιστάται η επαλήθευση της τιμής θερμομέτρησης με ένα συμβατικό θερμόμετρο:
 - Εάν το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι απρόσμενα χαμηλό,
 - Σε νεογνά εντός των πρώτων 100 ημερών,
 - Σε παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, που έχουν ένα ευάλτοιο ανοσοποιητικό ή που αντιδρούν επικίνδυνα στην εμφάνιση ή/και απουσία πυρετού,
 - Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί τη συσκευή για πρώτη φορά ή δεν έχει εξοικωθεί με τον σωστό τρόπο χρήσης.
- Η επάρκεια της βρέφους επιδερμίδας αντιδρά πολύ γρήγορα στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για αυτό μη διενεργείτε καμία θερμομέτρηση κατά ή αμέσως μετά τον θηλασμό, επειδή η θερμοκρασία της επιδερμίδας μπορεί να είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του κορμού.
- Στην περίπτωση βλαβών ή φθορών μην επακυθίζετε μόνοι σας τη συσκευή, γιατί αυτό επιφέρει την ακύρωση της εγγύησης. Ρυθίστε το κατάστημα αγοράς και αναθέστε την επισκευή μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης.
- Μην τροποποιείτε ή/και ανοίγετε τη συσκευή. Περιέχει μικρά τμήαχια

medisana®

FTN

SE Enhet og knappar
1 Upplyst LCD-display
2 **START**-knapp (start av måtningen og hämtning av sparade data)
3 PÅ/AV-knapp (I/O)
4 Batterifack
5 Belysning
6 Sensor
7 Funktionsknapp (måtning av kropps-🔍 eller objekts-👉 temperatur)

NO Apparat og betjeningselementer
1 Belyst LCD-skjerm
2 **START**-tast (starer målinger og henter frem lagrede data)
3 AV-/PÅ-tast (I/O)
4 Batterirom
5 Belysning
6 Sensor
7 Valg-bryter (måling av kropps-🔍 eller objekttemperatur)

DK Apparat og betjeningselementer
1 LCD-skærm med baggrundsbelysning
2 **START**-knappen (start på målingen og hentning af gemte data)
3 TÆND/SLUK-knap (I/O)
4 Batteriurum
5 Belysning
6 Sensor
7 Kontrolkontakt (måling af kropps-🔍 - eller objekt 👉 -temperatur)

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

SE Infraröd multifunktionstermometer

Bruksanvisning - *Läs noggrant!*

Säkerhetsanvisningar

VIKTIG INFORMATION! SPARA INFORMATIONEN!

Läs igenom bruksanvisningen noggrant, särskilt säkerhetsanvisningarna, innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Om du lämnar produkten vidare till tredje part ska alltid bruksanvisningen medfölja.

! VARNING - Mätresultatet från termometern är ingen diagnos och ersätter inte konsultation med läkare. Rådfråga alltid läkare vid tveksamheter.

- Produkten får endast användas för det ändamål som anges i bruksanvisningen. Vid felaktig användning upphör garantin att gälla.
- Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk.
- Användning av denna termometer ersätter inte rådgivning av läkare.
- Personer och termometrar ska befinna sig i en oförändrad miljö i minst 30 minuter innan måtningen genomförs.
- Enheten är inte ämnad för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och/eller bristande kunskap, om de inte hålls under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått instruktioner om personen om hur enheten används.
- Barn måste hållas under uppsikt, så att de inte leker med enheten.
- Temperaturen i pannan och tinningen skiljer sig från kroppens kärntemperatur, som mäts t.ex. oralt eller rektalt. En febersjuk-dom kan i tidigt stadium leda till att blodkårtan drar ihop sig (vasokonstriktion), vilket kylar ned huden. Under dessa förhållanden kan temperaturen som uppmätts med termometern vara ovanligt låg. Om ett mätresultat inte stämmer överensstämmer med patientens upplevelse eller verkar ovanligt lågt, ska måtningen upprepas var 15:e minut. Som kontroll kan du också mäta kroppens kärntemperatur med en traditionell termometer för oral eller rektal måtning.
- I följande fall rekommenderas kontrollmätning med en traditionell febertermometer:
 - Om mätresultatet är överraskande lågt.
 - På nyfödda inom de första 100 dagarna.
 - På barn under tre år med nedsatt immunförsvaer eller avvikande reaktion vid/utan feber.
 - När användaren använder enheten för första gången eller håller på att lära sig hur den används korrekt.
- Spådbarns hudyta reagerar mycket snabbt på omgivningstemperaturen. Gör därför inte någon mätning med termometern under eller efter amning, eftersom hudtemperaturen då kan vara lägre än kroppens kärntemperatur.
- Utför inga egna reparationer vid fel eller skador på enheten, annars blir garantin ogiltig. Kontakta din återförsäljare och låt endast auktoriserade serviceställen utföra reparationer.
- Förändra och/eller öppna inte enheten. Den innehåller smådelar som barn kan råka svälja.
- En skadad enhet får inte användas.
- Febertermometern ska inte användas i fuktig miljö. Lägg inte termometern i vatten eller annan vätska. **Den är inte vattentät.**
- Denna produkt består av känsliga komponenter och måste hanteras varsamt. Följ anvisningarna för förvaring och drift som beskrivs i avsnittet «Tekniska data».
- Skaka eller knacka inte på termometern. Tappa den inte.
- Skydda enheten mot direkt solljus, extremt höga eller låga temperaturer, smuts och damm.
- Plocka ur batterierna om du inte tänker använda enheten under en längre period.

! VARNING - Mätresultatet från termometern är ingen diagnos och ersätter inte konsultation med läkare. Rådfråga alltid läkare vid tveksamheter.

Leveransomfattning och förpackning

Kontrollera först att enheten är komplett och inte har några skador. Om du är osäker, använd inte produkten och kontakta din återförsäljare eller ditt serviceställe. I leveransen ingår:

- 1 medisana** infraröd multifunktionstermometer **FTN**
- 1 förvaringsask
- 2 batterier 1,5 V (typ LR03, AAA, redan isatta)
- 1 bruksanvisning

Förpackningarna är återanvändningsbara eller kan återvinnas. Avfallshanter a förbrukat förpackningsmaterial enligt föreskrifterna. Kontakta omedelbart din återförsäljare om du upptäcker transportskador vid uppackningen.

! VARNING - Se till att hålla plastfilmerna utom räckhåll för barn. Risk för kvävning!

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Måta kroppstemperatur

- INFORMATION** for å oppnå eksakte mätresultat:
 - Personer og termometrar ska befinna sig i en oförändrad miljö i minst 30 minuter innan måtningen genomförs.
 - Utför inga mätningar på personer under tiden de amnar eller direkt efteråt.
 - Febertermometern ska inte användas i fuktig miljö.
 - Personer bör inte dricka, äta eller anstränga sig fysiskt direkt före eller under måtningen.
 - Rengör området för måtningen och avlägsna smuts, hår och svett innan du för sensorn till mätpositionen.
 - Ta inte bort termometern från mätområdet innan du hör pipsignalen som bekräftar att måtningen är utförd.
 - Om sensorn blir smutsig vid eller efter en mätning, rengör den med en bomullstops fuktad med rengöringsspritt innan du förvarar termometern till nästa användning.

Termometern har genomgått kliniska tester och dess säkerhet och noggrannhet har testats och bekräffats, om den används enligt den här bruksanvisningen.






- För funktionsknappen **1** till det övre läget för att välja funktionen för mätning av kroppstemperatur 🔍.
- Tryck på PÅ/AV-knappen **3**. LCD-displayen **1** aktiveras. Enheten utför ett självtest där alla displaysymboler visas en kort stund.
- Samtidigvis det senast sparade mätresultatet tillsammans med M-symbolen (M = Memory/minne) i ca 2 sekunder.
- När en kort pipsignal hörs och symbolen för måtenheten °C tillsammans med referenskroppsdelen blinkar, betyder det att termometern är redo för mätning.
- För att starta måtningen riktar du sensorn **6** mot mitten av pannan på maximalt 5 cm avstånd. Om pannan är täckt av hår, svett eller smuts behöver den först torkas ren för att optimera mätnoggrannheten.
- Tryck och håll START-knappen **2** intryckt. Den blå belysningen **5** lånds för att lysa upp området.
- Flytta nu termometern över ögonbrynet från pannan till tinningen med en jämn rörelse för att låsa av den högsta tempera-turen. Medan sensorn skannar området hörs till en början långsamma pipsignaler; så snart termometern känner av högre temperaturer ökar signalhastigheten. Sedan saktar signalhastigheten ner igen för att visa att den högsta temperaturen redan har avlästs.
- När detta sker släpper du START-knappen. Om mätresultatet ligger under febernivå hörs en längre pipsignal och displayen visar temperaturen mot grön bakgrund. Om mätresultatet däremot ligger på eller över febernivå hörs 10 korta pipsignaler och displayen visar temperaturen mot röd bakgrund som en varning för eventuell feber.

INFORMATION
Vilken kroppstemperatur som betraktas som feber (febernivå) varierar beroende på var på kroppen temperaturen mäts: i ändrtamen (rektalt) 37,8 °C; i munnen (oralt) 37,5 °C; i armhålan (axillärt) 37,2 °C

- När °C-symbolen börjar blinka igen efter ca 2 sekunder är termometern redo för en ny mätning.

Måta objekttemperatur
För funktionsknappen **1** till det nedre läget för att välja funktionen för mätning av 👉 objekttemperatur.
Tryck på PÅ/AV-knappen **3**. LCD-displayen **1** aktiveras. Enheten utför ett självtest där alla displaysymboler visas en kort stund.
Samtidigvis det senast sparade mätresultatet tillsammans med **M**-symbolen (M = Memory/minne) i ca 2 sekunder.
När en kort pipsignal hörs och symbolen för måtenheten °C blinkar, betyder det att termometern är redo för mätning.
För att starta måtningen riktar du sensorn **6** mot mitten av objektet på maximalt 5 cm avstånd. Om detta är täckt av vatten, damm eller smuts behöver det först torkas rent för att optimera mätnoggrannheten.
Tryck på START-knappen **2**. Den blå belysningen **5** lånds för att låsa av temperaturen. Måtningen åtföljs av en serie pipsignaler.
Slapp START-knappen **2** efter några sekunder.
En lång pipsignal hörs som bekräftar att måtningen är avslutad. Flytta bort sensorn från mätpositionen. Den uppmätta tempe-raturen visas på displayen.

Hämta sparade mätdata
Termometern kan lagra upp till 30 mätresultat. Du hämtar dina sparade mätdata med ett kort tryck på START-knappen **2**, utan att först ha startat termometern med PÅ/AV-knappen **3**. På displayen blinkar symbolen M till höger om °---. Efter ännu ett kort tryck på START-knappen **2** visas minnesplatsnummer 1 och direkt därefter visas den senast sparade temperaturen på den oblysta displayen. Under temperaturmåtenheten blinkar symbolen M. Genom att trycka på START-knappen igen hämtar du det sparade mätresultatet på minnesplats °2 osv. Totalt finns det 30 minnesplatser som visas efter varandra på displayen om du trycker på START-knappen **2** uppregade gånger. Om inte alla minnesplatser är upptagna, visas istället meddelandet för dessa som °--..

						
Den uppmåttta temperaturen är för hög. På displayen visas H, om måtvärdet överstiger 42,2 °C (kroppsmätning) eller 100 °C (objektsmätning).	Den uppmåttta temperaturen är för låg. På displayen visas L, om måtvärdet understiger 34 °C (kroppsmätning) eller 0 °C (objektsmätning).	Omgivningstemperaturen är för hög. Omgivningstemperaturen är högre än 40°C (objektsmätning)	Omgivningstemperaturen är för låg. Omgivningstemperaturen är lägre än 15 °C (kroppsmätning) 5°C (objektsmätning)	Felmeddelande i displayen. Ett fel har uppstått. 3 korta pipsignaler hörs.	Tom display. Kontrollera att batterierna sitter rätt.	Batterierna är slut. Sätt i nya batterier.

Rengöring og skötse

- Sensorn **6** är den känsligaste delen på termometern. Skydda den mot nedsmutsning og skador. Rengör sensorn med varmt vann eller med en bomullstops fuktad med 70 % isopropanol.
- Lägg inte termometern i vatten eller annan vätska.

Den är inte vattentät.

- Använd en mjuk trasa fuktad med en mild tvålösning eller med 70 % isopropanol för att rengöra termometern. Vatten får inte tränga in i apparaten! Använd enheten först när den är helt torr.
- Använd aldrig aggressiva rengøringsmedel, förtunning, bensin eller hårda borstar.
- Se till att sensorns lins, displayen og høylet inte repas.
- Förvara eller använd inte enheten i en miljö med för hög eller för låg temperatur (se driftsvilkor i kapitlet "Tekniska data") eller luftfuktighet, i solljus, tillsammans med el eller i dammigea utrymmen. Plocka ur batterierna ur termometern om den inte ska användas under en längre period. Annars finns det risk for att batterierna läcker.
- Om termometern används enligt denna bruksanvisning krävs inget regelbundet underhåll og ingen regelbunden kalibrering.

Information om avfallshandtering
Produkten får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Varje konsument är skyldig att lämna in alla elektriska eller elektronska apparater, vare sig de innehåller skadliga ämnen eller ej, till en kommunal återvinningsstation eller en återförsäljare. Detta så att produkten kan avfallshanteras på ett miljöriktig sätt. Plocka ur batterierna innan du lämnar in enheten för återvinning. Kasta inte förbrukade batterier i hushållssoppna. Lägg dem i en batteriholk eller lämna in dem till en fackbutik. Vänd dig till din kommun eller återförsäljare angående avfallshandtering.

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Tekniska data	
Namn og modell:	medisana infraröd multifunktionstermometer FTN
Displaysystem:	digital display (LCD)
Strömförsörjning:	3 V ==, 2 batterier 1,5 V (typ LR03, AAA)
Mätområde:	kroppsmätning 34–42,2 °C; objektsmätning 0–100°C
Mätnoggrannhet: (laboratoriemätningar)	34 °C–35,9 °C: ±0,3 °C <p>36 °C–39 °C: ±0,2 °C <p>39,1 °C–42,2 °C: ±0,3 °C <p>(inom driftsförhållandena)</p></p></p>
Klinisk repeterbarhet:	0,18 °C
Måttid:	ca 1 sekund
Minneskapacitet	upp till 30 mätningar
Autom. avstängning:	ca 3 min. efter den senaste måtningen
Driftförhållanden:	Kroppsmätning: 15–40 °C; objektsmätning: 5–40 °C
Lagrings-/transportförhållanden:	-20 °C till +50 °C
Mått:	ca 147 x 38 x 21 mm
Vikt:	ca 48 g inklusive batterier
Artikelnr.:	76120
EAN-kod:	40 15588 76120 1

Apparatens CE-märkning hänvisar till EU-direktivet 93/42/EEC. Apparaten är avsedd för hemmabruk. Vid kommersiell användning måste en årlig mätteknisk kontroll genomföras. Kontrollen är avgiftsbelagd og kan utföras av en behörig myndighet eller av en auktoriserad underhållsserviceleverantör – i enlighet med "Operatörförordningen för medicintekniska produkter". Elektromagnetisk kompatibilitet: Produkten uppfyller kraven i standarden EN 60601-1/-1-2 för elektromagnetisk kompatibilitet. Detaljer om dessa mätdata finns i bilagan.

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska och utseendemässiga ändringar i samband med vårt ständiga produktförbättringsarbete.
Den aktuella versionen av denna bruksanvisning hittar du på www.medisana.com

Garanti- og reparationsvilkor

Vänd dig till din återförsäljare eller direkt till servicestället om du behöver utnyttja garantin. Om du behöver skicka in enheten, ange felet och skicka med en kopia av inköpskvittot. Då gäller följande garantivilkor:

- Garantin för **medisana**-produkter gäller 3 år från inköpsdatum. Vid garantikrav ska inköpsdatumet styrkas med inköpskvitto eller faktura.
- Brister på grund av material- eller tillverkningsfel åtgärdas kostnadsfritt under garantitiden.
- Åtgärder som vidtas förlänger inte garantitiden, varken för produkten eller för den komponent som byts ut.
- Undantagna från garantin är:
 - Alla skador som uppkommer på grund av felhantering, t.ex. om bruksanvisningen inte följs.
 - Skador som uppkommer på grund av reparationer eller ingrepp gjorda av köparen eller av en obehörig tredje part.
 - Transportskador som uppstått på vägen från tillverkaren till konsumenten eller som uppstått när produkten har skickats till servicestället.
- Reservdelar som utsatts för normalt slitage.
- Vi ansvarar inte för direkta eller indirekta följdskador som orsakats av apparaten, även om skadan har godkänts som ett garantifall.

	medisana GmbH <p>Jagenbergstr. 19 <p>41468 NEUSS, TYSKLAND</p></p>	Serviceadressen finns i den separata bilagan.
---	---	---

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvisningen til FTN

Illustrasjon av bruksanvis

SIKKERHETSINFORMASJON FOR BATTERIER

- Ikke ta batterier fra hverandre!
- Rengjør batteri- og apparatkontaktene ved behov for batteriet settes inn.
- Fjern tomme batterier umiddelbart fra apparatet.
- Økt fare for lekkasje. Unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner! Ved kontakt med batterisyre må de berørte områdene straks skylles med store mengder rent vann. Ta umiddelbart kontakt med lege!
- Oppskøt lege umiddelbart hvis et batteri svelges!
- Sett inn batteriet riktig. Pass på polaritetene.
- Hold batterikammeret godt lukket!
- Ta batteriene ut av apparatet hvis det ikke skal brukes over lengre tid.
- Oppbevar batteriene utligneliglig for barn!
- Ikke lad opp batteriene på nytt! Eksplosjonsfare!
- Unngå kortslutning! Det er fare for eksplosjon!
- Må ikke kastes inn i åpen lid! Det er fare for eksplosjon!
- Oppbevar ubrukte batterier i emballasjen og ikke i nærheten av metallgjenstander for å unngå kortslutning.
- Ikke kast brukte batterier i husholdningsavfallet. De må kastes som spesialavfall eller leveres på en returstasjon i butikken!

Tilpasse innstillinger

FTN-termometeret viser måleresultatene som referanseverdier for temperaturen, slik som et vanlig febertermometer også gjør. Du kan velge mellom å måle oralt, rektalt eller i akselhulen.
Gå frem på denne måten:
1. Slå på termometeret ved å trykke på PÅ-AV-tasten 🔴. Valg-bryteren 🔴 befinner seg i stillingen for feber- måling / kropps-modus 👉 (oppe/ 🔴). Det innstille referansekroppsstedet vises med et tilsvarende blinkende symbol 🔴 for munn, 👉 for akselhule 👉 for rektum.
2. Vent til symbolet °C blinker. Dette viser at apparatet er klart til måling.
3. Skyv bryteren 🔴 nedover og så oppover igjen. De tre symbolene for referansekroppssted vises kort på skjermen i ca. tre sekunder. Det innstilte symbolet blinker, de andre er uforandret.
4. Med START-tasten 🔴 bytter du mellom de tre symbolene innenfor tiden på tre sekunder. Så snart et bytte er gjort, høres en kort pipetone.
5. Det valgte symbolet blinker. Innstillingen er avsluttet etter ca. fem sekunder, og apparatet er klart til måling

Før bruk

Tilpasning av apparatet til romtemperatur: For å kunne oppnå en presis måling av kroppstemperaturen må kroppen først tilpasse seg temperaturen i rommet der målingen skal foretas. Det gjelder også for det infrarøde multifunksjonstermometeret FTN. Det tilpasser seg automatisk de nye omgivelsene når det flyttes til et nytt sted. Apparatet behøver en viss tid for å kunne tilpasse termometerets egen temperatur til romtemperaturen. Dette er avhengig av forskjellen mellom de to temperaturne og kan ta opptil 30 minutter. Presise måleresultater er kun mulig når denne prosessen med temperaturtilpassing er fullført.

Måling av kroppstemperatur

🔴 MERKNADER for å oppnå nøyaktige måleresultater:

- Person og termometer bør befinne seg i samme rom minst 30 minutter før målingen blir foretatt.**
- Ikke mål med termometeret under og direkte etter amning.**
- Ikke bruk termometeret i fuktige omgivelser.**
- Personer bør unngå å drikke og spise og unngå fysisk anstrengelse rett før eller under målingen.**
- Rengjør området der det skal måles og fjern smuss, hår eller svette før du flytter sensoren i måleposisjon.**
- Ikke fjern termometeret fra måleområdet før du har hørt pipetonen og indikerer at målingen er ferdig.**
- Hvis sensoren blir tilskitnet under eller etter målingen, rengjøres den med en Q-tips dyppet i rengjøringsalkohol, før termometeret legges til oppbevaring.**

Termometeret har blitt klinisk testet, og sikkerheten og nøyaktigheten har blitt sjekket og bekreftet når det brukes i samsvar med denne bruksanvisningen.

- Sett valg-bryteren 🔴 i den øvre posisjonen for å stille inn modus for måling av kroppstemperatur 🔴.
- Trykk på PÅ-AV-tasten 🔴. LCD-skjermen 🔴 aktiveres. Apparatet gjennomfører en selvtest der alle tegnene på skjermen vises kort.
- Til slutt vises måleresultatet som ble lagret sist sammen med M-symbolet (M=Memory/Minne) i ca. to sekunder.
- Når en kort pipetone lyder og symbolet for måleenheten °C blinker sammen med symbolet for referansekroppssted, er termometeret klar for målingen.

- For å begynne med målingen retter du sensoren 🔴 med en avstand som ikke overstiger fem cm, mot midten av pannen. Dersom pannen er dekket av hår, svette eller smuss, fjernes dette først for å oppnå en nøyaktig måling.
- Trykk og hold START-tasten 🔴. Den blå belysningen 🔴 skrur seg på for å lyse opp området.
- Flytt nå termometeret jevnt over øyrebrynet fra pannen til tinningen, for å måle den høyeste temperaturen. Mens sensoren leser av området, høres det i begynnelsen langsomme pipetoner. Når termometeret registrerer høyere temperaturer, blir pipetoneen raskere. Deretter blir pipetoneene langsommere igjen, for å vise at høyeste temperatur allerede er registrert.
- Når dette skjer, slipper du START-tasten igjen. - Hvis måleresultatet ligger under febernivået, høres en lang pipetone og en grunn bakgrunnsbelysning lyser på skjermen. - Hvis måleresultatet ligger på grenseverdien for feber eller over, høres 10 korte pipetoner og en rød bakgrunnsbelysning lyser på skjermen for å gjøre pasienten oppmerksom på mulig feber.

🔴 MERKNAD

Kroppstemperaturen hvor man snakker om feber (feberivå) er forskjellig avhengig av hvor på kroppen målingen utføres: rektum 37,8 °C, oralt 37,5 °C, i akselhulen 37,2 °C

- Når symbolet °C blinker igjen etter ca. to sekunder, er termometeret klar for en ny måling.

Måle objekttemperatur

- Sett valg-bryteren 🔴 i den nedre posisjonen for å stille inn modus for måling av objekttemperatur.
- Trykk på PÅ-AV-tasten 🔴. LCD-skjermen 🔴 aktiveres. Apparatet gjennomfører en selvtest der alle tegnene på skjermen vises kort.
- Til slutt vises måleresultatet som ble lagret sist sammen med M-symbolet (M=Memory/Minne) i ca. to sekunder.
- Når en kort pipetone lyder og symbolet for måleenheten °C blinker, er termometeret klar for målingen.
- For å begynne med målingen retter du sensoren 🔴 med en avstand som ikke overstiger fem cm mot midten av objektet. Dersom objektet er dekket av vann, støv eller smuss, fjernes dette først for å oppnå en nøyaktig måling.
- Trykk på START-tasten 🔴. Den blå belysningen 🔴 slår seg på, og temperaturen måles. Målingen ledsages av en rekke pipetoner.
- Slipp START-tasten 🔴 etter et par sekunder.

En lang pipetone høres og markerer at målingen er avsluttet. Fjern sensoren fra måleposisjonen. Den målte temperaturen vises på skjermen.

Hent ut måledata

Termometeret kan lagre opptil 30 måleresultater. Du kan hente ut lagret målingsdata ved å trykke kort på START-tasten 🔴 uten at termometeret ble slått på med AV/PÅ-tasten 🔴 på forhånd. På skjermen til høyre for visningen <- -> blinker symbolet M. Etter et nytt kort trykk på START-tasten 🔴 vises minneplassnummer 1, etterfulgt av den sist lagrede temperaturen på skjermen uten belysning. Nedenfor temperaturmåleenheten blinker symbolet M. Ved å trykke på START-tasten igjen, kan du hente lagret måledata på lagringsplass «2». Totalt har du 30 lagringsplasser som ved gjentakende trykking av START-tasten 🔴 vises etter hverandre på skjermen. Dersom ikke alle lagringsplasser er brukt, vises <- -> på de tomme lagringsplassene.

Føljemeldinger						
Den målte temperatur-eren er for høy. På skjermen vises H dersom måleresultatet ligger over 42,2 °C (kroppsmodus) eller 100 °C (objektmodus).	Den målte temperatur- en er for lav. På skjermen vises L dersom måleresultatet ligger under 34 °C (kroppsmodus) eller 0 °C (objektmodus).	Tempe- raturen i omgivel- sene er for høy. Tempe- raturen i omgivelse- ne er høyere enn 40 °C (objektmo- dus).	Tempe- raturen i omgivel- sene er for lav. Tempe- raturen i omgivelse- ne ligger under: 15 °C (kropps- modus) 5 °C (objektmo- dus).	Feilvisning på skjer- men. Det har skjedd en feil. Tre korte signaltoner høres.	Tom skjerm. Sjekk po- sisjonen til batteriene. Sett inn nye batte- rier.	Visning for tomme batterier. Sett inn nye batte- rier.

Rengjøring og vedlikehold

- Sensoren 🔴 er den mest sensitive delen til apparatet. Beskytt den mot smuss og skader. For rengjøringen av sensoren bruker du en q-tips dyppet i varmt vann eller 70 % isopropylalkohol.
- Ikke legg termometeret i vann eller andre flytende midler. **Det er ikke vannrett.**
- For rengjøringen av termometeret bruker du en myk klut som er fuktet med mildt såpevann eller 70 % isopropyl alkohol. Det må ikke komme vann inn i apparatet! Ikke bruk apparatet igjen før det er helt tørt.
- Bruk aldri aggressive rengjøringsmidler, fortynningsmidler, bensin eller kraftige børster.
- Pass på at linsen til sensoren, skjermen og dækslet ikke blir oppskrapet.
- Oppbevar eller bruk aldri apparatet i omgivelser med for høy eller for lav temperatur (se informasjon i kapitlet «Tekniske data» og luftfuktighet, i sollys, i forbindelse med elektrisk strøm eller på et støvet område. Ta batteriene ut av apparatet dersom du ikke skal bruke det over lengre tid. Hvis du ikke tar batteriene ut, kan batteriene løkke.
- Brukes termometeret i henhold til bruksanvisningen er det ikke nødvendig med regelmessig vedlikehold eller kalibrering.

Merknad angående avhenging

Dette apparatet skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Hver forbruker er selv forpliktet til å levere alle elektriske og elektro-niske apparater – usanset om disse inneholder skadelige stoffer eller ikke – ved et lokalt mottaksted for slikt avfall eller hos forhandler, for å sikre en miljøvennlig avfallshåndtering. Ta ut batteriet før du avhender apparatet. Ikke kast brukte batterier i husholdningsavfallet. De må kastes som spesialavfall eller leveres på en returstasjon for batterier. Ta kontakt med kommunen eller forhandleren hvis du har spørsmål om avfallshåndtering.



Tekniske data

Navn og modell:	medisana infrarødt multifunksjonstermometer FTN digitalt skjerm (LCD)
Skjermssystem:	3 V == , 2 batterier 1,5 V (Type LR03, AAA)
Strømforsyning:	kropps-modus 34–42 °C, objekt-modus 0–100 °C
Måleområde:	34–35,9 °C; ±0,3 °C
Målenøyaktighet: (Laboratoriemåling)	36–39 °C; ±0,2 °C
Kliniske Gjenntakelsespresisjon:	39,1–42,2 °C; ±0,3 °C (innenfor bruksbetingselene)
Målevarighet:	0,18 s
Lagringskapasitet	ca. 1 sekund opptil 30 målinger
Autom. frakobling:	ca. 3 min. etter forrige måling
Bruksforhold:	kropps-modus: 15–40 °C, objekt-modus: 5–40 °C
Forhold for oppbevaring og transport:	-20 °C til +50 °C
Mål:	ca. 147 x 38 x 21 mm
Vekt:	ca. 48 g inkl. batterier
Artikkelnr.:	76120
EAN-kode:	40 15588 76120 1

CE-merket til apparatet refererer til EU-direktivt 93/42/EØF. Apparatet er tiltenkt for hjemmebruk. Ved kommersiell bruk må det utføres kontroll av apparatet årlig. Kontrollen er kostnadspliktig og kan foretas av en kompetent myndighet eller av autoriserte vedlikeholdstjenester – ifølge «forordning om medisinsk utstyr». Elektromagnetisk kompatibilitet: Apparatet oppfyller kravene i EN 60601-1/-1-2 angående elektromagnetiske forstyrrelser. Detaljerte opplysninger ang. disse målingene finner du i vedlegget.

Vi forbeholder oss retten til å utføre tekniske og stilistiske endringer for å forbedre produktet.
Den til enhver tid aktuelle versjonen av denne bruksanvisningen finner du på www.medisana.com
🔴 medisana GmbH Jagenbergstr. 19 41468 NEUSS, TYSKLAND
Adressen til brukerservice finner du på et separat vedleggsark.

Betinger for garantier og reparasjoner

Ved garantispørsmål vennligst ta kontakt med forhandler eller direkte med servicestedet. Hvis du må sende inn apparatet, må du oppgi hva defekten er og legge ved en kopi av kvitteringen. Følgende garantibetingelser gjelder:
1. Alle **medisana**-produkter har en garanti på 3 år fra kjøpsdatoen. For bruk av garantien må det dokumenteres med kvitte-ring eller regning.
2. Materialfeil og produksjonsfeil rettes gratis innenfor garantitiden.
3. En garanti-ytelse fører ikke til at garantitiden, verken for apparatet eller for byttede deler, forlenges.
4. Følgende er utelukket fra garantien:
a. alle skader som oppstår som følge av feilbruk, f.eks. ved at bruksanvisningen ikke følges.
b. skader som oppstår som følge av istandsetting av apparatet eller andre inngrep foretatt av kunden eller av ikke godkjent tredjepart.
c. Transportskader som oppstår på veien fra produsenten til forbruker eller ved insending til servicested.
d. Reserveredskaper som har normal slitasje.
5. Ansvar for indirekte eller direkte følgeskader, som har blitt forårsaket av apparatet, er utelukket selv om skaden på appa-ratet erkjennes som et garantifelle.

medisana GmbH Jagenbergstr. 19 41468 NEUSS, TYSKLAND	Adressen til brukerservice finner du på et separat vedleggsark.
---	---

DK Infrarødt multifunksjonstermometer

Brugsanvisning - *Læs omhyggeligt!*

Sikkerhedsanvisninger!
VIGTIGE ANVISNINGER! SKAL OPBEVARES!

Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden varen tages i brug, det gælder især sikkerhedsanvisningerne. Gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Hvis du videregiver apparatet til tredjepart, skal brugsanvisningen altid medfølge.

- Brug kun apparatet i henhold til formålet beskrevet i brugsanvisningen. Ved formålsstridig anvendelse bortfalder garantien.
- Apparatet er ikke tiltenkt kommerciel brug.
- Dette termometer kan ikke erstatte et lægebesøg.
- Både personen og termometeret skal befinde sig i samme omgivelser i mindst 30 minutter, inden målingen udføres.
- Dette apparat er ikke bestemt til benyttelse af personer (også børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden, med mindre de er under opsyn af eller modtager anvisninger om, hvordan apparatet skal anvendes, fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal overvåges for derved at forhindre dem i at lege med apparatet.
- Temperaturen i området omkring pande og tinding adskiller sig fra kroppens kernetemperatur, der f.eks. kan måles oralt eller rektalt. Ved febersygdomme kan der tidligt i sygdomsforløbet opstå en karforsnævrende effekt (vasokonstriktion), der afkøler huden. I dette tilfælde er den målte temperatur muligvis usædvanlig lav. Når måleresultatet af denne grund ikke stemmer overens med patientens tilstand eller er usædvanligt lav, skal du gentage målingen hver 15. minut. Du kan også kontrollere resultatet ved at måle kroppens kerntemperatur med et normalt termometer, der egner sig til oral eller rektal måling.
- I følgende tilfælde anbefales en kontrolmåling med et normalt febertermometer:
 - Hvis måleresultatet er overraskende lavt,
 - Ved nyfødte inden for de første 100 dage,
 - Ved børn under tre år, der har et udsat immunsystem eller reagerer foruroligende ved forekommende eller ikke-forekom-mende feber,
 - Hvis brugeren anvender apparatet for første gang eller endnu ikke er bekendt med den korrekte brug.
- Babyers hudoverflade reagerer meget hurtigt på omgivelsestemperaturen. Derfor bør du ikke måle temperaturen med termometeret under eller efter amning, da hudtemperaturen i så fald kan være lavere end kroppens kerntemperatur.
- I tilfælde af fejl må du ikke selv reparere apparatet, da garantien dermed bortfalder. Henvend dig til din forhandler, og lad altid kun autoriserede servicesteder udføre reparationer.
- Apparatet må ikke ændres eller åbnes. Det indeholder små dele, som børn kan sluge og blive kvalt i.
- Apparatet må ikke benyttes i beskadiget tilstand.
- Termometeret må ikke bruges i fugtige omgivelser. Kom aldrig termometeret ned i vand eller andre væsker. **Det er ikke vandtæt.**
- Dette apparat består af følsomme komponenter og skal håndteres med forsigtighed. Overhold opbevarings- og brugsbetin-gelserne, som er beskrevet i afsnittet "Tekniske data".
- Termometeret må ikke rystes eller bankes på. Pas på ikke at tabe det.
- Beskyt apparatet mod direkte solindstråling, ekstremt høje eller lave temperaturer, urenheder og støv.
- Hvis apparatet ikke skal bruges over en længere periode, skal du fjerne batterierne.

- ⚠ ADVARSEL - Måleresultaterne fra dette termometer er ikke en diagnose og erstatter ikke besøg hos en læge, som altid skal konsulteres i tvivlstilfælde.**

Leveringsomfang og emballage

Start med at kontrollere, at apparatet er komplet og ikke udviser tegn på skader. I tvivlstilfælde skal du undlade at tage apparatet i brug og kontakte forhandleren eller kundeservice. Leveringen omfatter:

- **1 medisana** Infrarødt multifunktionsrtermometer FTN
- 1 opbevaringsboks
- 2 batterier 1,5 V (type LR03, AAA, allerede sat i)
- 1 brugsanvisning

Emballagen kan genbruges eller afleveres til genanvendelse. Bortskaf overskydende emballagematerialer på miljøvenlig vis. Skulle du bemærke transportskader under udpakningen, skal du straks kontakte din forhandler.

- ⚠ ADVARSEL - Hold emballagefolien uden for børns rækkevidde. Risiko for kvælning!**

Sådan tager du temperaturen - hurtigt og fejlfrit!
Med **medisana** Infrarødt multifunktionsrtermometer er præcis måling af kropstemperaturen uden berøring (ca. 5 cm afstand) mulig. Målingen foretages over øyrebrynet hen over panden og tindingen. Værdien for den derfra udsåtrålede energi måles og konverteres til en temperaturværdi. Måleresultatet vises inden for ca.1 sekund. For eksempel kan bayers temperatur måles uden at forstyrre dens søvn.

Tilægsfunktion: Udover måling af kropstemperatur kan det infrarøde multifunktionsrtermometer også bruges til måling af en objekttemperatur (f.eks. omgivelses-, væske- eller overfladetemperatur). En måling med denne funktion er mulig mellem 0 ° til 100 ° celsius.

Brug - ibrugtagning

Isætning/udtagning af batterier Viser et bestemt symbol ▼ på LCD-skærmen efter en bestemt driftsvarighed, skal to nye 1,5 V-batterier (type AAA) sættes i.

Udtagning: Tag dækslet af batteriummet 🔴, fjern batterierne.

Isætning: Isæt nye batterier. Vær opmærksom på den korrekte liggeretning (billede i batterium), og sæt batteridækslet på igen.

SIKKERHEDSANVISNINGER VEDRØRENDE BATTERIER

- Skil ikke batterierne ad!
- Rengør batteri- og apparatkontakter efter behov for isætning!
- Tag straks flade batterier ud af apparatet!
- Øget risiko for lækage, undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder! Ved kontakt med batterisyre skal de berørte steder straks skylles med rigelige mængder rent vand. Søg omgående lægehjælp!
- Hvis et batteri bliver slugt, skal der straks søges lægehjælp!
- Anbring batteriet korrekt, vær opmærksom på at vende polerne rigtigt!
- Hold batteriummet forsvarligt lukket!
- Tag batteriet ud, hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid!
- Opbevar batterier utilgængeligt for børn!
- Batterier må ikke genoplades! Eksplosionsfare!
- Må ikke kortsluttes! Der er eksplosionsfare!
- Må ikke brændes! Der er eksplosionsfare!
- Oppbevar ubrugte batterier i emballagen og ikke i nærheden af metalgenstande, da der ellers er risiko for kortslutning!
- Smid ikke brugte batterier i husholdningsaffaldet, men aflever dem i affaldssorteringens battericontainer eller i en batteri-spand hos forhandleren!

Ændre indstillinger

Termometret FTN viser måleresultater som referenceværdier for temperatur, som den har målt med et traditionelt febertermo-meter. Du kan vælge mellem oral 👄 (i munden), axillar 👉 (i armhulen) og rektal 👉 (i anus) som målemetode. Du gør det på følgende måde:

- Tænd apparatet med TÆND-/SLUK-knappen 🔴. Kontrolkontakten 🔴 befnder sig i indstillingen for feber- måling/kropstil-stand (øverst/ 🔴). Det indstillede referance-kroppsområde vises via et relevant blinkende symbol 👄 for mund, 👉 for armhule og 👉 for anus.
- Vent til °C-symbolet blinker, som vises at apparatet er klar til brug.
- Skub kontakten 🔴 nedad og så igen opad. De tre symboler for referance-kroppsområderne vises på skærmen i ca. 3 sekun-der. Det indstillede symbol blinker, de to andre er uforandrede.
- Du skifter med START-knappen 🔴 mellem de tre symboler indenfor 3 sekunder. Så snart der er skifter, lyder en kort biblyd. 5. Det valgte symbol blinker. Indstillinger er afsluttet efter ca. 5 sekunder, og apparatet er klar til målingen

Inden brug

Tilpasning af apparatet til rumtemperaturen: For at kunne foretage en præcis måling af kropstemperaturen, skal kroppen inden da have tilpasset sig til rumtemparaturen, hvor målingen foretages. Dette gælder også for det infrarøde multifunktionsrtermometer FTN. Det tilpasser sig automatisk den nye rumtemperatur, når du flytter det til et andet sted. Termometeret har dog brug for et vist tidsrum til at tilpasse sin egentemperatur til temperauren i rummet. Varighe-den afhænger af forskellen mellem termometerets egentemperatur og rumtemperaturen, og det kan vare op til 30 minutter. Der kan først opnås præcise måleresultater, når temperaturudligningen afsluttet.

Mål kropstemperatur

- 🔴 BEMÆRKNING, for at få nøjagtige måleresultater:**
 - Både personen og termometeret skal befinde sig i samme omgivelser i mindst 30 minutter, inden målingen udføres.
 - Foretag ikke en måling under eller umiddelbart efter amning af babyer.
 - Termometeret må ikke bruges i fugtige omgivelser.
 - Folk bør ikke drikke, spise og bør undgå fysisk anstrengelse umiddelbart før eller under en måling.
 - Rengør det område, der skal måles, og fjern smavs, hår eller sved, inden sensoren placeres i måleposition.
 - Fjern ikke termometeret fra måleområdet, før du hører det bip, der bekræfter at målingen er fuldført.
 - **Når sensoren ved eller efter en måling bliver snavset, så rengør den med en vatpind dyppet i rengøringsalkohol, før termometeret opbevares til næste brug.**

Termometeret er klinisk testet, og dets sikkerhed og nøjagtighed er testet og bekræftet, når det anvendes i overensstemmelse med denne brugsanvisning.

- Sæt kontrolkontakten 🔴 i den øverste position, for at indstille måletilstanden af kropstemperaturen 🔴.
- Tryk på TIL/FRA-knappen 🔴. LCD-visningen 🔴 aktiveres. Apparatet gennemfører en selvtest, ved at alle skærm-tegn vises kort.
- Til sidst bliver det sidst gemte måleresultat vist sammen med M-symbolet (M = memory/hukommelse) i ca. 2 sekun-der.
- Når en kort biblyd høres, og symbolet for måleenheden °C sammen med symbolet for referance-kroppsområdet blinker, er termometre klar til måling.
- For at starte målingen skal du rette sensoren 🔴 mod midten af panden, med en afstand der ikke må være mere end 5 cm. Hvis panden er dækket af hår, sved eller snavs, skal dette fjernes inden måling, for at optimere målenøjagtigheden.
- Tryk og hold START-knappen 🔴 inde. Den blå belysning 🔴 tændes, for at belyse området.
- Flyt nu termometeret jævnt over øyrebrynet fra panden til tindingen, for at finde den højeste temperatur. Mens sensoren scan-ner området, afgives i begyndelsen en langsom biblyd, så snart termometret registrerer en højere temperatur, bliver biblyden hurtigere. Deretter bliver biblyden igen langsommere, for at vise, at den højeste temperatur allerede er blevet registrert.
- Når dette er tilfældet, så slip START-knappen. - Når måleresultatet ligger under feberniveauet, høres en lang biblyd, og den vises med grøn baggrunnsbelysning på skærmen. - Når måleresultatet ligger på feberniveau eller højere, høres 10 korte biblyde, og den vises med rød baggrunnsbelysning på skærmen, for at patienten opmærk på mulig feber.

🔴 BEMÆRK

Kropstemperaturen, som man omtaler som feber (feberniveau), er forskelligt, afhængig af kroppsområdet, hvor det blev målt: i anus (rektal) 37,8 °C; i munden (oralt) 37,5 °C; i armhulen (axillar) 37,2 °C

- Når °C-symbolet blinker igjen efter ca. 2 sekunder, er termometret klar til en ny måling.

Mål objekttemperatur

- Sæt kontrolkontakten 🔴 i den nederste position 👉, for at indstille måletilstanden af objekttemperaturen.
- Tryk på TIL/FRA-knappen 🔴. LCD-visningen 🔴 aktiveres. Apparatet gennemfører en selvtest, ved at alle skærmtegn vises kort.
- Til sidst bliver det sidst gemte måleresultat vist sammen med M-symbolet (M = memory/hukommelse) i ca. 2 sekunder.
- Når en kort biblyd høres, og symbolet for måleenheden °C blinker, er termometret klar til målingen.
- For at starte målingen skal du rette sensoren 🔴 med en afstand der ikke må være mere end 5 cm mod midten af objektet. Hvis dette er dækket af vand, støv eller snavs, skal dette fjernes inden måling for at optimere målen-øjagtigheden.
- Tryk på START-knappen 🔴. Den blå belysning 🔴 tændes, og temperaturen måles. Målingen bliver ledsaget af en række af biblyde.
- Slip START-knappen 🔴 efter nogle få sekunder. En lang biblyd udsendes, hvormed afslutningen på målingen bekræftes. Fjern forsigtigt sensoren fra målepositionen. Den målte temperatur vises på skærmen.

Hent gemte måledata.

Termometeret kan gemme op til 30 målinger. Du kan hente de gemte måledata ved, at trykke kort på START-knappen 🔴, uden først at have tændt for termometeret med Tænd-/Sluk-knappen 🔴.

På skærmen blinker visningen nederst til højre ---- symbolet M. Efter et yderligere kort tryk på START-knappen 🔴 vises hukommelsesplads 1 og direkte derefter den sidst gemte temperatur på skærmen uden lys. Under temperaturmåleenheden blinker symbolet M. Trykker du igen på START-knappen kan du hente den gemte måleværdi osv. fra hukommelsesplads „2“. Der er i alt 30 hukommelsespladser til rådighed, som vises efter hinanden i skærmen, ved gentagende tryk på START-knappen 🔴. Hvis der er ledige hukommelsespladser, vises disse med "- -" på skærmen.

Føljemeldinger						
Den målte temperatu-er er for høy. På skjermen vises H dersom måleresultatet ligger over 42,2 °C (kropstilstand) eller 100 °C (objekttil-stand).	Den målte temperatur er for lav. På skærmen vises meddelelsen L, når målingen er under 34 °C (kropstilstand) eller 0 °C (objekttil-stand).	Den omgivende tempera-tur er for høy. Den omgivende tempera-tur er høyere end 40 °C (objekttil-stand)	Den omgivende tempera-tur er for lav. Den omgivende tempera-tur ligger under: 15 °C (kropstil-stand) 5 °C (objekttil-stand)	Feilvis-ninger på skærmen. Der er opstået en feilfunk-tion. 3 kort signallyde høres.		

medisana

FTN

PL
Urządzenie i elementy obsługi


- 1 Podświetlany wskaźnik LCD
- 2 Przycisk **START** (rozpoczęcie pomiaru u wywołanie zapisanych danych)
- 3 Przycisk WŁ./WYŁ. (I/O)
- 4 Komora baterii
- 5 Podświetlenie
- 6 Czujnik
- 7 Przelącznik wyboru (pomiar ↕ temperatury ↔ ciała lub obiektu)

CZ
Přístroj a ovládací prvky

- 1 Podsvícený LCD displej
- 2 Tlačítko **START** (zahájení měření a vyvolání uložených dat z paměti)
- 3 Tlačítko ZAP./VYP. (I/O)
- 4 Pňhrádka na baterie
- 5 Osvětlení
- 6 Čidlo
- 7 Přepínač výběru (měření tělesné teploty ↕ nebo teploty předmětu ↔)

SK
Prístroj a ovládacie prvky

- 1 Podsvietený LCD displej
- 2 Tlačidlo **ŠTART** (spustenie merania a vyvolanie uložených údajov)
- 3 Tlačidlo zapnutia/vypnutia (I/O)
- 4 Priehradka na batérie
- 5 Osvetlenie
- 6 Senzor
- 7 Tlačidlo výberu (meranie telesnej ↕ teploty ↔ alebo teploty objektu)



Objašniené symboli / Vysvětlení značek / Vysvetlenie značiek:



Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część tego urządzenia. Zawiera ona ważne informacje dotyczące budowy i obsługi urządzenia. Należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może prowadzić do powstania obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Tento návod k použití patří k tomuto výrobku. Obsahuje důležité informace o sestavení a manipulaci s ním. Návod k použití si pečlivě prostudujte. Nerespektování tohoto návodu může mít za následek těžká zranění či škody na výrobku.

Tento návod na použitie patrí k tomuto výrobku. Obsahuje dôležité informácie k zloženiu a manipulácii. Prečítajte si celé znenie tohto návodu na použitie. Nedodržanie návodu môže viesť k

vážnym poraneniam alebo škodám na výrobku.



OSTRZEŻENIE / VAROVÁNÍ / VÝSTRAHA

Należy przestrzegać zawartych w instrukcji ostrzeżeń, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom użytkowników urządzenia.

Táto výstražná upozornění je třeba respektovat, aby bylo zabráněno případným zraněním uživatele.

Tieto výstražné upozornenia musíte rešpektovať, aby sa zabránilo možným poraneniam používateľa.



UWAGA / POZOR / POZOR

Nieprzestrzeganie zapisów niniejszej instrukcji może skutkować uszkodzeniem urządzenia. Tęto pokyny je třeba respektovat, aby bylo zabráněno případnému poškození přístroje.




Tieto upozornenia musíte rešpektovať, aby sa zabránilo možným poškodeniam prístroja.

WSKAZÓWKA / UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE




Wskaźniki zawarte w instrukcji są źródłem dodatkowej wiedzy w zakresie instalacji i eksploatacji urządzenia.

Tyto pokyny vám poskytnou užitečné dodatečné informace k instalaci nebo provozu.

Tieto upozornenia vám poskytujú užitočné dodatočné informácie o inštalácii alebo prevádzke.

	Klasyfikacja urządzenia: Typ BF	Klasifikace přístroje: typ BF	Klasifikácia prístroja: typ BF
	Zakres temperatur	Teplotní rozsah	Teplotný rozsah
	Chronic przed wilgocią	Chraňte před vlhkostí	Chráňte pred vlhkom

IP22
Stoień ochrony przed obcymi ciałami stałymi i wodą
Źdaj od stopni ochrany proti pevným tělesům a vodě
Źdaj od druhu istenia proti pevným objektom a vode

	Numer partii	Číslo šarže (LOT)	Číslo šarže
	Producent	Výrobce	Výrobca
	Data produkcji	Datum výroby	Dátum výroby

PL Wielofunkcyjny termometr na podczerwień

Instrukcja obsługi – *Proszę uważnie przeczytać!*


Zasady bezpieczeństwa

WAŻNE INFORMACJE! BEZWZGLĘDNI PRZECHOWYWAĆ!

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a w szczególności wskaźówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zachować ją, aby w razie konieczności móc z niej ponownie skorzystać. W przypadku przekazania urządzenia kolejnym osobom należy koniecznie dołączyć do niego instrukcję obsługi.

- Należy korzystać z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi. W przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem wygasa roszczenie gwarancyjne.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Użycie termometru nie zastępuje konsultacji z lekarzem.
- Termometr i osoby, u których jest dokonywany pomiar, powinny przez co najmniej 30 minut przed pomiarem temperatury znajdować się w tym samym otoczeniu.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i/lub wiedzy potrzebnej do jego obsługi, chyba że są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymają od niej wskaźówki na temat posługiwania się urządzeniem.

- Nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru, aby nie bawily się urządzeniem.
- Temperatura czola i skroni różni się od temperatury ciała mierzonej np. w ustach lub w odbycie. Gorączka może we wczesnym stadium choroby prowadzić do zwężenia światła naczyń krwionośnych (wazokonstrykcja), która obniża temperaturę skóry. W takim przypadku temperatura mierzona termometrem może być niższa od rzeczywistej. Jeśli wynik pomiaru nie jest zgodny z odczuciami pacjenta lub jest wyjątkowo niski, pomiar należy powtarzać co 15 minut. W celu kontrolu wyniku można zmierzyć temperaturę ciała tradycyjnym termometrem, przystosowanym do pomiaru w ustach lub odbycie.
- Pomiar kontrolny tradycyjnym termometrem zalecany jest w następujących przypadkach:
 - Gdy wynik pomiaru jest zaskakująco niski,
 - U noworodków w ciągu pierwszych 100 dni,
 - U dzieci poniżej trzeciego roku życia, mających zaburzenia systemu immunologicznego lub u których reakcja w trakcie gorączki lub jej braku jest niepokojąca,
 - Jeśli użytkownik po raz pierwszy stosuje urządzenie lub nie potrafi go jeszcze prawidłowo obsłużyć.
- Powierzchnia skóry dzieci reaguje bardzo szybko na temperaturę otoczenia. Dlatego nie należy mierzyć temperatury tym urządzeniem podczas lub po karmieniu piersią, gdyż temperatura skóry może być wtedy niższa niż temperatura ciała.
- W przypadku stwierdzenia usterek lub uszkodzeń nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż skutkuje to wygaśnięciem wszelkich roszczeń gwarancyjnych. Należy zasięgnąć informacji u dystrybutora, który zleci naprawę autoryzowanemu serwisowi.
- Nie należy modyfikować lub otwierać urządzenia. Zawiera ono małe elementy, które mogą zostać połknięte przez dzieci.
- Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia.
- Nie wolno używać termometru w środowisku wilgotnym. Nie należy wkładać termometru do wody lub innych cieczy. **Nie jest wodoodporny.**
- To urządzenie składa się z wrażliwych podzespołów i musi być traktowane z ostrożnością. Przestrzegać warunków przechowywania o pracy opisanych w rozdziale «Dane techniczne».
- Nie wstrząsać i nie uderzać termometrem. Nie pozwolić, aby upadł.
- Należy chronić urządzenie przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, ekstremalnie wysokimi lub niskim temperaturami, zanieczyszczeniami i kurzem.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię.


	OSTRZEŻENIE - Określone przez ten termometr wartości nie są diagnozą i nie zastępują konsultacji z lekarzem, z którym należy się skontaktować w razie wątpliwości.
---	---

Zawartość zestawu i opakowanie

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne oraz czy nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie wątpliwości nie należy uruchamiać urządzenia, lecz skontaktować się z dystrybutorem lub punktem serwisowym. Zawartość zestawu:

- 1 wielofunkcyjny termometr na podczerwień **medisana FTN**
- 1 pudełko do przechowywania
- 2 baterie 1,5 V (typu LR03, AAA, już włożone)
- 1 instrukcja obsługi

Opakowania są produktami wielokrotnego użytku i można je wprowadzić do ponownego obrotu surowcami. Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy odpowiednio utylizować. Jeśli podczas opakowywania urządzenia stwierdzone zostaną uszkodzenia powstałe podczas transportu, należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem.

	OSTRZEŻENIE – folie opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci! Zachodzi ryzyko uduszenia!
---	---

Pomiar temperatury - szybki i bezbłędny!

Wielofunkcyjny termometr **medisana** na podczerwień umożliwia precyzyjny bezdotkowy (w odstępie ok. 5 cm) pomiar temperatury ciała. Pomiaru dokonuje się przesuwając po czole ponad brwiami między skroniami. W tym czasie odbywa się pomiar emitowanej tam energii i przekształcenie na wartość temperatury. Wynik pomiaru zostaje wyświetlony w ciągu ok. 1 sekundy. I tak np. można zmierzyć temperaturę niemowlęcia bez jego budzenia.

Dodatkowa funkcja: Oprócz pomiaru temperatury ciała wielofunkcyjnym termometrem na podczerwień można zmierzyć także temperaturę obiektu (np. powietrza, cieczy czy powierzchni). Przy tej funkcji zakres mierzonej temperatury wynosi od 0 °C do 100 °C.

Zastosowanie – uruchamianie

Wkładanie / wyjmowanie baterii: Jeżeli po pewnym okresie użytkowania na wskaźniku LCD pojawi się symbol ▼, należy włożyć dwie nowe baterie 1,5V (typu AAA).
Wyjmowanie: Ściągnij pokrywę komory baterii ⓘ; wyjmij baterie.
Wkładanie: Włóż nowe baterie. Upewnij się, że kierunek ułożenia jest prawidłowy (ilustracja w komorze baterii) i załóż z powrotem pokrywę komory baterii.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII

- Nie należy rozkładać baterii na części!
- W razie potrzeby należy oczyścić styki urządzenia i baterii przed ich włożeniem!
- Wyzerpane baterie należy niezwłocznie wyjąć z urządzenia!
- Ze względu na niebezpieczeństwo wycieku kwasu z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i słuzówką! W przypadku kontaktu z kwasem zawartym w baterii należy natychmiast przepłukać zagrożone miejsca obfitą ilością czystej wody i zgłosić się do lekarza!
- W przypadku połknięcia baterii należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza!
- Baterię należy umieścić w komorze baterii, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów!
- Komora na baterie musi być dobrze zamknięta!
- Jeśli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię!
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci!
- Baterii nie wolno ponownie ładować! Niebezpieczeństwo wybuchu!
- Nie należy doprowadzać do zwarcia! Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Nie wrzucać do ognia! Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Nieużywane baterie należy przechowywać w opakowaniu, z dala metalowych przedmiotów, aby nie dopuścić do zwarcia!
- Zużytych baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, lecz wyłącznie z odpadami specjalnymi. Można je też wrzucić do specjalnych pojemników na baterie!

Dokonywanie ustawień

Termometr FTN prezentuje wyniki swoich pomiarów jako wartości referencyjne w stosunku do temperatur mierzonych zwykłym termometrem. Istnieje możliwość wyboru metody pomiaru oralnego ⓘ (w ustach), bocznego ↔ (pod pachą) i rektalnego ↕ (w odbycie). Postępuj w poniższy sposób:

- Włączyc urządzenie przyciskiem wrytu ⓘ. Przelącznik wyboru ⓘ znajduje się w pozycji pomiaru gorączki / temperatury ciała (u góry ↕). Ustawiona wartość odniesienia dla punktu ciała jest wyświetlana poprzez migający symbol ⓘ dla ust ↔ dla pachy ↕ dla odbytu.
- Odczekaj, aż zamiga symbol ⓘ oznaczający gotowość urządzenia do pracy.
- Przesuń przelącznik ⓘ w dół i znów do góry. Trzy symbole odniesienia dla punktów ciała pojawiają się na wyświetlaczu przez ok. 3 sekundy. Ustawiony symbol będzie migał, dwa pozostałe są niezmienione.
- Zmień symbol przyciskiem START ⓘ w ciągu 3 sekund. Po dokonaniu zmiany rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.
- Wybrany symbol miga. Ustawienie kończy się po ok. 5 sekundach i urządzenia jest gotowe do pomiaru

Przed użyciem

Dostosowanie urządzenia do temperatury pomieszczenia: aby uzyskać dokładny wynik pomiaru temperatury ciała, temperatura ciała powinna się najpierw dostosować do temperatury pomieszczenia, w którym dokonywany jest pomiar. Tak jest także w przypadku wielofunkcyjnego termometru na podczerwień **FTN**. Przy zmianie miejsca dostosowuje się on automatycznie do nowego środowiska. Dostosowanie własnej temperatury termometru do temperatury pomieszczenia wymaga trochę czasu. Zależy on od różnicy tych temperatur i może trwać do 30 minut. Gdy proces wyrównania temperatur zostanie zakończony, możliwe jest przeprowadzenie precyzyjnego pomiaru.

Pomiar temperatury ciała

- ⓘ **WSKAZÓWKI**, aby otrzymać dokładne wyniki pomiaru:
 - Termometr i osoby, u których jest dokonywany pomiar, powinny przez co najmniej 30 minut przed pomiarem temperatury znajdować się w tym samym otoczeniu.
 - Nie wykonuj pomiaru podczas karmienia niemowlęcia lub bezpośrednio po tym.
 - Nie wolno używać termometru w środowisku wilgotnym.
 - Podczas pomiaru lub bezpośrednio przed tym badana osoba nie powinna pić, jeść, wykonywać wykonywać wysiłku fizycznego.
 - Na całym obszarze, gdzie będzie wykonywany pomiar, należy usunąć zabrudzenia, włosy lub pot, zanim czujnik zostanie umieszczony w pozycji pomiarowej.
 - Nie usuwać termometru z obszaru pomiaru, zanim nie rozlegnie się dźwięk potwierdzający koniec procesu pomiaru.
 - Jeśli czujnik zabrudzi się podczas lub po pomiarze, należy go wyczyścić patyczkiem do usuu nasączonym w alkoholu do czyszczenia, zanim termometr zostanie przechowany do kolejnego użycia.

Termometr został przetestowany klinicznie, a jego bezpieczeństwo i dokładność sprawdzone i potwierdzone, jeżeli będzie stosowany zgodnie z niniejszą instrukcją użytkowania.

- Umieść przelącznik wyboru ⓘ w górnej pozycji, aby ustawić tryb pomiaru temperatury ciała ↕.
- Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. ⓘ. Wskaźnik LCD ⓘ zostaje aktywowany. Urządzenie przeprowadza autotest, podczas którego na krótko zapalają się wszystkie znaki na wyświetlaczu.
- Następnie wyświetlany jest ostatnio zmierzony wynik pomiaru wraz z symbolem **M** (M = Memory/pamięć) przez ok. 2 sekundy.
- Jeżeli rozlegnie się krótki dźwięk i będzie migać symbol jednostki pomiaru °C wraz z symbolem referencyjnego miejsca ciała, termometr jest gotowy do pomiaru
- Aby móc rozpocząć pomiar, należy skierować czujnik ⓘ na środek czola zachowując odstęp nie więcej niż 5 cm. Jeśli czolo będzie zakryte włosami, potem lub zabrudzeniem, należy je najpierw usunąć, co pozwoli zoptymalizować dokładność pomiaru.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk START ⓘ. Włączy się niebieskie podświetlenie ⓘ, aby oświetlić obszar.
- Teraz przemiesć termometr ponad brwią równomiernie od czola do skroni, aby określić najwyższą temperaturę. Podczas, gdy czujnik skanuje obszar, początkowo emitowane są powolne dźwięki, gdy termometr wykryje wyższą temperaturę, sygnały dźwiękowe stają się szybsze. Następnie sekwencja sygnałów dźwiękowych zwalnia, aby pokazać, iż zarejestrowano już najwyższą temperaturę.
- Jak tylko to nastąpi, zwolnij przycisk START - Jeśli wynik pomiaru jest poniżej poziomu oznaczającego gorączkę, słyhać długi sygnał dźwiękowy i jest on wyświetlany na wyświetlaczu z zielonym podświetleniem tła. - Jeśli odczyt jest na poziomie gorączki lub wyższym, słyhać 10 krótkich sygnałów dźwiękowych, a odczyt jest wyświetlany na wyświetlaczu z czerwonym podświetleniem tła, aby ostrzec pacjenta o ewentualnej gorączce.

ⓘ	WSKAZÓWKA
	Temperatura ciała, przy której mówi się o gorączce (poziom gorączki), różni się w zależności od części ciała, w której jest mierzona: w odbycie (rektalnie) 37,8 °C, w ustach (oralnie) 37,5 °C, w pachwinie (bocznie) 37,2 °C







- Jeżeli symbol °C zamiga po ok. 2 sekundach, termometr jest gotowy do kolejnego pomiaru.

Pomiar temperatury obiektu

- Umieść przelącznik wyboru ⓘ w dolnej pozycji, ↔ aby ustawić tryb pomiaru temperatury obiektu
- Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. ⓘ. Wskaźnik LCD ⓘ zostaje aktywowany. Urządzenie przeprowadza autotest, podczas którego na krótko zapalają się wszystkie znaki na wyświetlaczu.
- Następnie przez ok. 2 sekundy wyświetlany jest ostatnio zmierzony wynik pomiaru wraz z symbolem **M** (M = Memory/pamięć).
- Jeżeli słyżalny jest krótki sygnał dźwiękowy i miga symbol jednostki miary °C, termometr jest gotowy do pomiaru.
- Aby móc rozpocząć pomiar, należy skierować czujnik ⓘ na obiekt zachowując odstęp nie więcej niż 5 cm od środka. Jeśli na powierzchni obiektu będzie znajdować się woda, kurz lub brud, należy je najpierw usunąć, co pozwoli zoptymalizować dokładność pomiaru.
- Naciśnij przycisk START ⓘ. Włączy się niebieskie podświetlenie ⓘ i mierzona jest temperatura. Procesowi pomiaru towarzyszy sekwencja sygnałów dźwiękowych.
- Zwolnij przycisk START ⓘ po kilku sekundach. Rozlega się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący zakończenie procesu pomiaru. Usunąć czujnik z pozycji pomiaru. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona zmierzona temperatura.

Odczyt zapisanych zmierzonych wartości

W termometrze można zapisać do 30 wyników pomiarów. Zapisane wyniki pomiarów można wywołać poprzez krótkie naciśnięcie klawisza START ⓘ bez uprzedniego włączenia termometru przyciskiem WŁ./WYŁ. ⓘ. Symbol **M** miga po prawej stronie wskazania „- - -”. Po kolejnym krótkim naciśnięciu przycisku START ⓘ pojawia się numer miejsca w pamięci 1, a następnie na niepoświetlonym wyświetlaczu ostatnio zapamiętana temperatura. Pod jednostki pomiaru temperatury miga symbol **M**. Kolejne naciśnięcie przycisku START umożliwi wywołanie zapisanego wyniku pomiaru na miejscu pamięci „2” itp. W sumie do dyspozycji jest 30 pozycji, które przy kolejnych naciśnięciach przycisku START ⓘ zostają pokazane na wyświetlaczu kolejno po sobie. Miejsce w pamięci, które nie jest jeszcze wykorzystane, jest oznaczone wskazaniem „- - -”.

						
Zmierzona temperatura jest za wysoka. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie H, jeżeli wynik pomiaru jest większy niż 42,2 °C (tryb pomiaru temperatury ciała) lub 100 °C (tryb pomiaru obiektu).	Zmierzona temperatura jest za niska. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie L, jeżeli wynik pomiaru jest mniejszy niż 34 °C (tryb pomiaru temperatury ciała) lub 0 °C (tryb pomiaru temperatury obiektu).	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka. Temperatura otoczenia jest wyższa niż 40 °C; (tryb pomiaru temperatury obiektu).	Temperatura otoczenia jest zbyt niska. Temperatura otoczenia leży poniżej: 15 °C (tryb pomiaru temperatury ciała) 5 °C (tryb pomiaru temperatury obiektu).	Komunikat o błędzie na wyświetlaczu. Wystąpił błąd w działaniu. Rozlegają się 3 krótkie sygnały dźwiękowe.	Pusty wyświetlacz. Sprawdź pozycję baterii. Włóż nowe baterie.	Wskazanie rozładowanych baterii. Włóż nowe baterie.

Czyszczenie i pielęgnacja

- Czujnik ⓘ jest najbardziej wrażliwą częścią urządzenia. Należy chronić go przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Oczyścić czujnik patyczkiem do usuu nasączonym ciepłą wodą 70%-owym alkoholem izopropylowym.
- Nie należy wkładać termometru do wody lub innych cieczy.
- Nie jest wodoodporny.
- Termometr należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki nasączonej delikatnie wodą z domieszką łagodnego mydła lub 70-procentowym roztworem alkoholu izopropylowego. Do wnętrza urządzenia nie może przedostać się woda! Ponowne użycie urządzenia jest możliwe dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.
- Nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani twardych szczotek.
- Należy zwrócić uwagę, aby nie zarysować soczewki czujnika, wyświetlacza i obudowy.
- Urządzenie nie należy przechowywać i stosować w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze (patrz warunki użytkowania w rozdziale „Dane techniczne”) i wilgotności, na słońcu, w połączeniu z prądem elektrycznym lub w miejscu zakurzoneym. Wyjąć baterie z urządzenia, jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy czas. W przeciwnym razie bateria mogą wyieć.
- Przy użytkowaniu zgodnym z zasadami opisanymi w tej instrukcji regularne serwisowanie i kalibrowanie termometru nie jest konieczne.

Informacje dotyczące utylizacji

Tego urządzenia nie można utylizować razem z odpadami komunalnymi. Każdy użytkownik jest zobowiązany do oddawania wszystkich urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, niezależnie od tego, czy zawierają substancje szkodliwe czy nie, do specjalnego punktu odbioru takich odpadów, aby umożliwić ich utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego baterie. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz z odpadami specjalnymi. Można je też oddać do punktów zbiórki baterii znajdujących się w specjalistycznych sklepach. W sprawach dotyczących utylizacji należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu lub do sprzedawcy.



Dane techniczne		Wielofunkcyjny termometr na podczerwień medisana FTN
Nazwa i model:		wyświetlacz cyfrowy (LCD)
System wyświetlania wartości:		3 V ==, 2 baterie 1,5 V (typ LR03, AAA)
Zasilanie:		tryb pomiaru ciała 34-42,2 °C; tryb pomiaru obiektu 0-100 °C
Zakres pomiarowy:		34 °C – 35,9 °C; ±0,3 °C
Dokładność pomiaru:		36 °C – 39 °C; ±0,2 °C
(pomiaru w laboratorium)		39,1 °C – 42,2 °C; ±0,3 °C
		(w ramach warunków roboczych)
Kliniczna dokładność pomiaru:		0,18 °C
Czas trwania pomiaru		ok. 1 sekunda
Pojemność pamięci		do 30 pomiarów
Automatyczne wyłączenie:		ok. 3 min. po ostatnim pomiarze
Warunki eksploatacji:		Tryb pomiaru ciała: 15 - 40 °C; tryb pomiaru obiektu: 5 - 40 °C
Warunki przechowywania i transportu:		-20 °C do +50 °C
Wymiary:		ok. 147 x 38 x 21 mm
Masa:		ok. 48 g łącznie z baterią
Nr artykułu:		76120
Kod EAN:		40 15588 76120 1

Oznakowanie CE odpowiada dyrektywie UE 93/42/EWG. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. W razie wykorzystywania w ramach działalności gospodarczej kontrola pomiaru musi być przeprowadzana raz w roku. Kontrola jest odpłatna i może być przeprowadzona przez właściwy organ lub przez upoważnioną służbę serwisową – zgodnie z „Regulaminem operatora urządzeń medycznych”. Kompatybilność elektromagnetyczna: Urządzenie odpowiada wymaganiom normy EN 60601-1/-1-2 dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej. Szczegóły dotyczące danych pomiarowych zawarto w tej ulocie.

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastęgujemy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i zmian formy urządzenia.
Aktualna wersja niniejszej instrukcji obsługi znajduje się na stronie www.medisana.com

Warunki gwarancji i napraw
W przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się do sklepu lub bezpośrednio do punktu serwisowego. Jeśli występuje konieczność odesłania urządzenia, należy opisać uszkodzenie i załączyć kopię dowodu zakupu. Obowiązują następujące warunki gwarancji:

- Produkty **medisana** objęte są trzyletnią gwarancją obowiązującą od daty zakupu. W przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu gwarancji należy udokumentować datę zakupu, przedkładając paragon lub fakturę.
- Wady materiałów i produkcji usuwane są w okresie obowiązywania gwarancji nieodpłatnie.
- Skorzystanie ze świadczenia gwarancyjnego nie skutkuje przedłużeniem gwarancji na urządzenie ani wymienione części.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - a. wszelkich szkód powstałych w skutek niewłaściwego użytkowania np. w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi,
 - szkód powstałych w wyniku napraw lub ingerencji dokonanych przez nabywoc lub nieuprawnione osoby trzecie,
 - szkód transportowych powstałych w drodze od producenta do konsumenta lub podczas wysyłki do serwisu.
 - elementów urządzenia podlegających normalnemu zużyciu.
- Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód pośrednich i bezpośrednich spowodowanych przez urządzenie jest wyłączona również w przypadku, gdy szkody te zostaną uznane jako podlegające pod gwarancję.

	medisana GmbH Jagenbergstr. 19 41468 NEUSS, NIEMCY	Adres serwisu znajduje się na osobnej ulocie serwisowej.
---	---	--

CZ Infračervený multifunkční teploměr

Návod k použití – *Čtěte pozorně!*

Bezpečnostní pokyny			
----------------------------	---	---	--

medisana

FTN

RO
Апарат și elemente de operare

- 1** Afișaj LCD iluminat
- 2** **Tasta START** (Pornirea măsurării și interogarea datelor salvate)
- 3** Tasta PORNIT/OPRIT (I/O)
- Compartiment pentru baterii
- Iluminare
- Сензор
- Бутон selectare (măsurarea Q temperaturii corpului ➡ sau a obiectului)

BG
Уред и контролни елементи

- 1** Осветлен LCD дисплей
- Бутон **START** (старт на измерване и повикване на запаменети данни)
- Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. (I/O)
- Отделение за батериите
- Осветление
- Сензор
- Превключател за избор (измерване на телесна температура ➡ или температура на предмет ➡)

EE
Seade ja juhtelemendid

- Valgustatud LCD-näidik
- START**-nupp (mõõtmise alustamine ja salvestatud andmete vaatamine)
- Toitenupp (I/O)
- Patareipesa
- Valgustus
- Andur
- Valikulüliti (keha- Q või ➡ objekti-temperatuuri mõõtmine)

IT
Descrizione

FR
Description

DE
Beschreibung

ES
Descripción

PT
Descrição

PL
Opis

RU
Описание

UK
Опис

SK
Popis

CZ
Popis

DA
Beskrivelse

NO
Beskrivelse

SV
Beskrivelse

FI
Kuvaus

ET
Kirjeldus

LV
Apraksts

LT
Aprašymas

SL
Opis

HR
Opis

RO
Descriere

PT
Descrição

PL
Opis

RU
Описание

UK
Опис

SK
Popis

CZ
Popis

DA
Beskrivelse

NO
Beskrivelse

SV
Beskrivelse

FI
Kuvaus

ET
Kirjeldus

LV
Apraksts

LT
Aprašymas

SL
Opis

HR
Opis

RO
Descriere

PT
Descrição

PL
Opis

RU
Описание

UK
Опис

SK
Popis

CZ
Popis

DA
Beskrivelse

NO
Beskrivelse

SV
Beskrivelse

FI
Kuvaus

ET
Kirjeldus

LV
Apraksts

LT
Aprašymas

SL
Opis

HR
Opis

RO
Descriere

PT
Descrição

PL
Opis

RU
Описание

UK
Опис

SK
Popis

CZ
Popis

DA
Beskrivelse

NO
Beskrivelse

SV
Beskrivelse

FI
Kuvaus

ET
Kirjeldus

LV
Apraksts

LT
Aprašymas

SL
Opis

HR
Opis

RO
Descriere

PT
Descrição

PL
Opis

RU
Описание

UK
Опис

SK
Popis

CZ
Popis

DA
Beskrivelse

NO
Beskrivelse

SV
Beskrivelse

FI
Kuvaus

ET
Kirjeldus

LV
Apraksts

LT
Aprašymas

SL
Opis

HR
Opis

RO
Descriere

PT
Descrição

PL
Opis

RU
Описание

UK
Опис

SK
Popis

CZ
Popis

DA
Beskrivelse

NO
Beskrivelse

SV
Beskrivelse

FI
Kuvaus

ET
Kirjeldus

LV
Apraksts

LT
Aprašymas

SL
Opis

HR
Opis

RO
Descriere

PT
Descrição

PL
Opis

RU
Описание

UK
Опис

SK
Popis

CZ
Popis

DA
Beskrivelse

NO
Beskrivelse

SV
Beskrivelse

FI
Kuvaus

ET
Kirjeldus

LV
Apraksts

LT
Aprašymas

SL
Opis

HR
Opis

RO
Descriere

PT
Descrição

PL
Opis

RU
Описание

UK
Опис

SK
Popis

CZ
Popis

DA
Beskrivelse

NO
Beskrivelse

SV
Beskrivelse

FI
Kuvaus

ET
Kirjeldus

LV
Apraksts

LT
Aprašymas

SL
Opis

HR
Opis

RO
Descriere

PT
Descrição

PL
Opis

RU
Описание

UK
Опис

SK
Popis

CZ
Popis

DA
Beskrivelse

NO
Beskrivelse

SV
Beskrivelse

FI
Kuvaus

ET
Kirjeldus

LV
Apraksts

LT
Aprašymas

SL
Opis

HR
Opis

RO
Descriere

PT
Descrição

PL
Opis

RU
Описание

UK
Опис

SK
Popis

CZ
Popis

DA
Beskrivelse

NO
Beskrivelse

SV
Beskrivelse

FI
Kuvaus

ET
Kirjeldus

LV
Apraksts

LT
Aprašymas

SL
Opis

HR
Opis

RO
Descriere

PT
Descrição

PL
Opis

RU
Описание

UK
Опис

SK
Popis

CZ
Popis

DA
Beskrivelse

NO
Beskrivelse

SV
Beskrivelse

FI
Kuvaus

ET
Kirjeldus

LV
Apraksts

LT
Aprašymas

SL
Opis

HR
Opis

RO
Descriere

PT
Descrição

PL
Opis

RU
Описание

UK
Опис

SK
Popis

CZ
Popis

DA
Beskrivelse

NO
Beskrivelse

SV
Beskrivelse

FI
Kuvaus

ET
Kirjeldus

LV
Apraksts

LT
Aprašymas

SL
Opis

HR
Opis

RO
Descriere

PT
Descrição

PL
Opis

RU
Описание

UK
Опис

SK
Popis

CZ
Popis

DA
Beskrivelse

NO
Beskrivelse

SV
Beskrivelse

FI
Kuvaus

ET
Kirjeldus

LV
Apraksts

LT
Aprašymas

SL
Opis

HR
Opis

RO
Descriere

PT
Descrição

PL
Opis

RU
Описание

UK
Опис

SK
Popis

CZ
Popis

DA
Beskrivelse

NO
Beskrivelse

SV
Beskrivelse

FI
Kuvaus

ET
Kirjeldus

LV
Apraksts

LT
Aprašymas

SL
Opis

HR
Opis

RO
Descriere

PT
Descrição

PL
Opis

RU
Описание

UK
Опис

SK
Popis

CZ
Popis

DA
Beskrivelse

