

PL

EN

BEAUTIFLY

B-Glammi

P R O

series



Instrukcja obsługi

User manual

B-Glammi

P R O

series

wbudowana ukryta golarka

czujnik koloru skóry | 300 000 impulsów

do różnych obszarów ciała (twarz, bikini, nogi)

5 poziomów intensywności | wyświetlacz

tryb automatycznych impulsów

Technologia usuwania włosów za pomocą lasera IPL, polega na emitowaniu wiązki światła do mieszka włosowego.




Po kilkukrotnym naświetleniu cebulki stopniowo zostają osłabione, a w rezultacie ulegają zniszczeniu. Zapobiega to odrastaniu włosów i trwale je usuwa. B-Glammi ma wbudowaną golarkę, dzięki czemu zawsze i wszędzie możesz wykonać zaplanowaną depilację IPL. Ponadto urządzenie posiada 5 regulowanych poziomów intensywności, co oznacza, że możesz dopasować moc pracy urządzenia do obszarów, na których ma być zastosowane.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	12V
Efektywne impulsy:	300 000
Częstotliwość emisji:	1-3.5 s/time
Emitowane długości fal:	550~1000nm
Ekspozycja optyczna:	3.5J/cm ²
Obszary optyczne:	3.22cm ²

Opis części

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Okno impulsu | 7. Gniazdo ładowania |
| 2. Czujnik koloru skóry | 8. Golarka do włosów |
| 3. Przycisk wł./wył. i przycisk intensywności | 9. Ładowarka |
| 4. Przycisk impulsu | 10. Okulary ochronne |
| 5. Kontrolka świetlna | 11. Szczotka do czyszczenia |
| 6. Intensywność impulsu | |



Obsługa urządzenia


Nr	Pozycja	Obsługa
1.	Golenie	Podłącz urządzenie do zasilania za pomocą ładowarki, biała kontrolka zacznie migać; delikatnie pchnij kciukiem rowek w górę, a golarka do włosów otworzy się automatycznie w celu golenia; odsuń rowek z powrotem, aby zatrzymać golenie.
2.	Uruchamianie	Po podłączeniu urządzenia do zasilania lampka kontrolna i lampki intensywności migają jeden raz, a następnie lampka kontrolna nadal miga powoli. ↓ Naciśnij i przytrzymaj przycisk wł. / Wyt. Przez 1 sek. do trybu 1, przy włączonej lampce kontrolnej (białej) i odpowiedniej lampce intensywności (białej).
3.	Podczas działania	Po zakończeniu wykrywania czujnika odcienia skóry lampka kontrolna miga, naciśnij przycisk lampy błyskowej, okno lampy błyskowej zamiga raz; lampka kontrolna miga, a odpowiednie światło intensywności (białe) jest włączone.
4.	Tryb przełączania	Podczas pracy naciśnij przycisk wł. / Wyt. (Przycisk trybu), aby przejść do innego trybu. Częstotliwość emitowania oblicza się zgodnie z pozycją trybu, lampka kontrolna (biała) i odpowiednia lampka intensywności (biała) są włączone. Tryb 1, emitujący częstotliwość 0,8-1 s / czas Tryb 2, częstotliwość emisji 1,5-2 s / czas Tryb 3, częstotliwość emisji 2-2,5 s / czas Tryb 4, częstotliwość emisji 2,5-3 s / czas Tryb 5, częstotliwość emisji 3,5 s / czas
5.	Wyłączenie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk wł. / wyt. przez 1 sek. aby zatrzymać urządzenie. Lampka kontrolna miga powoli, w trybie gotowości. Wyłącz zasilanie odłączając ładowarkę.

Instrukcja użytkowania

Przy pierwszym użyciu należy wykonać następujące kroki:



1. Umyj i osusz skórę, na której będziesz wykonywać zabieg depilacji. Przed wykonaniem zabiegu nie używaj żadnych kremów, ani balsamów. Skóra musi być sucha i czysta.



2. Podłącz urządzenie do zasilania.



3. Delikatnie popchnij przełącznik golararki w górę kciukiem, a maszynka zacznie działać automatycznie.



4. Umieść golarkę pod kątem 90° na skórze i przesuwaj w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.



5. Podczas depilacji laserowej zakładaj okulary ochronne dołączone do urządzenia.



6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wyt. przez 1 sek., aby uruchomić urządzenie. Umieść okno lampy błyskowej pod kątem 90°, dociskając szczelnie do skóry.



7. Naciśnij przycisk lampy błyskowej, aby uwolnić impuls świetlny w celu usunięcia włosów. Następnie przesuwaj urządzenie kolejno miejsce po miejscu, wypuszczając kolejne impulsy.



8. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wyt. przez 1 sek. aby wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie.



9. Oczyść urządzenie i golarkę do włosów (aby uzyskać więcej informacji, sprawdź sekcje przechowywanie i czyszczenie).

Wykonaj test wrażliwości skóry

Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy lub na nowym obszarze ciała, zalecamy wykonanie testu wrażliwości skóry. Wybierz niewielki obszar, w pobliżu tego, na którym zamierzasz wykonać zabieg depilacji. W tym celu, użyj najniższego poziomu intensywności. Podążaj za instrukcją dotyczącą wykonania zabiegu poniżej, ale wyemituj nie więcej niż 2-3 impulsy. Po wykonanym teście skórnym, odczekaj 60 minut i sprawdź, czy skóra nie reaguje.

Jeśli po 60 minutach skóra wydaje się normalna i nie ma zaczerwienienia lub innej reakcji skórnej, jesteś gotowy do przeprowadzenia pełnego zabiegu.

Przed przystąpieniem do zabiegu

1. Przed użyciem B-Glammi należy ogolić włosy z powierzchni skóry. W tym celu użyj golarki znajdującej się w tylnej części urządzenia.
2. Golarka działa tylko w trybie gotowości. To oznacza, że nie będzie działać po włączeniu IPL.
3. Urządzenie posiada system identyfikacji odcienia skóry, dzięki któremu impuls świetlny uwalnia się tylko dla poniższych odcieni skóry. Zazwyczaj im większa jest różnica koloru między skórą a włosami, tym bardziej skutecznie włosy są usuwane.

Dostępny odcień skóry



4. Podczas użycia nigdy nie wyzwalaj lampy błyskowej wielokrotnie w tym samym obszarze.
5. W przypadku dużych obszarów, które mają być poddane depilacji, można zastosować tryb automatycznego wyzwalania impulsów. W tym celu należy przez 2 sekundy przytrzymać przycisk wyzwalania impulsów. Następnie przyłożyć urządzenie lampą błyskową do skóry, nacisnąć jeden raz i przesunąć miejsce po miejscu. Impulsy będą wyzwalane automatycznie.
6. Jeśli skóra będzie narażona na kontakt ze słońcem w ciągu 48 godzin po użyciu, nałóż produkt SPF 50+ na obszar stosowania.
7. Po opalaniu należy poczekać, co najmniej 48 godzin przed użyciem urządzenia.
8. Efekt usuwania włosów różni się w zależności od osoby, ze względu na inny kolor skóry i porost włosów.
9. Ogólny harmonogram usuwania włosów podczas pełnego cyklu wzrostu włosów:
 - Od pierwszego do czwartego tygodnia: dwa razy w tygodniu;
 - Od piątego do ósmego tygodnia: raz w tygodniu;
 - Po ośmiu tygodniach: raz na pół miesiąca lub raz na miesiąc.

[Uwaga]







1. Harmonogram usuwania włosów różni się w zależności od rodzaju włosów. Osoby o gęstych, grubych włosach powinny przedłużyć harmonogram depilacji.
2. Ze względu na wysoką temperaturę urządzenia podczas depilacji laserowej zaleca się, aby nie odtączać zasilania natychmiast po ciągłej pracy. Przed odtączeniem zasilania należy poczekać, aż wentylator przestanie działać (po 5 minutach).

Przeciwwskazania

1. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 15 roku życia. Młodzież w wieku 15–18 lat może korzystać z urządzenia za zgodą i/lub pod nadzorem rodziców bądź opiekunów. Osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat, mogą swobodnie korzystać urządzenia.
2. Nie należy używać, jeśli skóra w obszarze, który ma być poddany zabiegowi, jest opalona lub zaczerwieniona. Używanie urządzenia na opalonej lub zaczerwienionej skórze może spowodować tymczasowe lub nawet trwałe odbarwienia skóry.
3. Nie używaj, jeśli jesteś w ciąży, próbujesz zajść w ciążę, podejrzewasz, że możesz być w ciąży lub jesteś w okresie karmienia piersią. Urządzenie B-Glammi nie było testowane pod tym kątem, dlatego nie należy go używać w tych przypadkach. Zmiany hormonalne występujące podczas ciąży lub karmienia piersią mogą zwiększać ryzyko uszkodzenia skóry lub wrażliwość skóry.
4. Nie należy stosować urządzenia, w przypadku występowania chorób takich jak epilepsja, napady padaczkowe lub migrena. Błyski energii mogą powodować silne bóle głowy i migreny.
5. Nie stosować na obszarach skóry pokrytych tatuażem, ciemnobrązowych lub czarnych miejscach (takich jak ciemne piegi, znamiona, lub brodawki). Tatuaże lub ciemne plamy mogą wchłonąć za dużo energii świetlnej, która może powodować obrzęk skóry, tymczasowe lub stałe pęcherze, przebarwienia lub wybielenie skóry.
6. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli masz tendencję do tworzenia się bliznowców.
7. Nie używaj na skórze głowy, uszach, szyi, sutkach oraz na błonach śluzowych (wargach sromowych mniejszych, w okolicach pochwy i odbytu). W tych punktach strefy bikini, gdzie skóra ma silniejszą pigmentację, należy używać niższego poziomu intensywności światła. Użycie w tych miejscach może spowodować obrzęk skóry, pęcherze lub tymczasowe przebarwienie lub wybielenie skóry.

8. Nie stosować, jeśli w obszarze leczenia występuje jakiegokolwiek czynny stan zapalny skóry, w tym trądzik, łuszczyca, wyprysk, oparzenia, opryszczka, otarcie naskórka lub wysypka. Te czynniki mogą uczynić skórę bardziej wrażliwą na światło i sprawić, że zabieg będzie nieprzyjemny lub spowodować na skórze obrzęk, pęcherze lub infekcje. Jeśli skóra będzie wystarczająco zagojona, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.
9. Nie należy stosować urządzenia jeśli przyjmujesz leki, które uwrażliwiają skórę na światło, w tym niesteroidowe środki przeciwzapalne (np. aspiryna, ibuprofen, cetaminofen), tetracykliny, fenotiazyny, tiazyd, diuretyki, sulfonilomoczniki, sulfonamidy, DTIC, fluorouracyl, winblastyna, gryzeofulwina, kwasy alfa-hydroksylowe (AHAS), Beta-Hydroxi Acids (BHAS), Retin-A, Accutane i / lub retinoidy miejscowe.
10. Nie stosować, jeśli u pacjenta występuje choroba związana z nadwrażliwością na światło, np. porfiria, polimorficzna erupcja światła, pokrzywka słoneczna, toczeń itp. Warunki te powodują, że skóra jest bardziej wrażliwa na działanie światła i wykonanie zabiegu może być nieprzyjemne lub powodujące obrzęk skóry, pęcherze lub infekcje.

Ostrzeżenie

-  NIE pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego działania.
-  NIE demontuj urządzenia samodzielnie.
-  NIE używaj urządzenia, jeśli świetlówka jest uszkodzona.
-  NIE używaj ani nie ładuj urządzenia w wysokiej temperaturze i wilgotnym otoczeniu.
-  NIE używaj produktu, jeśli zostanie uderzony lub mocno spadnie na ziemię, chyba że zostanie poddany kontroli bezpieczeństwa.
-  Upewnij się, że wtyczka i kabel są w dobrym stanie na wypadek porażenia prądem.

* Ta lista nie jest wyczerpująca. Jeśli istnieje jakaś niepewność, co do obszaru użytkowania lub działania urządzenia, skonsultuj się z działem obsługi klienta pod adresem e-mail: kontakt@beautifly.eu lub telefonicznie pod numerem **+48 12 345 09 72**

Wskazówki dotyczące obsługi

1. Podczas pracy urządzenia należy nosić okulary ochronne.
2. Przed użyciem oczyścić obszar skóry poddawany zabiegowi. Nie jest dozwolone stosowanie żadnych kosmetyków na skórę bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu. Może to spowodować zniszczenie urządzenia i wpłynąć na efekt wykonywanego zabiegu.
3. Dostosuj poziom energii od niskiego do wysokiego poziomu. Im wyższy poziom energii, tym lepszy wynik. Bezpośrednio po zabiegu może wystąpić zaczerwienienie skóry. W tym celu można zastosować okłady z lodu.
4. Po skończonym zabiegu użyj wilgotnego bawełnianego wacika lub szmatki do czyszczenia lampy z pozostałości włosów, sebum lub toju.
5. Zaleca się, aby urządzenie i akcesoria były przechowywane z dala od wody i wilgoci. Przechowuj urządzenie w wentylowanym i suchym otoczeniu oraz trzymaj go z daleka od dzieci.
6. Zabronione jest umieszczanie metalowych przedmiotów w otworze emisji ciepła. W przeciwnym razie występuje ryzyko porażenia prądem.

B-Glammi

P R O

series

built-in hidden shaver	
skin color sensor	300 000 pulses
for different areas of the body (face, bikini, legs)	
5 levels of intensity	display
automatic pulse mode	

Hair removal technology using an IPL laser involves emitting a beam of light into the hair follicle and then destroying it. After exposing the bulb several times, it gradually breaks down.


This prevents hair regrowth and permanently removes it. B-Glammi has a built-in shaver, so you can do your scheduled IPL hair removal anytime, anywhere. In addition, the device has 5 adjustable levels of intensity, which means that you can adjust the device's operating power to the areas in which it is to be used.

Technical data

Rated voltage:	12V
Effective pulses:	300 000
Emitting frequency:	1-3.5 s/time
Emitted wavelengths:	550~1000nm
Optical exposure:	3.5J/cm ²
Optical areas:	3.22cm ²

Part description

1. Impulse window
2. Skin color sensor
3. On / off button and intensity button
4. Impulse button
5. Light indicator
6. Pulse intensity
7. Charging socket
8. Hair shaver
9. Charger
10. Goggles
11. Cleaning brush



Indications


No.	Item	Indication
1.	Shaving	Connect the device to power with adapter and the indicator light (white) flashes; gently push the groove upward with your thumb and the hair trimmer will open automatically to shave; return the groove back to stop shaving.
2.	Boot-up	After connecting the device to power, indicator light and all intensity lights flash once and then the indicator light continue to flash slowly. ↓ Press and hold on/off button for 1 sec. into mode 1, with the indicator light (white) and the corresponding intensity light (white) on.
3.	While working	When skin tone sensor detection is completed, the indicator light flashes, press flash button, the flash window flashes once; the indicator light flashes, and the corresponding intensity light (white) are on.
4.	Mode switching	While working, press on/off button (mode button) to switch to another mode. Emitting frequency is calculated according to the mode position, the indicator light (white) and the corresponding intensity light (white) are on. Mode 1, emitting frequency 0.8-1 s/time Mode 2, emitting frequency 1.5-2 s/time Mode 3, emitting frequency 2-2.5 s/time Mode 4, emitting frequency 2.5-3 s/time Mode 5, emitting frequency 3.5 s/time
5.	Power off	Press and hold on/off button for 1 sec. to stop working, the indicator light flashes slowly into standby; power off by unplugging the adapter.

Instruction of use


For the first use please follow the steps as below:



1. Wash and dry the skin where you will be using epilation. Do not use any creams and balms before performing the procedure. The skin must be dry and clean.



2. Connect the device to the power supply.



3. Gently push the shaver switch upwards with your thumb and the razor will operate automatically.



4. Place the shaver at an angle of 90° on the skin and move it in the opposite direction to the hair growth.




5. Wear safety glasses attached to the device during laser hair removal.



6. Press and hold the on / off button for 1 sec to start the device. Place the flash window at an angle of 90°, pressing tightly against the skin.



7. Press the flash button to release a light pulse to remove hair. Then move the device sequentially place by place, releasing subsequent impulses.



8. Press and hold the on / off button for 1 sec. to turn off the device and disconnect the power supply.



9. Clean the device and the hair shaver (for more information, check the storage and cleaning sections).

Skin sensitivity test

If you are using the device for the first time or on a new area of the body, we recommend you take a skin sensitivity test.

Choose a **small** area near the area where you intend to do epilation. To do this, use the **lowest intensity level**.

Follow the instructions on how to perform the procedure below, but emit no more than 2-3 impulses. After the skin test, wait 60 minutes and check that the skin does not react.

If after 60 minutes the skin seems **normal** and there is no redness or other skin reaction, you are ready to perform the **full** procedure.

Before proceeding with the procedure

1. Before using B-Glammi, shave your hair from the skin. To do this, use the shaver located at the back of the device.
2. The shaver only works in standby mode. This means it will not work when you enable IPL.
3. The device has a skin tone identification system so that the light pulse is only released for the following skin tones. Typically, the larger the color difference between the skin and hair, the more effectively the hair is removed.

Skin tone available



4. When using, never fire the flash multiple times in the same area.
5. For large areas to be epilated, you can use the automatic pulse release mode by pressing and holding the pulse release button for 2 seconds. Then apply the device to the skin with the flash, press once and move place by place. The pulses will be triggered automatically.
6. If the skin will be exposed to the sun within 48 hours after use, apply SPF 50+ to the area of use.
7. After tanning, wait at least 48 hours before using the device.
8. The effect of hair removal varies from person to person due to different skin color and hair growth.
9. General schedule for hair removal during the full hair growth cycle:
 - From the first to the fourth week: twice a week;
 - From the fifth to the eighth week: once a week;
 - After eight weeks: once every half month or once a month.

[Warning]







1. The hair removal schedule varies depending on the type of hair. People with thick, thick hair should extend the epilation schedule.
2. Due to the high temperature of the device during laser hair removal, it is recommended not to disconnect the power supply immediately after continuous operation. Wait until the fan stops working (after 5 minutes) before disconnecting the power supply.

Contraindications

1. The device is not intended for children under 15 years of age. Young people aged 15-18 can use the device with permission and / or under the supervision of parents or guardians. Adults over 18 years of age can use the device freely.
2. Do not use if the skin in the area to be treated is tanned or burned. Using the device on tanned or burned skin can cause temporary or even permanent discoloration of the skin.
3. Do not use if you are pregnant, try to get pregnant, you suspect you may be pregnant or you are breastfeeding. The B-Glammi device has not been tested for this occasion, therefore, do not use it in these cases. Hormonal changes occurring during pregnancy or breastfeeding may increase the risk of skin damage or skin sensitivity.
4. Do not use the device if you have a disease such as epilepsy or or light-induced seizures or migraine. Energy flashes can cause severe headaches and migraines.
5. Do not use on areas covered with tattoos, dark brown or black places (such as dark freckles, birthmarks, or warts). Tattoos or dark spots can absorb too a lot of light energy that can cause swelling of the skin, temporary or permanent blisters, discoloration or whitening of the skin.
6. Do not use the device if you have a tendency to form keloids.
7. Do not use on the scalp, ears, neck, nipples or on mucous membranes (lips vulva smaller, around the vagina and anus). At those points of the bikini zone where the skin has stronger pigmentation, use a lower level of light intensity. Use in these places may cause swelling of the skin, blisters or temporary discoloration or skin bleaching.

8. Do not use if any active inflammation of the skin occurs in the treatment area, including acne, psoriasis, pimple, burns, herpes, abrasions or epidermis rash. These factors can make the skin more sensitive to light and make the procedure work unpleasant or cause swelling, blisters or infections on the skin. If the skin is enough healed, before using the device, consult a doctor.
9. Do not use the device if you are taking medicines that sensitize the skin to light including non-steroidal anti-inflammatory agents (e.g. aspirin, ibuprofen, cetaminophen), tetracyclines, phenothiazines, thiazides, diuretics, sulfonamides, DTICs, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, alpha-hydroxy acids (AHAS), Beta-Hydroxy Acids (BHAS), Retin-A, Accutane and / or local retinoids.
10. Do not use if you have a disease related to photosensitivity, e.g. porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus etc. These conditions make it the skin is more sensitive to light and the treatment can be unpleasant or causing swelling of the skin, blisters or infections.

Warning

-  Do NOT leave the device unattended while it is working.
-  Do NOT disassemble the device by yourself.
-  Do NOT use the device if the light tube is damaged.
-  Do NOT use or charge the device under the high-temperature and wet environment.
-  Do NOT use the product if it is hit or drops onto the ground heavily unless it is given a safety check.
-  Please ensure the power plug and cable are all in good condition in case of an electric shock.

* This list is not exhaustive. If there is any uncertainty as to the area of use or operation of the device, please consult the customer service department at the e-mail address: kontakt@beautifly.eu or by telephone on +48 12 345 09 72

Operating tips

1. Wear protective goggles when using the device.
2. Clean the area of skin to be treated before use. It is not allowed to apply any cosmetics to avoid the destroy of instrument and affect result.
3. Adjust the energy level from low to high level. On condition of safety, the higher the energy level is, the better result it will be. After treatment, it is normal to have skin redness, suggest to use ice pad after treatment.
4. After treatment then power off, please use wet cotton swab or cloth to clean treatment window. This can avoid hair and sebum of carbon sticking glass and affecting energy of shooting light.
5. Please don't let system and accessories touch liquid or put it in humid environment. Please store instrument in ventilated and dry environment and keep far away from children.
6. Please don't put metal object into heat emission hole. Otherwise there will be risk of electric shock.



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci, oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that in the European Union after the end of the product's useful life it must be disposed of in a separate, dedicated collection point. Do not dispose of these products together with unsorted general household waste



Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RE 2014/30/UE

Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RoHS 2011/65/UE

Beauty Factor Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

English

Hereby, Beauty Factor Sp. z o. o. declares that the device equipment Beautifly B-Glammi is in compliance with Directive 2014/30/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Polska

Niniejszym, Beauty Factor Sp. z o. o. deklaruje, że Beautifly B-Glammi jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

Importer

Beauty Factor Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

Assembled in China

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Beauty Factor Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu.

W celu skorzystania z warunków gwarancji, należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail biuro@beautifly.eu

TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Beauty Factor Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device.
3. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center.
4. The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
5. If only part of the product is defective and can be detached from the part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product.

In order to benefit from the warranty conditions, please send a complaint notification together with the warranty card to the e-mail address biuro@beautifly.eu

BEAUTIFLY

.....
NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY

NAME / ADDRESS OF THE SELLER

.....
NR DOWODU ZAKUPU

NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

.....
DATA SPRZEDAŻY

DATE OF SALE

.....
NAZWA URZĄDZENIA

DEVICE NAME

.....
NR SERYJNY / MODEL

SERIAL NUMBER / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję
warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.

I represent that I have read and accepted the
terms and conditions specified in the Warranty
Certificate.

.....