

medivon.




User manual

Professional Air
Massage Mat




PL | EN | DE | FR | ES | PT | IT | CZ | SK
SL | EE | LT | LV | HU | RO | RU | NB | FI
EL | HR | SV | DA | NL | TR | BG | AR

PL | Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem:
EN | More information about the product is available on the manufacturer's website at:
DE | Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website des Herstellers unter:
FR | Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur le site Web du fabricant à l'adresse:
ES | Más información sobre el producto está disponible en el sitio web del fabricante en:
PT | Mais informações sobre o produto estão disponíveis no site do fabricante em:
IT | Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito Web del produttore all'indirizzo:
CZ | Více informací o produktu je k dispozici na stránkách výrobce na adrese:
NL | Meer informatie over het product is beschikbaar op de website van de fabrikant:
SV | Mer information om produkten finns på tillverkarens hemsida på:
SK | Viac informácií o produkte je dostupných na webovej stránke výrobcu na adrese:
SL | Več informacij o izdelku je na voljo na spletni strani proizvajalca:
EE | Rohkem teavet toote kohta leiab tootja veebisaidilt aadressil:
LT | Daugiau informacijos apie produktą rasite gamintojo svetainėje adresu:
LV | Vairāk informācijas par produktu var atrast ražotāja mājaslapā adresē:
HU | A termékéről további információkat a gyártó weboldalán találhat az alábbi címen:
RO | Mai multe informații despre produs sunt disponibile pe site-ul producătorului la adresa:
RU | Более подробная информация о продукте доступна на сайте производителя по адресу:
NR | Mer informasjon om produktet er tilgjengelig på produsentens hjemmeside på:
FI | Lisää tietoa tuotteesta löytyy valmistajan verkkosivuilta:
EL | Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν διατίθενται στον ιστότοπο του κατασκευαστή στη διεύθυνση:
HR | Više informacija o proizvodu dostupno je na web stranici proizvođača na:
DA | Mere information om produktet er tilgængelig på producentens hjemmeside på:
BG | Повече информация за продукта можете да намерите на сайта на производителя на адрес:
TR | Ürün hakkında daha fazla bilgiyi üreticinin web sitesinde bulabilirsiniz:
AR | مزيد من المعلومات حول المنتج متاحة على موقع الشركة المصنعة على العنوان التالي:

SCAN IT



www.medivon.pl/do-pobrania



1. Konfiguracja i działanie

- Przymocuj matę do krzesła za pomocą elastycznych pasków
- Podłącz złącze maty (1) wraz ze złączem zasilacza (2)
- Podłącz zasilacz domowy do gniazdka elektrycznego
- Włącz urządzenie za pomocą pilota (instrukcja w dalszej części)
- Po zakończeniu umieść pilota w woreczku z boku maty masującej

Uwaga: Odpinana kłapka (3) lub pokrowiec na odcinek masujący szyję, pozwala regulować intensywność pomiędzy delikatniejszym lub bardziej intensywnym masażem. Jeśli masaż jest za silny, umieść koc lub ręcznik między sobą a matą (4)

Jeśli chcesz masować szyję, ramię, dolną część pleców, ale głowice masujące shiatsu nie mogą osiągnąć tych obszarów, możesz ustawić wysokość masażu kładąc poduszkę na części siedzącej (5).



Aby uniknąć nadmiernego obciążenia mięśni, zalecamy, aby nie przekraczać 15 minut trwania jednej sesji masażu. W ciągu dnia nie należy masować się więcej niż 3 razy. (w pełnym zakresie pracy urządzenia - 15 min.)

2. Pielęgnacja i czyszczenie

- Nie prać w pralce ani nie zanurzać produktu ani adaptera w wodzie.
- Zawsze wyłączaj przed czyszczeniem i wyjmuj adapter z zasilania czystymi, suchymi rękami.
- Urządzenie należy przetrzeć lekko wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć.
- Nie wycieraj urządzenia preparatami zawierającymi alkohol lub agresywne chemikalia takie jak rozcieńczalnik lub wybielacz.
- Pokrowiec na szyję można odpinać i prać.
- Nie należy nadmiernie rozciągać elastycznych pasów z tyłu.

- Przechowywać z dala od ciepła, ognia lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie i głowice masujące.
- Przyłożenie siły bezpośredniej przekraczającej 49kg może uszkodzić masażer i unieważnić gwarancję.
- Przechowuj masażer w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub ostrymi przedmiotami, które mogłyby przeciąć lub przebić materiał urządzenia.

3. Opis kontrolera

- (6) - naciśnij aby włączyć wibracje masażera, możesz przełączać między 3 poziomami intensywności.
- (7) - naciśnij aby zmienić tryb masażu 2D/3D. W opcji 3D dodatkowo uwzględnia dokładny obszar kręgosłupa.
- (8) - naciśnij aby utrzymać funkcję shiatsu w jednym obszarze. Naciskaj przyciski strzałek, aby przesunąć pozycję głowic shiatsu w górę lub w dół.
- (9) - naciśnij aby ustawić intensywność masażu powietrzem na niskim, średnim lub wysokim poziomie.
- (10) - naciśnij aby włączyć lub wyłączyć tylni masaż powietrzem.
- (11) - naciśnij aby wyznaczyć obszar objęty masażem shiatsu.
- (12) - naciśnij aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- (13) - naciśnij aby włączyć lub wyłączyć grzanie Nie można włączyć grzania, jeśli funkcja shiatsu pleców nie jest włączona.
- (14) - naciśnij aby włączyć lub wyłączyć masaż powietrzem siedziska.
- (15) - naciśnij aby włączyć funkcję masażu rolującego. Wielokrotne naciśnięcie zmienia tryby.
- (16) - naciśnij, aby włączyć masaż shiatsu na szyi. Strzałki zmieniają położenie głowic masujących w macie.
- (17) - szybka demonstracja wszystkich funkcji maty masującej

4. Instrukcje bezpieczeństwa

- Urządzenia nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru po podłączeniu do zasilania. Przed montażem lub demontażem odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie używaj urządzenia pod przykryciem, w miejscach których otwór wentylacyjny może być zablokowany. Może wystąpić przegrzanie urządzenia.
- W przypadku tego urządzenia niezbędny jest ścisły nadzór osób pełnoletnich podczas używania przez dzieci lub osoby niepełnosprawne.
- Nie używać z innymi akcesoriami niezalecanymi przez producenta.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli został upuszczony, uszkodzony lub wpadł do wody. W takich przypadkach niezwłocznie skontaktuj się z serwisem.
- Nie przenoś urządzenia za pomocą przewodu zasilającego ani nie używaj go jako uchwytu.
- Nigdy nie używaj urządzenia z zablokowanymi otworami powietrznymi.
- Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów w żadne otwory.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Podczas używania, nie zakładaj biżuterii oraz luźnej odzieży.

- Przed używaniem dłuższe włosy należy spiąć, tak by nie miały kontaktu z urządzeniem.
- Nie używaj funkcji rozgrzewania w miejscach gdzie masz zaburzenia skóry, otwarte rany, obrzęk lub stan zapalny.
- Jeśli wtyczki lub przewody są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez serwis
- W przypadku awarii natychmiast odłącz urządzenie od sieci zasilania.
- Nie używaj w miejscach, jeśli masz zaburzenia skóry, otwarte rany, obrzęk lub stan zapalny.
- Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowe użytkowanie wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody.
- Nie używaj tego urządzenia podczas jazdy samochodem oraz snu.
- Wyposażyliśmy urządzenie w ochronę przed przegrzaniem w celu bezpiecznego użytkowania.
- Nie używaj urządzenia w czasie ciąży.
- Nie używaj jeśli posiadasz rozruszniki serca, jesteś w trakcie leczenia chorób lub innych dolegliwości.



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out bin placed on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may result in damage to health or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment. The device was placed on the market after August 13, 2005.



Producent niniejszym oświadcza, że urządzenie Cosy Air Pro jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym: www.medivon.pl/deklaracje

Importer: Armare S.A. | ul Grzybowska 87, Warszawa, 00-844, Polska

The manufacturer hereby declares that the Cosy Air Pro device complies with Directive 2014/35 / EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits, Directive 2014/30 / EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, and Directive 2011/65 / EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The full text of the declaration of conformity is available at the internet address: www.medivon.pl/deklaracje

Importer: Armare S.A. | ul Grzybowska 87, Warszawa, 00-844, Polska

Model: Cosy Air Pro