

bzmi

ODI – smartband



INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL**

USER MANUAL **EN**

LIETOTĀJA PAMĀCĪBA **LV**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ **RU**

KASUTUSJUHEND **EE**

VARTOTOJO VADOVAS **LT**


KÄYTTÖOHJE **FI**



INSTRUKCJA OBSŁUGI **PL**

Rozszerzona instrukcja dostępna na www.bemi-electronics.com

Elementy urządzenia



Smartband model ODI, w instrukcji nazwany “urządzenie”

Obowiązkowo zapoznaj się z tą instrukcją i kartą gwarancyjną przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Aby **uruchomić urządzenie** naciśnij przycisk zasilania przez 5 sekund lub podłącz ładowanie baterii. Aby wyłączyć urządzenie przyciskaj przycisk zasilania przez 5 sekund.

Konserwacja i użytkowanie

Regularnie czyść urządzenie, zwłaszcza część przylegającą do skóry, aby było suche. Dostosuj zaciśnięcie paska urządzenia tak aby zapewnić cyrkulację powietrza. Na nadgarstku, gdzie noszone jest urządzenie, nie powinno się używać nadmiernych ilości produktów do pielęgnacji skóry. Jeśli masz alergię skórą lub dyskomfort, przestań nosić urządzenie. Nie noś urządzenia podczas gorącej kąpieli lub prysznica. Nie narażaj urządzenia na działanie środków czyszczących, środków żrących oraz innych środków chemicznych. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich (ponad $+50^{\circ}\text{C}$) i niskich (poniżej -10°C) temperatur jak i na nagrzewanie poprzez działanie na przykład promieni słonecznych lub innego źródła ciepła. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i niemowląt, nie należy im go

udostępniać. **Uwaga: IP68** oznacza że to urządzenie jest odporne na jednorazowe zanurzenie w stojącej wodzie na głębokość 1,1 metra na czas do 1 godziny. Narażenie urządzenia na trudniejsze warunki może spowodować jego uszkodzenia. To urządzenie nie jest przeznaczone do sportów wodnych, nurkowania i pływania.

Ładowanie baterii

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy upewnić się, że bateria jest naładowana. Do ładowania należy użyć dostarczonego w zestawie przewodu magnetycznego. Zaleca się użycie zasilacza o napięciu 5 V i natężeniu 1 A. Pełne naładowanie urządzenia zajmuje około 2 godziny. By podłączyć ładowanie należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Umieścić złącze przewodu ładujący pod urządzeniem, tak żeby jej piny zetknęły się z metalowymi punktami w terminalu.

2. Magnesy umiejscowią złącze we właściwej pozycji

3. Podłącz złącze USB kabla ładujący do źródła zasilania.

4. Jeśli wszystko jest prawidłowo na ekranie wyświetli się grafika ładowania.



Uwaga: jeżeli urządzenie było całkowicie rozładowane grafika ładowanie może wyświetlić się dopiero po kilku minutach.

Instalacja APP i parowanie z urządzeniem

Produkt jest kompatybilny ze smartfonami

z systemem operacyjnym Android 4.4 oraz

iOS8.0 lub nowszymi, z Bluetooth od wersji

4.0. Obsługiwany jest przez aplikację "H

Band" (dalej zwaną APP), która dostępna

jest po zeskanowaniu QRcode po prawej

stronie oraz w App Store i Google Play Store. Podczas parowania

telefon powinien być podłączony do Internetu.



Parowanie urządzenia z telefonem przez APP:


Upewnij się, że podczas parowania smartfon jest ustawiony na „Widoczny dla wszystkich pobliskich urządzeń Bluetooth”.

Parowanie urządzenia z telefonem za pośrednictwem aplikacji:

1. Aktywuj Bluetooth w swoim telefonie
2. Otwórz aplikację i kliknij „Kliknij, aby połączyć”
3. Kliknij nazwę swojego urządzenia na liście urządzeń. Jeśli połączenie się powiedzie, aplikacja poprosi o synchronizację danych z urządzenia.

Połączenie Bluetooth może się rozłączyć w niektórych okolicznościach, przykładowo gdy: telefon i urządzenie są zbyt daleko od siebie (więcej niż 10 metrów), między nimi jest ściana, występują zakłócenia elektromagnetyczne lub radiowe w otoczeniu, użytkownik w telefonie zamyka APP działającą w tle.

Funkcje urządzenia



Interfejs menu głównego jest przełączony, taki jak interfejs pokazany powyżej. Przesuń w lewo lub w prawo, w górę lub w dół, aby zmienić ekran. Kliknij ekran lub ikonę funkcji, którą chcesz użyć. Po włączeniu funkcji przesuń w lewo, aby wrócić do poprzedniego ekranu. Gdy urządzenie i aplikacja zostaną połączone i sparowane po raz pierwszy, data i godzina zostaną zsynchronizowane z telefonem

Wprowadzenie do funkcji dostępnych z interfejsu urządzenia

UWAGA: Podczas badania EKG, tętna, ciśnienia krwi i tlenu we krwi, osoba badana powinny pozostać w bezruchu. Wszelkie działania podczas testu, takie jak jedzenie, mówienie itp. wpłyną na dokładność pomiaru. Czynniki wpływające na obniżenie dokładności pomiaru obejmują: tatuaże, blizny, wilgoć, grubość, mocny pigment i sierść skóry w miejscu pomiaru. Utrzymuj czujnik tętna w czystości i blisko skóry. Jeśli nosisz go zbyt luźno, światło czujnika zostanie odsłonięte, co spowoduje niedokładne wartości pomiaru. Nie patrz bezpośrednio na zielone światło

czujnika. Podczas testu utrzymuj ciało nieaktywne i nie ruszaj się, w przeciwnym razie czas testu będzie dłuższy lub dane będą niedokładne. Jeśli występuje duża różnica w zmierzonych danych, zrób sobie przerwę i przetestuj ponownie. Długotrwały pomiar może doprowadzić do przegrzania urządzenia. W przypadku przegrzania wyjmuj urządzenie, aż ostygnie. Zimna pogoda wpłynie na wyniki pomiaru, należy mierzyć, utrzymując ciepło. Umieść urządzenie prawidłowo na nadgarstku i wejdź do menu tętna, aby zmierzyć tętno. Dane dotyczące tętna, ciśnienia krwi i pomiaru tlenu we krwi służą wyłącznie jako odniesienie i nie mogą być wykorzystywane jako podstawa aspektów medycznych.

1.Główny ekran (tarcza zegara)

Do wyboru jest kilka tarcz zegara. Aby je zmienić, na ekranie głównym przesunij w dół lub w górę.

Wyświetlane informacje:

A - godzina, **B** - minuta, **C** - data,
D - kroki, **E** - odległość, **F** - spalone kalorie, **G** - poziom baterii,
H - Połączenie z aplikacją



Połączony



Nie połączony



2.Kroki, kalorie i odległość - będą liczone automatycznie po rozpoczęciu korzystania z urządzenia. Dane są odświeżane co określoną liczbą kroków a ich ilość zależy od przebytej odległości i wersji oprogramowania urządzenia (pomiędzy 3-25 kroków). Dane te są przybliżone z racji indywidualnych różnic pomiędzy użytkownikami. Aby kroki były odnotowane, ręce podczas chodzenia powinny poruszać się w naturalny sposób, przykładowo prowadzenie wózka może nie być odczytane jako krok.


3.Sen – Monitorowanie snu rejestruje sen w godzinach od 18:00 do 08:00 następnego dnia. Funkcję uruchamia się w Profil> Moje urządzenie>Dodatkowe funkcje> Analiza snu

4.Sport – tryby sportowe

- 4.1. Wejdź w funkcję „Sport”. Następnie znajdź odpowiedni rodzaj aktywności i kliknij w nią aby ją uruchomić.
- 4.2. przesunij na ekranie w dół aby sprawdzić pozostałe dane lub przejść do opcji zakończenia lub wstrzymania sesji.
- 4.3. Gdy czas aktywności jest dłuższy niż 1 minuta, dane można zapisać. Zbyt krótka sesja może nie zostać zapisana. Historia zapisu i dodatkowe dane są dostępne w aplikacji.
- 5.HR-ECG** - Alternatywny sposób pomiaru tętna. Zamiast światła Led w tym teście do pomiaru używane są elektrody.
Uwaga: jeśli szukasz informacji jak wykonać pełny test EKG, znajdziesz je w niniejszej instrukcji w sekcji „Funkcje dostępne w APP” w punkcie „6.EKG”
- 6.Tętno** - Mierzy poziom tętna w czasie rzeczywistym.
- 7.Ciśnienie** - Mierzy ciśnienie krwi jako jednorazowy wynik.
- 8.Stoper:** Kliknij ikonę startu, aby rozpocząć odmierzenie czasu
- 9.Minutnik:** Po ustawieniu czasu naciśnięcie przycisku play na ekranie rozpocznie odliczanie.
- 10.Poczta** - Wyświetlanie na urządzeniu wiadomości przychodzące na telefon jako SMS, z komunikatorów oraz informuje o przychodzących połączeniach telefonicznych. Połączenie Bluetooth urządzenia z telefonem jest wymagane do działania tej funkcji. Uwaga: Ustawiane powiadomień dostępne są w APP. Niezależnie od ustawień w APP jeśli dane powiadomienie nie pojawi się jako powiadomienie w telefonie to nie zostanie ono wysłane do urządzenia.
- 11.SpO2** – test poziomu tlenu we krwi w czasie rzeczywistym.
- 12.Znajdź (telefon):** Gdy urządzenie jest podłączone do aplikacji, klika przycisk Znajdź telefon, a w telefonie uruchomi się z dźwiękiem dzwonka.
- 13.Opcje**
- 13.1.Opcje poczty - wybór, która aplikacja telefonu wyświetli powiadomienie w twoim urządzeniu.
- 13.2.Jasność – ustawienie jasności ekranu
- 13.3.Wygaszacz – czas automatycznego wyłączenia ekranu.
- 13.4.Włącz funkcję – Włączanie / wyłączenie dodatkowych funkcji urządzenia.

Funkcje dostępne w APP

UWAGA: najpierw podłącz urządzenie z APP(aplikacją)

Dane zawarte na przeglądanych stronach można wysłać, naciskając przycisk  i wybierając komunikator.

Naciśnięcie  przycisku start uruchomi testu.



Naciśnięcie znaku obok danych otworzy stronę z tym opisem danych.



Naciśnięcie spowoduje włączenie/wyłączenie funkcji. To ustawienie oznacza, że funkcja jest włączona.



To ustawienie oznacza, że funkcja jest wyłączona.

Interfejs APP dzieli się na główne trzy strony: Pulpit, Sport i Profil



Pulpit



Sport



Profil

PULPIT

1.Test Menu – Na stronie „Pulpit” kliknij „Więcej”, aby otworzyć menu testów. Możesz wybrać i zainicjować Tętno, Ciśnienie krwi, Tlen we krwi i badanie EKG, klikając jego ikonę.

2.Sport - Pokazuje liczbę kroków, dystans i kalorie łącznie oraz w przedziałach czasowych, dzisiaj i w poprzednich dniach.

3.Sen - Pokazuje jakość i dane dotyczące snu. Funkcję uruchamia się w Profil> Moje urządzenie>Dodatkowe funkcje> Analiza snu

4.Tętno – dane z monitoringu tętna, w danych przedziałach czasowych. Wymaga włączenia monitoringu tętna.

5.Ciśnienie - dane z monitoringu ciśnienia krwi, w danych przedziałach czasowych. Wymaga włączenia monitoringu Ciśnienia.

6.EKG – do przeprowadzenia testu należy usiąść wygodnie lub położyć się. Po włączeniu testu w aplikacji, jeśli urządzenie jest założone na lewą rękę, przyłóż palec wskazujący prawej ręki do elektrody 2, jednocześnie dbając o to żeby elektroda 1 przylegała do skóry lewej ręki

6.1.W „Pulpit” przejdź do sekcji EKG i kliknij ją.

6.2. Kliknij „Rozpocznij testowanie”
6.3. Kliknij przycisk startu
6.4. Jeśli urządzenie jest założone na lewą rękę, przyłóż palec prawej ręki do elektrody 2, jednocześnie dbając o to żeby elektroda 1 przylegała do skóry lewej ręki.

6.5. Test jest uruchomiony, na ekranie telefonu widać procent postępu i wynik w czasie rzeczywistym.

6.6. Po zakończeniu testu możesz zapisać zapis, czy nie.

6.7. Zapisy z testu można wyświetlić w aplikacji w sekcji EKG.


6.8. Możesz również wysłać zapis testu przez wybranych komunikatorów.

UWAGA: Podczas testu obie elektrody powinny przylgnąć do skóry. Im więcej powierzchni skóry przylega do elektrody, tym dokładniejszy będzie test. Nie naciskaj zbyt mocno. Z powodu korzystania z ekranów dotykowych lub pracy skóra niektórych palców może być grubsza, do testu użyj palca o cieńszej skórze.

7. Tlen we krwi – informuje o poziomie tlenu we krwi podczas snu.

8. HRV – informacje o zmianach w tętnie podczas snu.

9. Menadżer modułów – zarządza zawartością Pulpitu



SPORT

Zawiera historię aktywności sportowej zarejestrowaną w trybie sportowym i pozwala uruchomić tryb sportowy od strony aplikacji. W górnej części ekranu wybiera się podgląd do jednego z dwóch trybów zapisu:

1.Sport z GPS - użycie modułu GPS w telefonie komórkowym do oznaczenia trasy aktywności na mapie. Ta funkcja nie wymaga używania urządzenia.

2.Standardowy zapis sportu - Używa urządzenia do rejestrowania danych aktywności z trybów sportowych. Umożliwia przeglądanie poprzednich rekordów.



Pulpit



Sport




Profil

PROFIL

Zawiera ustawienia dotyczące użytkownika, urządzenia i APP.

1. **Android** > nazwa użytkownika, kliknij by edytować.

2. **Moje urządzenie.**  **BR15** Nazwa urządzenia. Kliknij by wejść w opcje urządzenia.

2.01. **Powiadomienie** - wybierz aplikację / funkcję telefonu, które wyśle powiadomienie do twojego urządzenia.

2.02. **Budzik** - Gdy urządzenie jest podłączone do aplikacji, budzik ustawiony w aplikacji można zsynchronizować z urządzeniem. Kliknięcie ikony na ekranie urządzenia zatrzyma alarm.

2.03. **Alarm aktywności** - „czas rozpoczęcia” i „czas zatrzymania” określają czas, w którym ta funkcja zostanie aktywowana. „Cykl” to okres bezruchu po którym uruchomi się alarm.

2.04. **Alarm tętna** - ustaw górną granicę tętna spoczynkowego, powyżej której aktywowany jest alarm.

2.05. **Gest wybudzenia ekranu** - automatycznie wybudzi ekran, gdy podnosisz rękę z urządzeniem do wysokości klatki piersiowej, jednocześnie obracając ekran w kierunku twarzy.

Skonfiguruj „Czas rozpoczęcia” i „Czas zatrzymania”, aby ekran urządzenia nie zapalił się przypadkowo gdy nie chcesz, na przykład podczas snu. Ustaw „Czułość” aktywacji według własnych preferencji.

2.06. **Sparuj urządzenie** - synchronizacja podłączonego urządzenia z telefonem komórkowym

- 2.07. Personalizuj ciśnienie - ustaw odpowiedni poziom ciśnienia krwi zgodnie z własnymi preferencjami.
- 2.08. Autowygaszacz ekranu - ustaw czas wyłączenia, po którym ekran urządzenia wyłączy się automatycznie
- 2.09. Dodatkowe funkcje:
- 2.09.1. Monitoring Tętna - automatycznie bada tętno w określonych cyklach czasowych.
- 2.09.2. Monitoring Ciśnienie - automatycznie bada ciśnienie krwi w określonych cyklach czasowych.
- 2.09.3. Nocny monitoring tlenu we krwi - monitorowanie poziomu tlenu we krwi podczas snu w nocy.
- 2.09.4. Alarm rozłączenia - informuje o odłączeniu urządzenia od telefonu.
- 2.09.5. Analiza snu - monitorowanie jakości snu.
- 2.10. Zrób zdjęcie - włącza aparat w telefonie komórkowym. Zainicjuje zrobienie zdjęcia po naciśnięciu ekran urządzenia.
- 2.11. Zresetuj hasło urządzenia - ustaw lub zmień hasło połączenia Bluetooth urządzenia.
- 2.12. Aktualizacja - umożliwi aktualizację oprogramowania urządzenia do ostatniej wersji.
- 2.13. Wyczyść dane - usuń wszystkie dane i przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.
- 2.14. Rozłącz - rozłącz połączenie Bluetooth smartfonu i urządzeniem
3. Kroki - ustaw, ile kroków chcesz wykonać w ciągu jednego dnia. Osiągnięcie tego celu spowoduje wyświetlenie tego osiągnięcia na urządzeniu.
4. Sen - ile godzin planujesz spać każdej nocy.
5. Jednostka miary - ustaw, że odległość będzie wyświetlana w kilometrach (metryczny) lub w milach (imperialny).
6. Zmień motyw - ustaw kolor aplikacji.
7. O nas - wersję aplikacji i możliwość aktualizacji.
8. Pomoc - odpowiedzi na potencjalne problemy podczas użytkowania.
9. Wyloguj - wyloguje użytkownika z aplikacji.

Uwaga: Urządzenia i danych nim zebranych nie można wykorzystywać do celów medycznych.

Podstawowe parametry: Typ ekranu: TFT 1,3 cala; pojemność baterii: 220 mAh; poziom ochrony: IP68



Prawidłowa utylizacja produktu. Urządzenia nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzkiego powodowanym nieprawidłową utylizacją odpadów, należy obowiązkowo przekazać zużyte urządzenie do wyznaczonego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego lub do miejsca zakupu urządzenia w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektronicznego.

Ostrzeżenie: Bateria litowa w środku.



Niniejsze urządzenie, smartband model ODI, jest zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/EU. Kompletna deklaracja zgodności jest dostępna online pod

linkiem: www.bemi-electronics.com/certificates

Niniejsza instrukcja obsługi nie jest objęta gwarancją, a wygląd i/lub funkcjonalność oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu może odbiegać od opisanej. Gwarant zastrzega sobie prawo do modyfikowania instrukcji obsługi w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia

Maksymalne zużycie energii – 0,264W; Pobór mocy roboczej – 0,119W; Pobór mocy w trybie czuwania – 0,182mW; Częstotliwość radiowa pracy urządzenia - 2,4 GHz

Producent: Shenzhen Minrek Electronic Ltd.


Adres: C602, 6th Floor, Building C, Hangcheng Road, Huafeng International Robot Industrial Zone, Xi'xiang, Bao'an, Shenzhen, Chiny 518126

Wyprodukowano w Chinach

USER MANUAL EN

Extended user guide available on www.bemi-electronics.com

Product description



Smart band mode: ODI, in manual called “device”

It is mandatory to read this manual before start to using the device.

To **turn on the device**, press the power button for 5 seconds or connect to the charger. To turn off the device, press the power button for 5 seconds.

Maintaining Equipment

Clean the device regularly, especially part that close to the skin, to keep it dry. Adjust the tightness of the device belt to ensure air circulation. On wrist, where wearing device should not use excessive skin care products. If you have skin allergy or discomfort, please stop wearing device. Do not wear the device during a hot bath or shower. Do not expose the device to cleaning agents, caustic agents or other chemicals. Do not expose the device to high (over + 50 ° C), low (below -10 ° C) temperatures or heat due to, for example, sunlight or other heat source. It may damage the device. The product is not suitable for children and infants. **Note:** IP68 means that this device is

resistant to a single immersion in standing water to a depth of 1.1 meters for up to 1 hour. Exposing the device to tougher conditions can damage it. This device is not intended for water sports, diving and swimming.

Charging

Before start using the device, please make sure the battery is charged. For charging, please use the provided magnet charging cable. The recommended power adaptor current is 5V, 1A. It takes about 2 hours to fully charge device, please follow the steps below to the charge.

1.Place the connector of the charging cable under the device so that its pins contact the metal points in the device charging terminal.



2.Magnetic connector will place itself in right position

3.Connect the charging cable to the power source using the USB connector.

4.Charging animation will display on the device screen

Note: if the device discharged completely then animation of charging may appear after a few minutes.

Downloading APP for Phone and pair with Device

Note: mobile phone must support Android 4.4 or IOs 8.0 or above and Bluetooth 4.0 or above. Some application functions may be invisible in older OS versions of the smartphone. Make sure you have the latest version of your phone's operation system. Scan QT code with mobile phone to download and install APP or search, download and install "H Band" APP from App store or Google Play Store on your smart phone.



While pairing, the phone should be connected to the Internet.

Make sure that the smartphone is set to "Visible to all nearby Bluetooth devices" when pairing. Pairing the device with the phone via APP:

1. Activate Bluetooth on your phone
2. Open the application and click "Click to connect device"
3. Click on the name of your device in the device list. If the connection is successful, app will ask to synchronize data from the device.

Bluetooth connection between phone and device may disconnect in some circumstances. The most common of them are: phone and device are too far from each other (more than 10 meters), there are some walls between them, there are some magnetic or radio interference in environment, user close the APP working in background, user click on the one-button cleaning of the phone.

Introduction on the Function of Device



The main screen menu interface is switched, such as the interface shown above. Slide left or right, up or down to change the screen. Click the screen or icon of function you choose to use it or open function menu. When you are in function slide left to back to previous screen. When the device and APP are first time connected and paired, the time and date will be synchronized with the mobile phone.



Introduction to Function available for Device Interface

NOTE: During test of ECG, Heart rate, Blood pressure and Blood oxygen tested person should be kept still. Any action during the test like eating, speaking, etc. will affect the accuracy of the measurement. Factors affecting the lowering of the accuracy of

measurement include: tattoos, scars, moisture, thickness, strong pigment and hair of the skin in the place of measurement. Keep the heart rate sensor clean and close to the skin. If you wear it too loosely, the sensor's light will be exposed, resulting in inaccurate measurement values. Do not look directly at the sensor green light. During test, please keep your body inactive and sit still, otherwise the time of test will be longer or data will be inaccurate. If there is a big difference in the measured data, please take a break and test again. Longtime measurement may lead to overheating of the device. In case of overheating, please remove device until it cools down. The cold weather will affect your measurement results, please measure while keeping warm. Place the device on the wrist correctly and enter the heart rate menu to measure the heart rate. The data of ECG, Heart rate, blood pressure and blood oxygen measurement are for reference only and cannot be used as a basis for medical related aspects.

1.Main screen (clock face)

There is few clock faces to choose. To change clock face, on main screen slides down or up.

A-hour, B-minute, C-date, D-steps, E-distance, F- calories burned, G- battery level, H-Bluetooth connection:



Connected



Not connected



2.Step - Steps, calories and distance will count automatically after start of using the device. The data is displayed every specific number of steps, their amount depends on distance already walked and device software version (between 1-25 steps). These data are approximate due to individual differences between users. In order for the steps to be recorded, the hands should move in a natural manner when walking, for example

walking with a stroller may not be read as a step. More data and settings is available in the APP.

3.Sleep – Sleep monitoring automatically recording your sleep started any time between 18:00 to 08:00 the next day. Shortened data is available in the device. More data is available in the APP. In APP can also set up sleeping time goal. So this data can be recorder first need to turn on this option in APP Settings: Mine>My device>Switch settings>Scientific sleep

4.Sport

4.1.Enter sport mode. Then find the right kind of activity by slides down and select by click the screen to enter.

4.2.Sliding the screen to down will jump to other data interfaces and interfaces where you can Pause or End recording.

4.3.When the activity time is longer than 1 minute, the data can be saved.

History of record and more data is available in the APP.

5.ECG - ECG test should be activated from application. When activated from device only heart rate will be showed. Its alternative way to check Heart rate, instead of Led light, in this test to measure the Heart rate are used electrodes. Information How to do this test is located in this manual in "Introduction to Function available for APP Interface"> 6.ECG

6.Heart rate - Using Led light to measure heart rate and show status in real time.

7.Blood pressure - The result of the test will be one measurement score.

8.Stopwatch - Click the stopwatch to enter it interface. Click the start icon to start time measurement.

9.Counting down - After setting the time, press start button to counting down.

10.Information (Message) - The message interface allows to view on device messages came on phone as SMS, incoming calls and chat software. Bluetooth connection phone-device is required for this function. Note: Notification settings are available in APP. Regardless of the settings in the APP, if the

notification does not appear as a notification in the phone, it will not be sent to the device. Check the phone's notification settings

11.SpO2 (Blood oxygen) - oxygen levels in the blood in real time.

12.Find phone - When the device is connected to APP, clicks on Find phone, and the phone will pop up with a ring tone.

13.Setting

13.1.Information - selection, which of your phone application will show notification in your device.

13.2.Brightness - setting the brightness of the screen


13.3.Auto-Lock - setting the time of the automatic turning off the screen

13.4.Switch - Switching on/off additional functions of device.


14.Music - When the mobile phone is connected to the device, music playing/pausing and song switching in the mobile phone music player can be controlled by device.


Introduction to Function available for APP Interface


NOTE: first connect device with APP


You can send out the data contained on the page you are viewing by pressing the button  and choosing the communicator.

Pressing start button  will start recording.

Pressing  located next to the data will open page with this data description.

Pressing  will turn on or off this function.

This look  means that currently function is turned on.

This look  means that currently function is turned off.

APP have main three pages: Dashboard, Running, Settings



Dashboard



Running



Settings

DASHBOARD

1.Test Menu - In Dashboard click "More" to open test Menu. You can choose and initiate Heart rate, blood pressure, Oxygen in blood and ECG test by clicking its icon.

2.Sport - Showing number of steps, distance and calories in total and in time periods, done today and previous days.

3.Sleep - Showing the quality and data of sleep. So this data can be recorder first need to turn on this option in Settings: Mine>My device>Switch settings>Scientific sleep

4.Heart rate - Showing the history of heart rate status. Data are shown in periods of 30 minutes. If there is no data in the some field, it means that there was no test at that time.

5.Blood pressure - Showing the history of blood pressure status. Data are shown in periods. If there is no data in the some field, it means that there was no test at that time.

6.ECG - To do the test we suggest lie down or sit in comfortable position. Test can be done in many position, our suggestion is: (If you wear the device on your left hand) put your left hand on your right breast. After starting the test, put one of the right hand fingers to the "electrode2"

6.1.In APP dashboard, slides down to ECG section and click on it.

6.2.Click on "start testing"

6.3.Click Play button

6.4.When your device on one hand, put your other hand finger on "electrode 2" on device side

6.5.Test is running, on the phone screen you can see percent of progress, and result in real time.

6.6.When test is finished choose to save the record or not.

6.7.Test records can be viewed in APP in ECG first interface.

6.8.You can also send test record by chosen communicators.

NOTE: During the test both electrodes should stick to the skin. More skin area will stick to electrode the more accurate test will be. Do not press to hard. Because to the use of touch screens,




the skin of some fingers may be thicker, use your finger with a thinner skin for the test.

7.Blood Oxygen - Oxygen level in blood during a sleep.

8.HRV - Showing line graph of heart rate change during a sleep.

9.Module Manager - Allow to manage what can be seen on Dashboard




RUNNING

Contains the history of sport activity recorded with sport mode and allow to start sport mode from APP side.

GPS Movement – using GPS module in mobile phone to mark the route of activity on the map. This function no require to use smart band or smart watch. Allow to view of previous GPS movement records. Press play button to start recording.


Smartwatch Movement – Using device to record the data of activity. Allow to view of previous sport mode records. Press play button to start recording.



MINE

Contains settings about user, device and APP.

1. [Android](#) > name of user. Press the name to change it.

2. My Device. Name of device, press it do go inside the device menu  BR15

2.01.Message notification – select the application/function of mobile phone that will sent notification to your device.

2.02.Alarm settings - When device is connected to the APP, the alarm clock set inside the APP can be synchronized to the device. Clicking on the icon on the device screen will stop the vibration alert.

2.03.Sedentary setting – “start time” and “stop time” set up the time between which this function will be activated. Reminding interval set up the time of no moving extending which will activate the reminder.

2.04.Heart rate alert – set up upper limit of resting heart rate exceeding which activates the alarm.

2.05.Turn wrist detection – automatically wakes up the screen when you raise your hand with device, to the chest height while rotating the screen towards the face.

Set up “Start time” and “Stop time” so screen of device will not light accidentally wake up when you don’t want it, for example when you sleeping. Set up “Sensitivity” of activation to your private preference.

2.06.Pair device – synchronize connected device with mobile phone

2.07.BP private mode – set up proper blood pressure level according your personal preference.

2.08.Screen-On time – set up the time of disuse after which the device display will automatically turn off

2.09. Switching settings:

2.09.1.BP automatic monitoring – automatically turn on blood pressure, in at least ones in hour.

2.09.2.Blood oxygen nighttime monitoring – monitoring level of oxygen in blood when you sleeping in the night.

2.09.3Disconnect alert – inform when device and mobile phone become disconnected.

2.09.4.Scientific sleep - sleep quality monitoring.

2.10.Take a photo – turn on mobile phone camera, picture can be taken by pressing screen of device.

2.11.Reset device password – set up or change device Bluetooth connection password.

2.12.Firmware update – allows to update firmware of device to last version

2.13.Clean Data – delete all additional data and restore to factory settings

2.14. Disconnect – disconnect Bluetooth connection between smartphone and device

3.Steps goal – set up how many steps you want to do in one day. When you reach this goal, this achievement will be displayed on device.

4.Sleep set up how many hours you plan to sleep each night.

5.Unit settings – set up is distance will be showed in kilometers (metric) or in miles (Imperial).

6.Change theme – set up color of APP.

7.About us – showing version of APP and possibility of update.

8.Help - answers to potential problems during use.

9.Log out – will log out the user from the application.

Warning: Although the smart device can monitor health condition line: real-time dynamic heart rate, ECG, Blood pressure, it cannot be used for any medical purpose.

Basic Parameters: Screen type: 1,3 inches TFT; battery capacity: 220 mAh; protection level: IP68



Proper disposal of this product. The device cannot be disposed of together with household waste. To prevent potential threats to the environment and human health due to improper disposal of waste, it is mandatory to take used electronic equipment to a designated collection point, or to the place

where the product was purchased for the purpose of recycling electronic waste. **Warning:** Lithium battery inside.



This device, smart band model ODI, is in compliance with Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council. The complete declaration of conformity is available

online at the following link: www.bemi-electronics.com/certificates

This manual is not covered by the warranty, and the appearance and/or functionality of the software installed on the device may

be different from the one described. The Guarantor reserves the right to modify the instruction manual at any time without prior notice.

Maximum power consumption - 0.264W; Standard power consumption - 0.119W; Power consumption in standby mode - 0.182mW; Operating Frequency Range of device - 2,4 GHz

Manufacturer: Shenzhen Minrek Electronic Ltd.

Address: C602, 6th Floor, Building C, Hangcheng Road, Huafeng International Robot Industrial Zone, Xi'xiang, Bao'an, Shenzhen, China 518126

Made in China

LIETOTĀJA PAMĀCĪBA LV

Paplašināta lietotāja rokasgrāmata pieejama vietnē www.bemi-electronics.com

PRODUKTA APRAKSTS

- 1.Ekrāns
- 2.Uzlāde
- 3.Hr sensors
- 4.Poga
- 5.Elektrods 1
- 6.Elektrods 2



Viedpulkstenis: ODI, rokasgrāmata ar nosaukumu “ierīce”

Pirms sākat lietot ierīci, ir obligāti jāizlasa šī rokasgrāmata un garantijas karte.

Lai ieslēgtu ierīci, 5 sekundes nospiediet barošanas pogu vai izveidojiet savienojumu ar lādētāju. Lai izslēgtu ierīci, 5 sekundes nospiediet barošanas pogu.

Iekārtas uzturēšana

Regulāri notīriet ierīci, īpaši tās daļu, kas atrodas tuvu ādai, lai tā būtu sausa. Pielāgojiet ierīces jostas hermētiskumu, lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju. Uz plaukstu locītavas, kur valkājamā ierīce nedrīkst lietot pārmērīgus ādas kopšanas līdzekļus. Ja jums ir ādas alerģija vai diskomforts, lūdzu, pārtrauciet ierīces valkāšanu. Nevalkājiet ierīci karstā vannā vai dušā. Nepakļaujiet ierīci tīrīšanas līdzekļiem, kodīgajiem līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām. Nepakļaujiet ierīci augstas (virs + 50 ° C), zemas (zem -10 ° C) temperatūras vai karstuma, piemēram, saules gaismas vai cita siltuma avota dēļ. Tas var sabojāt ierīci. Produkts nav piemērots bērniem un zīdaiņiem. Piezīme: IP68 nozīmē, ka šī ierīce ir izturīga pret vienreizēju iegremdēšanu stāvošā ūdenī līdz 1,1 metru dziļumam līdz 1 stundai. Pakļaujot ierīci stingrākiem apstākļiem, to var sabojāt. Šī ierīce nav paredzēta ūdens sportam, niršanai un peldēšanai.

Lādēšana

Pirms sākat lietot ierīci, pārliecinieties, vai akumulators ir uzlādēts. Lādēšanai, lūdzu, izmantojiet komplektācijā iekļauto magnētisko uzlādes kabeli. Ieteicamā strāvas adaptera strāva ir 5 V, 1A. Ierīces pilnīgai uzlādēšanai nepieciešams apmēram 2 stundas. **1.**Novietojiet lādēšanas kabeļa savienotāju zem ierīces tā, lai tā tapas saskartos ar metāla punktiem ierīces uzlādes spailē. **2.**Magnētiskais savienotājs pats to novietos pareizajā stāvoklī. **3.**Pievienojiet lādēšanas kabeli strāvas avotam, izmantojot USB savienotāju. **4.**Ierīces ekrānā parādīsies uzlādes animācija. Piezīme: ja ierīce ir pilnībā izlādējusies, pēc dažām minūtēm var parādīties uzlādes animācija.



Lietotnes instalēšana tālrunī un sapārošana ar iekārtu

Piezīme: mobilajam tālrunim ir jāatbalsta operētājsistēma Android 5.1 vai IOs 8.0 vai jaunāka un Bluetooth 4.0 vai jaunāka. Meklētu, lejupielādētu un instalētu lietotni H Band no App Store vai Google Play Store savā viedtālrunī. Pārī savienošanas laikā tālrunim jābūt savienotam ar internetu. Savienojot pārī pārliecinieties, vai viedtālrunis ir iestatīts uz "Redzams visām tuvumā esošajām Bluetooth ierīcēm". Ierīces savienošana pārī ar tālruni, izmantojot APP: **1.**Aktivizējiet tālrunī Bluetooth. **2.**Atveriet lietojumprogrammu un noklikšķiniet uz "Mine" un pēc tam sadaļā "My device" noklikšķiniet uz ODI". **3.**Ierīču sarakstā noklikšķiniet uz ierīces nosaukuma. **4.**Ja savienojums ir veiksmīgs, ierīces nosaukumam parādās , un lietotne sinhronizēs datus no viedpulksteņa.

Savienojot ierīci ar Lietotni, valodai vajadzētu automātiski nomainīties. Lietotnes valoda nomainīsies uz viedtālrunī izvēlēto valodu, bet ierīces valoda - uz valodu, kas būs Lietotnē. Ja lietotnē vai ierīcē nav viedtālrunī izvēlētais valodas, valoda paliks nemainīga. Bluetooth savienojums dažos gadījumos var

atvienoties, visbiežāk iemesli ir šādi: tālrunis un ierīce atrodas pārāk tālu viens no otra (vairāk nekā 10 metrus), starp tām ir dažas sienas, vidē ir zināmi magnētiski vai radio traucējumi, ieteicams Bluetooth savienojanos pieslēgt automātiski, Bluetooth ir jāpieslēdz automātiski.

Brīdinājums: lai arī viedā ierīce var uzraudzīt dinamisko sirdsdarbības ātrumu reālā laikā, to nevar izmantot nekādiem medicīniskiem mērķiem.

Pamatparametri: Ekrāna tips: 1,3 collas TFT; akumulatora ietilpība: 220 mAh; aizsardzības līmenis: IP68



Pareiza šī produkta iznīcināšana. Ierīci nevar izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamus draudus videi un cilvēku veselībai, kas rodas nepareizas atkritumu iznīcināšanas dēļ, izlietotu elektronisko aprīkojumu obligāti jānogādā norādītajā savākšanas vietā vai vietā, kur produkts tika iegādāts, lai pārstrādātu elektroniskos atkritumus.

Brīdinājums: iekšā ir litija akumulators.



Šī ierīce, viedās joslas modelis ODI, atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/53/EU. Pilnīga atbilstības deklarācija ir pieejama tiešsaistē, izmantojot šo saiti:

www.bemi-electronics.com/certificates

Uz šo rokasgrāmatu garantija neattiecas, un ierīcē instalētās programmatūras izskats un / vai funkcionalitāte var atšķirties no aprakstītās. Galvnieks patur tiesības jebkurā laikā grozīt lietošanas pamācību bez iepriekšēja brīdinājuma.

Maksimālais enerģijas patēriņš - 0,264W; Standarta enerģijas patēriņš - 0,119W; Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā - 0,182mW; Ierīces darbības frekvences diapazons - 2,4 GHz

Gamintojas: Shenzhen Minrek Electronic Ltd.

Adresas: C602, 6th Floor, Building C, Hangcheng Road, Huafeng International Robot Industrial Zone, Xi'xiang, Bao'an, Shenzhen, Kinija 518126

Ražots Ķīnā

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ **RU**

Расширенное руководство пользователя доступно на www.bemi-electronics.com

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- 1.экран
- 2.зарядка
- 3.“HR” датчик
- 4.кнопка
- 5.электрод 1
- 6.электрод 2



Умные часы: ODI, в руководстве под названием «устройство»

Обязательно прочитайте это руководство и гарантийный талон перед использованием устройства.

Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания или подключите к зарядному устройству в течение 5 секунд. Нажмите кнопку питания на 5 секунд, чтобы выключить устройство.

Обслуживание оборудования

Регулярно очищайте прибор, особенно часть кожи, чтобы она оставалась сухой. Отрегулируйте натяжение ремня устройства, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. На запястье, где носимое устройство не следует использовать чрезмерные средства по уходу за кожей. Если у вас кожная аллергия или дискомфорт, прекратите ношение устройства. Не носите прибор в горячей ванне или в душе. Не подвергайте прибор воздействию моющих средств, едких или других химикатов. Не подвергайте устройство воздействию высоких (выше + 50 ° C), низких (ниже -10 ° C) или высоких температур, таких как солнечный свет или другие источники тепла. Это может повредить устройство. Этот продукт не подходит для детей и младенцев. Примечание: IP68 означает, что данное устройство устойчиво к одиночному погружению в стоячую воду на глубину до 1,1 метра на срок до 1 часа. Воздействие

устройства в суровых условиях может привести к его повреждению. Данное устройство не предназначено для занятий водными видами спорта, дайвинга или плавания.

Зарядка

Убедитесь, что батарея заряжена перед использованием устройства. Пожалуйста, используйте прилагаемый магнитный кабель для зарядки. Рекомендуемый адаптер питания - 5 В, 1 А. Полная зарядка устройства занимает около 2 часов.

1. Разместите разъем зарядного кабеля под устройством так, чтобы его контакты соприкасались с металлическими точками на зарядном разъеме устройства.

2. Магнитный разъем установит его в правильное положение.



3. Подсоедините зарядный кабель к источнику питания с помощью разъема USB.

4. На экране устройства появится анимация зарядки. Примечание. Если устройство полностью разряжено, анимация зарядки может появиться через несколько минут.

Установите приложение на свой телефон и выполните сопряжение с вашим устройством

Примечание. Ваш мобильный телефон должен поддерживать Android 5.1 или IO 8.0 или более поздней версии и Bluetooth 4.0 или более поздней версии. Выполнить поиск, загрузить и установить приложение H Band из App Store или Google Play Store на своем смартфоне. Ваш телефон должен быть подключен к Интернету при сопряжении. При сопряжении убедитесь, что на смартфоне установлено значение «Доступно для всех устройств Bluetooth поблизости». Сопряжение устройства с телефоном с помощью приложения:

1. Активируйте Bluetooth в своем телефоне.
2. Откройте приложение и нажмите «Мои», а затем «Мое устройство»

3. В списке устройств нажмите на название устройства.

4. Если соединение установлено успешно, отображается именем устройства, и приложение синхронизирует данные со смарт-часов.

Язык должен измениться автоматически при подключении устройства к приложению. Язык приложения изменится на язык вашего смартфона, а язык вашего устройства на язык приложения. Если в приложении или устройстве нету выбранного языка, тогда язык останется прежним

В некоторых случаях Bluetooth может отключиться, наиболее распространенными причинами являются: телефон и устройство расположены слишком далеко (более 10 метров), между ними есть какие-то стены, в окружающей среде присутствуют магнитные или радиопомехи, должен быть подключен автоматически.

Предупреждение. Хотя интеллектуальное устройство может отслеживать динамический пульс в режиме реального времени, оно не может использоваться для каких-либо медицинских целей.

На данное руководство не распространяется гарантия, и программное обеспечение и программное обеспечение устройства, установленные на вашем устройстве, могут отличаться по внешнему виду и функциям. Гарант оставляет за собой право изменять инструкцию по эксплуатации в любое время без предварительного уведомления.

Максимальная потребляемая мощность - 0,264Вт;

Стандартная потребляемая мощность - 0,119Вт;

Энергопотребление в режиме ожидания - 0,182 мВт;

Диапазон рабочих частот устройства составляет 2,4 ГГц

Сделано в Китае

KASUTUSJUHENDEE

Laiendatud kasutusjuhend on saadaval aadressil www.bemi-electronics.com

TOOTE KIRJELDUS

1. Ekraan
2. Laadimine
3. HR sensorid
4. Nupp
5. Elektrood 1
6. Elektrood 2



Nutikell: ODI, käsiraamatus, mida nimetatakse seadmeks
Enne seadme kasutamist peate kindlasti läbi lugema selle kasutusjuhendi ja garantiikaardi.

Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu või ühendage 5 sekundiks laadijaga. Vajutage seadme väljalülitamiseks toitenuppu 5 sekundit.

Seadmete hooldus

Puhastage seadet regulaarselt, eriti naha lähedal olevat osa, et see jääks kuivaks. Õhu ringluse tagamiseks reguleerige seadme rihma pingulikkust. Randmel, kus kantav seade ei tohiks kasutada liigseid naha hooldustooteid. Kui teil on nahaallergia või ebamugavustunne, lõpetage seadme kandmine. Ärge kandke seadet kuumas vannis ega duši all. Ärge jätke seadet pesuvahendite, söövitavate või muude kemikaalide kätte. Ärge hoidke seadet kõrge (üle + 50 ° C), madala (alla -10 ° C) ega kõrge temperatuuri, näiteks päikesevalguse ega muude soojusallikate käes. See võib seadet kahjustada. See toode ei sobi lastele ja imikutele. Piezime: IP68 nozīmē, ka šī ierīce ir vastupidav ühekordseks sukeldamiseks seisvas vees kuni 1,1 meetri sügavusele kuni 1 tund. Karmid tingimused võivad seadet kahjustada. See seade pole mõeldud veespordiks, sukeldumiseks ega ujumiseks.

Laadimine

Enne seadme kasutamist veenduge, et aku oleks laetud. Laadimiseks kasutage kaasasolevat magnetilist laadimiskaablit. Soovitatav toiteadapter on 5 V, 1 A. Seadme täielikuks laadimiseks kulub umbes 2 tundi.

1. Asetage laadimiskaabli pistik seadme alla nii, et selle tihvtid oleksid kontaktis seadme laadimisklemmi metallpunktidega.



2. Magnetiline pistik paigutab selle õiges asendis.

3. Ühendage laadimiskaabel USB-pistiku abil toiteallikaga..

4. Seadme ekraanile ilmub laadimisanimatsioon. Märkus. Kui seade on täielikult tühi, võib mõne minuti pärast ilmuda laadimisanimatsioon.

Installige rakendus oma telefoni ja siduge oma seadmega

Märkus. Teie mobiiltelefon peab toetama Android 5.1 või iOS 8.0 või uuemat ja Bluetooth 4.0 või uuemat. Otsige, laadige alla ja installige rakendus H Band nutitelefoni App Store'ist või Google Play poest. Sidumise ajal peab teie telefon olema ühendatud Interneti-ga. Sidumisel veenduge, et nutitefon on seatud olekusse „Nähtav kõigile läheduses asuvatele Bluetooth-seadmetele”. Seostage seade telefoniga rakenduse APP abil:

1. Aktivizējiet tālruni Bluetooth.

2. Avage rakendus ja klõpsake jaotises "Mine" nuppu "My device" ja seejärel nuppu "ODI".

3. Klõpsake seadmete loendis seadme nime.

4. Kui ühenduse loomine õnnestub, kuvatakse seadme nime, ja rakendus sünkroonib andmeid nutikellast.

Seadme rakendusega APP ühendamisel peaks keel automaatselt muutuma. Rakenduse keel muutub teie nutitelefoni keeleks ja seadme keel rakenduse keeleks. Kui rakendusel või seadmel pole nutitelefoni valitud keelt, jääb keel samaks.

Mõnel juhul võib Bluetooth ühenduse katkestada, kõige tavalisemad põhjused on järgmised: telefon ja seade asuvad liiga kaugel (rohkem kui 10 meetrit), nende vahel on mõned seinad, keskkonnas esinevad mingid magnetilised või raadiohäired, peaks olema automaatselt ühendatud.

Hoiatus: kuigi nutiseade suudab reaajas jälgida dünaamilist pulssi, ei saa seda mingil meditsiinilisel eesmärgil kasutada.

Põhifunktsioonid: Ekraani tüüp: 1,3 tolli TFT; Aku maht: 220 mAh; kaitsetase: IP68



Selle toote korrektne utiliseerimine. Seda seadet ei tohi koos olmeprügiga ära visata. Et vältida jäätmete ebaõigest kõrvaldamisest tulenevaid võimalikke riske keskkonnale ja inimeste tervisele, tuleb elektroonikaromud kindlasti viia selleks ette nähtud kogumispunkti või tootele ostukohas ümbertöötlemiseks. Hoiatus: sees on liitiumaku.



See seade, nutika sagedusribaga ODI, vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/53/EU. Täielik vastavusdeklaratsioon on saadaval Internetis järgmisel lingil: www.bemi-electronics.com/certificates

See juhend ei kuulu garantii alla ning teie seadmesse installitud tarkvara ja tarkvara võib välimuse ja funktsiooni poolest erineda. Garandil on õigus muuta kasutusjuhendit igal ajal ilma ette teatamata.

Maksimaalne energiatarve - 0,264W; Standardne energiatarve - 0,119W; Ooterežiimi energiatarve - 0,182mW; Seadme töösageduse vahemik - 2,4 GHz

Tootja: Shenzhen Minrek Electronic Ltd.

Aadress: C602, Building C, Hangcheng Road, Huafeng International Robot Industrial Zone, Xi'xiang, Bao'an, Shenzhen, Hiina 518126

Valmistatud Hiinas

VARTOTOJO VADOVAS **LT**

Išplėstinį vartotojo vadovą galima rasti tinklalapyje www.bemi-electronics.com

PRODUKTO APRAŠYMAS

1. Ekranas
2. Apkrovimas
3. Hr sensoriai
4. Mygtukas
5. Elektrodas 1
6. Elektrodas 2



Išmanusis laikrodis: ODI, rankiniu būdu vadinamas „įrenginiu“
Prieš naudodamiesi savo prietaisu, būtina perskaitykite šią instrukciją ir garantinę kortelę.

Norėdami įjungti įrenginį, 5 sekundes paspauskite maitinimo mygtuką arba prijunkite prie įkroviklio. Norėdami išjungti įrenginį, 5 sekundes paspauskite maitinimo mygtuką.

Įrangos priežiūra

Reguliariai valykite prietaisą, ypač šalia odos esančią dalį, kad ji būtų sausa. Sureguliuokite prietaiso diržo tvirtumą, kad būtų galima cirkuliuoti oru. Ant riešo, kur nešiojamas šis prietaisas neturėtų naudoti per daug odos priežiūros priemonių. Jei turite odos alergiją ar diskomfortą, nustokite nešioti prietaisą. Nedėvėkite prietaiso karštoje vonioje ar duše. Saugokite prietaisą nuo valiklių, korozijos ar kitų cheminių medžiagų. Nelaikykite prietaiso aukštoje (aukštesnėje kaip + 50 ° C), žemoje (žemesnėje kaip -10 ° C) ar aukštoje temperatūroje, tokioje kaip saulės šviesa ar kiti šilumos šaltiniai. Tai darydami galite sugadinti prietaisą. Šis produktas netinka vaikams ir **kūdikiams**. Piezime: IP68 nozīmē, ka šī ierīce ir izturīga pret vienreizēju iegremdēšanu stāvošā ūdenī līdz 1,1 metru dziļumam līdz 1 stundai. Pakļaujot ierīci stingrākiem apstākļiem, to var sabojāt. Šī ierīce nav paredzēta ūdens sportam, niršanai un peldēšanai.

Įkrovimas

Prieš naudodamiesi prietaisu įsitikinkite, kad akumuliatorius yra įkrautas. Įkrovimui naudokite pridedamą magnetinį įkrovimo kabelį. Rekomenduojamas maitinimo adapteris yra 5 V, 1A. Norint pilnai įkrauti įrenginį, reikia maždaug 2 valandų.

1.Įkrovimo laido jungtį padėkite po prietaisu taip, kad jos kaiščiai paliestų metalinius taškus ant prietaiso įkrovimo gnybto.

2.Magnetinė jungtis įtaisys teisingą padėtį.

3.Prijunkite įkrovimo laidą prie maitinimo šaltinio naudodami USB jungtį.

4.Įrenginio ekrane pasirodys įkrovimo animacija. Pastaba:

Jei prietaisas visiškai išsikrovęs, po kelių minučių gali pasirodyti įkrovimo animacija.



Įdiekite programą į savo telefoną ir suporuokite su įrenginiu

Pastaba: jūsų mobilusis telefonas turi palaikyti „Android 5.1“ arba IOS 8.0 ar naujesnę versiją ir „Bluetooth 4.0“ ar naujesnę versiją. Ieškokite, atsisiųskite ir įdiekite „H Band“ programą iš savo išmaniojo telefono „App Store“ arba „Google Play Store“.

Poravimo metu jūsų telefonas turi būti prijungtas prie interneto.

Poravimo metu įsitikinkite, kad išmanusis telefonas nustatytas kaip „Matomas visiems šalia esantiems“, Bluetooth „įrenginiams“. Sujunkite įrenginį su telefonu naudodami programą APP: 1.Suaktyvinkite „Bluetooth“ savo telefone.

2.Atidarykite programą ir spustelėkite „Mine“, tada ODI“ skiltyje „My device“.

3.Įrenginių sąrašė spustelėkite įrenginio pavadinimą. 4.Jei ryšys pavyksta, pasirodo pavadinimo įrenginio, o programa sinchronizuos duomenis iš išmaniojo laikrodžio.

Prijungiant įrenginį prie APP, kalba turėtų pasikeisti automatiškai. Programos kalba pasikeis į išmaniajame telefone pasirinktą kalbą, o įrenginio kalba - į programos kalbą. Jei programoje ar įrenginyje nėra pasirinkta išmaniajam telefonui skirta kalba, kalba liks ta pati.

Kai kuriais atvejais „Bluetooth“ gali atsijungti, dažniausiai pasitaikančios priežastys: telefonas ir įrenginys yra per toli vienas nuo kito (daugiau nei 10 metrų), tarp jų yra keletas sienų, aplinkoje yra tam tikrų magnetinių ar radijo trukdžių, turėtų būti prijungtas automatiškai.

Įspėjimas: nors išmanusis prietaisas realiu laiku gali stebėti dinaminį širdies ritmą, jo negalima naudoti jokiais medicininiais tikslais.

Pagrindinės savybės: Ekranas tipas: 1,3 colio TFT; Baterijos talpa: 220 mAh; apsaugos lygis: IP68



Teisingas šio gaminio išmetimas. Šio prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta galimo pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai dėl netinkamo atliekų šalinimo, elektroninės įrangos atliekas būtina nuvežti į nurodytą surinkimo vietą arba gaminį pirkimo vietoje perdirbti. Įspėjimas: viduje yra ličio baterija.



Šis įrenginys, „ODI“ išmaniosios juostos modelis, atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/EU. Visą atitikties deklaraciją galima rasti internete, spustelėjus šią nuorodą:

www.bemi-electronics.com/certificates

Šiam vadovui garantija netaikoma, o jūsų įrenginyje įdiegta programinė įranga ir programinė įranga gali skirtis savo išvaizda ir funkcija. Garantą pasilieka teisė bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pakeisti naudojimo instrukcijas.

Maksimalus energijos suvartojimas-0,264W; Standartinis energijos suvartojimas- 0,119W; Budėjimo režime sunaudojama energija-0,182mW; Įrenginio veikimo dažnių diapazonas-2,4 GHz

Gamintojas: Shenzhen Minrek Electronic Ltd.

Adresas:C602,Building C,Hangcheng Road,Huafeng International Robot Industrial Zone,Xi'xiang,Bao'an,Shenzhen,Kinija 518126

Pagaminta Kinijoje

KÄYTTÖOHJE FI

Laajennettu käyttöopas on saatavana osoitteessa www.bemi-electronics.com

TUOTEKUVAUS

- 1.screen
- 2.charging
- 3.hr-anturit
- 4.painike
- 5.elektrodi 1
- 6.elektrodi 2



Älykello: ODI, käyttöoppaassa nimeltään "laite"

On ehdottomasti luettava tämä käyttöohje ja takuukortti ennen laitteen käyttöä.

Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta tai kytkemällä laturiin viiden sekunnin ajan. Sammuta laite painamalla virtapainiketta viiden sekunnin ajan.

Laitteiden huolto

Puhdista laite säännöllisesti, erityisesti ihoa lähellä oleva osa, jotta se pysyy kuivana. Säädä laitteen hihnan kireys ilman kiertämisen mahdollistamiseksi. Ranteessa, jossa käytettävä laite ei saa käyttää liiallisia ihonhoitotuotteita. Jos sinulla on ihoallergia tai epämukavuus, lopeta laitteen käyttö. Älä käytä laitetta kuumassa kylpyammeessa tai suihkussa. Älä altista laitetta pesuaineille, syövyttävälle aineille tai muille kemikaaleille. Älä altista laitetta korkealle (yli + 50 ° C), alhaiselle (alle -10 ° C) tai korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai muille lämmönlähteille. Se voi vahingoittaa laitetta. Tämä tuote ei sovellu lapsille ja pikkulapsille.

Huomaa: IP68 tarkoittaa, että tämä laite kestää yhden upotuksen seisovassa vedessä 1,1 metrin syvyyteen saakka enintään yhden tunnin ajan. Altistuminen ankarille olosuhteille voi vahingoittaa laitetta. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu vesiurheiluun, sukellukseen tai uimiseen.

Latauksen

Varmista, että akku on ladattu ennen laitteen käyttöä. Käytä mukana toimitettua magneettista latauskaapelia lataamiseen. Suositeltava verkkolaite on 5 V, 1A. Laitteen täyteen lataaminen kestää noin 2 tuntia.

1. Aseta latauskaapelin liitin laitteen alle siten, että sen navat koskettavat laitteen latausliittimen metalli pisteitä
2. Magneettiliitin asettaa sen oikeaan asentoon



3 Kytke latauskaapeli virtalähteeseen USB-liittimen avulla.

4. Latausanimaatio näkyy laitteen näytöllä. Huomaa: Jos laite on täysin tyhjä, latausanimaatio saattaa ilmestyä muutaman minuutin kuluttua.

Asenna sovellus puhelimeesi ja muodosta pari laitteen kanssa

Huomaa: Matkapuhelimesi on tuettava Android 5.1 tai iOS 8.0 tai uudempi ja Bluetooth 4.0 tai uudempi. Etsi, lataa ja asenna H Band-sovellus älypuhelimesi App Storesta tai Google Play Kaupasta. Puhelimesi on oltava yhteydessä Internetiin pariliitoksen muodostumisen aikana. Kun muodostat pariliitoksen, varmista, että älypuhelimien asetus on "Näkyy kaikille lähellä oleville Bluetooth-laitteille". Yhdistä laite puhelimeesi APP: n avulla:

1. Aktivoi Bluetooth puhelimessa.
2. Avaa sovellus ja napsauta "Mine" -kohdassa "My device"+ "ODI".
3. Napsauta laiteluettelossa laitteen nimeä.
4. Jos yhteys on onnistunut, näkyy laitteen nimen, ja sovellus synkronoi älykellon tiedot.

Kielen tulisi muuttua automaattisesti, kun laite kytketään sovellukseen. Sovelluksen kieli vaihtuu älypuhelimien kieleksi ja laitteen kieli sovelluksen kieleksi. Jos sovelluksessa tai laitteessa ei ole älypuhelimelle valittua kieltä, kieli pysyy samana

Bluetooth saattaa joissain tapauksissa katkaista yhteyden, yleisimmät syyt: puhelin ja laite ovat liian kaukana toisistaan (yli

10 metriä), niiden välissä on joitain seiniä, ympäristössä on jonkin verran magneettisia tai radiohäiriöitä, tulisi kytkeä automaattisesti.

Varoitus: Vaikka älykäs laite voi seurata dynaamista sykettä reaaliajassa, sitä ei voida käyttää mihinkään lääketieteelliseen tarkoitukseen.

Perusominaisuudet: Näytön tyyppi: 1,3 tuumaa TFT; Akun kapasiteetti: 220 mAh; suojaustaso: IP68



Tuote hävitetään oikein. Tätä laitetta ei voida hävittää talousjätteiden mukana. Väärän jätteen hävittämisen mahdollisten ympäristö- ja ihmisriskien estämiseksi on välttämätöntä, että elektroniset jätteet viedään osoitettuun keräyspisteeseen tai ostopaikkaan elektronisen jätteen kierrättämistä varten. Varoitus: Sisällä on litiumparisto.

Tämä laite, ODI-älykaistamalli, on Euroopan parlamentin ja



neuvoston direktiivin 2014/53/EU mukainen. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana verkossa seuraavasta linkistä: www.bemi-electronics.com/sertifikaatit

Takuu ei kata tätä opasta, ja laitteeseen asennetut ohjelmistot eivät välttämättä näytä ja/tai toimi kuvatulla tavalla. Takaaja pidättää oikeuden muuttaa käyttöohjeita milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Suurin virrankulutus - 0,264W; Vakiovirrankulutus - 0,119W; Virrankulutus valmiustilassa - 0,182mW; Laitteen toimintataajuusalue on 2,4 GHz

Valmistaja: Shenzhen Minrek Electronic Ltd.

Osoite: C602, Building C, Hangcheng Road, Huafeng International Robot Industrial Zone, Xi'xiang, Bao'an, Shenzhen, Kiina 518126

Valmistettu Kiinassa